



ВРАЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОБОРУДОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Оборудование для стоматологии

DTE®



PT MASTER 3

Производитель:
WOODPECKER
Китай

Идеальный ультразвуковой скалер для парадонтологического лечения и снятия зубных отложений, совмещающий в себе современные технологии, дизайн и эргономику. Технология движения кончика насадки по траектории эллипса позволяет проводить процедуры абсолютно безболезненно для пациента, а титановый сплав насадок не наносит микроцарапин на поверхности эмали, что препятствует бактериальному росту.



Технология движения насадки по круговой траектории позволяет проводить лечение безболезненно и не оставляет царапин на эмали зуба

скалинг	перио
LED-подсветка	подача воды

PT MASTER 5

Производитель:
WOODPECKER
Китай

Новейшая модель ультразвукового скалера для гигиенического, парадонтального и эндодонтического лечения. Максимальная продуктивность скалера достигается за счет колебаний насадки с небольшой амплитудой в диапазоне 20-60 микрон и траекторией эллипса.

Эллиптическая траектория движения насадки, а также то, что они изготовлены из титана, имеющего твердость ниже, чем эмаль зубов, позволяют работать абсолютно безболезненно для пациента и не наносить царапины на поверхности эмали.






2 наконечника, 13 насадок и 2 эндочака в комплекте



скалинг	перио
эндо	LED-подсветка
подача воды	




D7 / D7 LED

Производитель:
WOODPECKER
Китай



Съемный автоклавируемый наконечник с LED-подсветкой
3 функции (скалинг, перио, эндо)
Возможность использования клинических растворов
Два резервуара для клинических растворов
Диафрагмовая помпа

В комплекте:



скалинг	перио	эндо
LED-подсветка	подача воды	



D6 / D6 LED

Производитель:
WOODPECKER
Китай



Съемный автоклавируемый наконечник с LED-подсветкой
3 функции (скалинг, перио, эндо)
Модель с системой подачи воды (емкость 900 мл)

В комплекте:



скалинг	перио	эндо
LED-подсветка	подача воды	



D5 / D5 LED

Производитель:
WOODPECKER
Китай

Съемный автоклавируемый наконечник с LED-подсветкой
3 функции (скалинг, перио, эндо)
Насадки с нитрид-титановым напылением

В комплекте:



скалинг	перио
LED-подсветка	эндо



D3 / D3 LED

Производитель:
WOODPECKER
Китай

Съемный автоклавируемый наконечник с LED-подсветкой
2 функции (скалинг, перио)

В комплекте:



скалинг	перио
LED-подсветка	



UDS

Производитель:
WOODPECKER
Китай

Съемный автоклавируемый наконечник
3 функции (скалинг, перио, эндо)
Модель с системой подачи воды (емкость 900 мл)

В комплекте:



скалинг	перио
подача воды	эндо



Скалеры для монтажа в стоматологические установки совместимы со стандартом NSK, SATELEC

V1

Производитель:
WOODPECKER
Китай

- Герметичный несъемный наконечник
- Автоматическое отслеживание частоты

Питание основного блока	24В ~1,3А
Мощность на выходе	3 20Вт
Частота	28±3кГц
Напор воды	0,1 5бар (0,01 0,5МПа)
Вес основного блока	0,2кг
Размеры	74мм x 56мм x 38мм

В комплекте:

скалинг

перио



V2 / V2 LED

Производитель:
WOODPECKER
Китай

- Съемный автоклавируемый наконечник
- Автоматическое отслеживание частоты

Питание основного блока	24В ~50 60Гц 1,3А
Мощность на выходе	3 20Вт
Частота	28±3кГц
Напор воды	0,1 5бар (0,01 0,5МПа)
Вес основного блока	0,2кг
Размеры	74мм x 56мм x 38мм

В комплекте:

скалинг

перио

LED-подсветка



V3 / V3 LED

Производитель:
WOODPECKER
Китай

- Съемный автоклавируемый наконечник
- Снятие зубного камня, эдодонтическое лечение
- Автоматическое отслеживание частоты

Питание основного блока	24В ~50 60Гц 1,3А
Мощность на выходе	3 20Вт
Частота	28±3кГц
Напор воды	0,1 5бар (0,01 0,5МПа)
Вес основного блока	0,2кг
Размеры	74мм x 56мм x 38мм

В комплекте:

скалинг

перио

LED-подсветка

эндо



Наконечники к скалерам **DTE**

HD-7L

Для скалеров DTE с LED-подсветкой



Вес 63г
Размеры 111 мм x 20,5 мм



Вес 57г
Размеры 111 мм x 20,5 мм

HD-8L

Для скалеров DTE с LED-подсветкой



HD-7H

Для скалеров DTE без LED-подсветки



Вес 57г
Размеры 117 мм x 21 мм



Вес 57г
Размеры 117 мм x 21 мм

HD-8H

Для скалеров DTE без LED-подсветки



Наконечники к скалерам **WOODPECKER**

HW-5L

Для скалеров Woodpecker с LED-подсветкой



Вес 45г
Размеры 105 x 19 мм



Вес 51г
Размеры 105 x 19 мм

HW-6L

Для скалеров Woodpecker с LED-подсветкой



HW-3H

Для скалеров Woodpecker без LED-подсветкой



Вес 47г
Размеры 117 x 18 мм



Вес 47г
Размеры 117 x 18 мм

HW-6

Для скалеров Woodpecker без LED-подсветкой






Апекслокатор DTE Drex III

Производитель:
WOODPECKER
Китай

- Оснащен четким с высокой яркостью ЖК дисплеем, контрастное изображение и различные цвета четко отображают траекторию файла.
- Мультичастотная система апикального позиционирования предотвращает влияние внешних факторов на точность измерений.
- Точность измерений не зависит от вида зуба, состояния корневого канала и его влажности
- Подтвержденная точность измерений до 98%
- Перезаряжаемый литиевый аккумулятор

Питание	3,7В/750мАч
Потребляемая мощность	≤ 0,5Вт
Экран	4,5" ЖКД
Вес основного блока	385г
Размеры	138мм x 77мм x 107мм



Применение



Включите прибор




Проверьте перед использованием



Установите загубник



Установите файл в корневой канал



Соедините файл с держателем или зондом




Начните работу

Апекслокатор DTE Drex I

Производитель:
WOODPECKER
Китай

- Благодаря использованию передовой многочастотной методики измерения полного сопротивления цепи и автоматической калибровки обеспечивается точность измерений.
- Комплектующие аппарата «Drex I» можно стерилизовать в автоклаве при высокой температуре и высоком давлении.
- Исключена вероятность перекрестной инфекции.
- В процессе измерения положения файла в корневом канале пульпы зуба сопровождается звуковым сигналом.

Питание	3 щелочные батареи AAA
Потребляемая мощность	≤ 0,3Вт
Экран	4,9" ЖКД
Вес основного блока	395г
Размеры	105мм x 142мм x 40мм




ENDO RADAR

Производитель:
WOODPECKER
Китай

Беспроводной эндомотор с функцией апекслокатора. Современное, функциональное и эргономичное устройство для работы в корневом канале с возможностью контроля глубины погружения эндофайла.


3 режима работы:

- эндомотор
- апекслокатор
- комбинированный



Предустановлены программы для работы с файлами 20 различных систем

Выбор размера файла для каждой системы, индивидуальная настройка усилия и скорости вращения



Наличие режима RECIPROCATING



Беспроводной наконечник



Беспроводная зарядка



DS-II LED

Производитель:
WOODPECKER
Китай

Второе поколение популярного в России ультразвукового прибора, используемого в хирургической стоматологии и имплантации.

Благодаря контролируемым трехмерным ультразвуковым колебаниям инновационная технология аппарата DTE DS-II LED открывает новые возможности остеотомии и остеопластики, имплантологии, пародонтологического лечения и ортодонтической хирургии.

Его основные особенности: разрезание костных тканей без травмирования мягких тканей; максимальная хирургическая точность и внутриоперационная чувствительность; выборочный разрез; максимальное сохранение мягких тканей; эффект кавитации; максимальный обзор в процессе операции (бескровное поле).



Комплектация:

2 наконечника с LED подсветкой
бокс для хранения и стерилизации наконечников
14 насадок + 2 бокса для хранения и стерилизации
8 автоклавируемых ирригационных трубок
динамометрический ключ и аксессуары



Технические характеристики

Входная мощность	100-240 В, ~50-60 Гц, 600 мА (макс)
Частота колебаний	24 кГц ~ 36 кГц
Выходная мощность	5-35 Вт
Вес	3,1 кг
Габариты	330 x 254 x 167 мм
Производитель	Guilin Woodpecker Medical Instrument CO., LTD.

iLed

Современная полимеризационная лампа для повседневного использования. Прекрасно справляется со всеми видами светоотверждаемых композитных смол. Продвинутый источник света нового поколения обеспечивает полимеризацию за 1 секунду на глубину до 2 мм. Вращающийся на 360 градусов световод и два варианта цветового исполнения.



B-Cure

Полимеризационная лампа B-Cure является новым поколением устройств для световой полимеризации. Три источника света разной длины волны обеспечивают диапазон 385-515 нм для полимеризации всех используемых в стоматологии светоотверждаемых материалов. Полимеризация за 3 секунды на глубину до 2 мм, максимальная мощность 2000 мВт/см², оптимальна для терапии, ортопедии и ортодонтии. Специальный режим Ortho mode для фиксации брекетов.

LED.H ORTHO

Высокоскоростная ортодонтическая полимеризационная лампа LED.H Ortho. Усовершенствованная геометрия световода позволяет удобно работать в любом отделе полости рта и обеспечивает возможность полимеризации за 3 секунды, при этом мощность при вертикальном расположении на 40% выше. Подходит для непрерывного использования без необходимости продолжительных пауз в работе для охлаждения благодаря интеллектуальной системе контроля нагрева. Обеспечивает постоянную мощность светового потока независимо от заряда аккумулятора.



X-Cure

Широкий диапазон длины волны 385-515 нм позволяет работать с абсолютно любыми светотверждаемыми материалами, в том числе на основе камфорохинона. OLED дисплей с индикацией текущего режима работы. Итальянский дизайн и металлический корпус с защитой от теплового воздействия.





D600

Интеллектуальная система контроля интенсивности колебаний, траектория движения насадки по эллипсу, сенсорное управление и водонепроницаемый корпус.


Ультразвуковой скалер D600 разработан как устройство нового поколения, задающего более высокий стандарт качества лечения. Эллиптическая траектория движения насадки препятствует возникновению микроцарапин на поверхности эмали, что существенно улучшает качество процедуры, а также делает ее максимально комфортной и безболезненной для пациента.

Современный эргономичный дизайн D600 создан с учетом многолетнего опыта разработки и производства ультразвуковых скалеров, что ощущается сразу при начале работы. Сенсорные органы управления предназначены для работы в перчатках даже при попадании большого количества жидкости, а удобная форма резервуара позволяет быстро добавить или заменить ирригационный раствор.



S6 Led

Компактный ультразвуковой скалер S6 LED с сенсорным управлением и тремя режимами для работы на коронковой части зуба, в десневых карманах и внутри корневых каналов разработан с использованием генератора нового типа, что обеспечивает движение насадки по синусоиде. Это решение позволяет обеспечить более высокий уровень комфорта для пациента и сэкономить время на обработке поверхности эмали после воздействия ультразвука.



Implant X

Физиодиспенсер Implant X разработан при взаимодействии R&D производителя и хирургов-имплантологов, что позволило создать устройство, максимально отвечающее потребностям пользователей. Точность и безопасность работы – важнейшие приоритеты, которые были достигнуты благодаря использованию собственных разработок производителя и лучших мировых решений. Сенсорный дисплей с кнопками под каждый этап имплантации с возможностью индивидуализации и сохранения параметров скорости вращения и крутящего момента.

MotoPex

MotoPex – бесщеточный и максимально тихий эндомотор со встроенным апекслокатором. Вращаемый на 360 градусов наконечник и встроенные режимы для работы с файлами 30 наиболее известных производителей. Сбалансированная рукоятка для удобства продолжительной работы. Настраиваемый режим reciprocating в диапазоне от 20 до 340 градусов с шагом в 10 градусов. Миниатюрная головка наконечника позволяет комфортно работать глубоко в дистальном отделе.



Удаление зубного камня (насадки DTE / NSK / SATELEC)

GD1

удаление наддесневого и пришеечного зубного камня, а также твердых отложений с вершины зуба

GD2

удаление наддесневых трудно удаляемых отложений

GD3

удаление наддесневого, поддесневого и межзубного камня

GD4

удаление всех наддесневых камней и отложений

GD5

удаление наддесневого зубного камня и пришеечных отложений

GD6

удаление наддесневых трудно удаляемых отложений

GD7

удаление зубной коронки

GD8

удаление зубной коронки

GD9

удаление всех наддесневых камней и отложений

GD10

удаление всех наддесневых камней и отложений

GD11

ортодонтическое лечение

Пародонтология (насадки DTE / NSK / SATELEC)

PD1

удаление поддесневого зубного камня

PD3

удаление поддесневого зубного камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

PD4

удаление поддесневого межзубного камня

PD3D

выравнивание поверхности костной ткани во время лоскутной операции

PD2L

с наклоном влево удаление зубного камня из очень узких пространств между корнями многокорневого зуба и с фуркаций

PD2R

с наклоном вправо удаление зубного камня из очень узких пространств между корнями многокорневого зуба и с фуркаций

PD2LD

с наклоном влево и алмазным покрытием удаление зубного камня из очень узких пространств между корнями многокорневого зуба и с фуркаций

PD2RD

с наклоном вправо и алмазным покрытием удаление зубного камня из очень узких пространств между корнями многокорневого зуба и с фуркаций

Препарирование кариозной полости (насадки DTE / NSK / SATELEC)

SBD1

с алмазным шариком удаление кариозных зубов без риска повреждения соседних зубов

SBD2

в виде верхней полусферы с алмазной крошкой удаление кариозных зубов без риска повреждения соседних зубов

SBD3

в виде нижней полусферы с алмазной крошкой удаление кариозных зубов без риска повреждения соседних зубов

GD31

препарирование мезиальной окклюзии

GD33

препарирование под виниры

SBDL

с алмазным полушариком и левым изгибом под 45° удаление кариозных зубов без риска повреждения соседних зубов

SBDR

с алмазным полушариком и правым изгибом под 45° удаление кариозных зубов без риска повреждения соседних зубов

GD30

препарирование углублений и фиссур

GD32

препарирование мезиальных и дистальных полостей

НАСАДКИ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ СКАЛЕРОВ

Препарирование кариозной полости (насадки DTE / NSK / SATELEC)

GD20

обработка дентина

GD21

финишная обработка и полировка препарированного уступа

Эндодонтия (насадки DTE / NSK / SATELEC)

ED1

эндочак с углом наклона 120° для К-файлов NITI: чистка корневого канала премоляра после стерилизации и удаления штифта из корневого канала

ED2

эндочак с углом наклона 95° для К-файлов NITI: чистка корневого канала дистомоляра после стерилизации и удаления штифта из корневого канала

ED3

после чистки корневого канала, с использованием механизма и тепловой энергии ультразвуковых колебаний, для смягчения латеральной конденсации, следить чтобы кончик насадки скалера касался гуттаперчи

ED3D

удаление минерализованных отложений и плохого пломбирующего материала пульповой полости, нависающих краев пульпарной камеры

PD4D

может заменять традиционный дрельбор G, обеспечение хорошего эндодонтического доступа к устьям корневых каналов

ED4

удаление инородных тел и обломков инструментов из средней и верхней трети большого и прямого канала

ED4D

с алмазным покрытием, повторная обработка очень твердых отложений

ED5

удаление зубного камня и временного цемента, а также обломков инструментов из коронковой трети

ED5D

с алмазным покрытием и улучшенными режущими и шлифующими свойствами, для латеральных каналов. Особенно подходит для снятия очень твердых отложений на стенке канала

ED8

эндочак для боров, расширение канала и обработка жевательных зубов

ED9

эндочак для боров, расширение канала и обработки жевательных зубов

ED10

мягкая обработка корневых каналов

ED10D

ретроградная обработка корневого канала, эффективная полировка верхушки корня зуба (с алмазным напылением)

ED11

мягкая обработка корневых каналов

ED11D

ретроградная обработка корневого канала, эффективная полировка верхушки корня зуба (с алмазным напылением)

ED14

удаление инородных тел и обломков инструментов из средней и верхней трети большого и прямого канала

ED15

удаление зубного камня и временного цемента, а также обломков инструментов из коронковой трети


ED14D

удаление кальцификации из корневого канала, чистка и расширение корневого канала

ED15D

удаление кальцификации из корневого канала, чистка и расширение корневого канала

NITI K-File



Насадка с отличной прочностью для чистки корневого канала.
Размер файла: 32,5±0,5мм
Размер наконечника: Ф0,68~0,71мм
Заострение К-файла: 2%
В каждом комплекте 6 штук.

Для заказа насадок стандарта (стандарт EMS) указать артикул сократив второй символ.
Пример: **DTE** – GD1
WOODPECKER – G1

Удаление зубного камня (насадки DTE / NSK / SATELEC)

GD1T

удаление наддесневого и пришеечного зубного камня, а также твердых отложений с вершины зуба

GD2T

удаление наддесневых трудно удаляемых отложений

GD3T

удаление наддесневого, поддесневого и межзубного камня

GD4T

удаление наддесневых камней и отложений

GD5T

удаление наддесневого зубного камня и пришеечных отложений

GD6T

удаление наддесневых трудно удаляемых отложений

GD7T

удаление зубной коронки и пломбирующего материала

GD8T

удаление зубной коронки

GD9T

удаление наддесневых камней и отложений

GD10T

удаление наддесневых камней и отложений

Эндодонтия (насадки DTE / NSK / SATELEC)

ED1T

эндочак с углом наклона 120° для К-файлов NITI: чистка передних корневых каналов после стерилизации и удаления штифта из корневого канала

ED2T

эндочак с углом наклона 95° для К-файлов NITI: чистка передних корневых каналов после стерилизации и удаления штифта из корневого канала

ED3T

после чистки корневого канала, с использованием механизма и тепловой энергии ультразвуковых колебаний, для смягчения латеральной конденсации, следить чтобы кончик насадки скалера касался гуттаперчи

ED4T

удаление инородных тел и обломков инструментов из средней и верхней трети большого и прямого канала

ED5T

удаление зубного камня и временного цемента, а также обломков инструментов из коронковой трети

ED8T

эндочак для боров, расширение канала и обработка жевательных зубов

ED9T

эндочак для боров, расширение канала и обработки жевательных зубов

ED10T

мягкая обработка корневых каналов

ED11T

мягкая обработка корневых каналов

ED14T

удаление инородных тел и обломков инструментов из средней и верхней трети большого и прямого канала, с ирригацией

ED15T

удаление зубного камня и временного цемента, а также обломков инструментов из коронковой трети, с ирригацией

Пародонтология (насадки DTE / NSK / SATELEC)

PD1T



удаление поддесневого зубного камня

PD2LT



с наклоном влево удаление зубного камня из очень узких пространств между корнями многокорневого зуба и с фуркаций

PD2RT



с наклоном вправо удаление зубного камня из очень узких пространств между корнями многокорневого зуба и с фуркаций

PD3T



удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

PD3LT



удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

PD3RT



удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

PD4T



удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

PD5T



удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

PD10T



удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

PD11T



удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

PD12T



удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

PD14LT



удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

PD14RT



удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

PD18T



удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

PD20T



удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

PD20LT



удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

PD20RT



удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

PD21LT



удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

PD21RT



удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

PD22LT



удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

PD22RT



удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

Для заказа насадок стандарта WOODPECKER (стандарт EMS) указать артикул сократив второй символ.
Пример: DTE – GD1 WOODPECKER – G1

Костная пластика



Синус-лифтинг



Эндодонтия




Удаление




Имплантация

UI1



минимально травматичное разрезание связок

UI2



минимально травматичное разрезание связок

UI3



минимально травматичное разрезание связок

UI4



минимально травматичное разрезание связок

UI5



минимально травматичное разрезание связок

UI6



минимально травматичное разрезание связок

UI7



минимально травматичное разрезание связок

UI8



минимально травматичное разрезание связок

UI9



минимально травматичное разрезание связок

Периодонтальная хирургия

UP1



минимально травматичное разрезание связок

UP2



минимально травматичное разрезание связок

UP3



минимально травматичное разрезание связок

UP4



минимально травматичное разрезание связок

UP5




минимально травматичное разрезание связок

UP6



минимально травматичное разрезание связок

UP7



минимально травматичное разрезание связок

Удаление зубного камня (насадка SIRONA)

GS1

удаление наддесневого и пришеечного зубного камня, а также твердых отложений с вершины зуба

Синус-лифтинг

GS2

удаление наддесневых трудно удаляемых отложений

GS3

удаление наддесневого, поддесневого и межзубного камня

GS4

удаление наддесневых камней и отложений

GS5

удаление наддесневого зубного камня и пришеечных отложений

GS6

удаление наддесневых трудно удаляемых отложений

GS7

удаление зубной коронки и пломбирующего материала

GS8

удаление зубной коронки

Эндодонтия (насадка SIRONA)

ES1

эндочак с углом наклона 120° для К-файлов NITI: чистка передних корневых каналов после стерилизации и удаления штифта из корневого канала

ES2

эндочак с углом наклона 95° для К-файлов NITI: чистка передних корневых каналов после стерилизации и удаления штифта из корневого канала

ES3

после чистки корневого канала, с использованием механизма и тепловой энергии ультразвуковых колебаний, для смягчения латеральной конденсации, следить чтобы кончик насадки скалера касался гуттаперчи

ES3D

удаление инородных тел и обломков инструментов из средней и верхней трети большого и прямого канала

PS4D

удаление инородных тел и обломков инструментов из средней и верхней трети большого и прямого канала

ES4

удаление инородных тел и обломков инструментов из средней и верхней трети большого и прямого канала

ES5

удаление зубного камня и временного цемента, а также обломков инструментов из коронковой трети

ES8

эндочак для боров, расширение канала и обработка жевательных зубов

ES10

эндочак для боров, расширение канала и обработки жевательных зубов

ES11

мягкая обработка корневых каналов

ES14

мягкая обработка корневых каналов

ES15

мягкая обработка корневых каналов

Пародонтология (насадка SIRONA)

PS1



удаление поддесневого зубного камня

PS3



удаление поддесневого зубного камня

PS4



удаление поддесневого зубного камня

PS3D



сглаживание выступов реставрации

Пародонтология (насадка KAVO)

GK1



удаление наддесневого и поддесневого зубного камня

GK2



удаление наддесневого и поддесневого зубного камня

GK3



удаление наддесневого и поддесневого зубного камня

GK4



удаление наддесневого и поддесневого зубного камня

GK5



удаление наддесневого и поддесневого зубного камня

GK6



удаление наддесневого и поддесневого зубного камня

GK7



удаление наддесневого и поддесневого зубного камня

GK11



ортодонтическое лечение

GC1



удаление наддесневого и поддесневого зубного камня

GC2



удаление наддесневого и поддесневого зубного камня

EK8



держатель для боров

Пародонтология (насадка KAVO)

PC1



удаление наддесневого зубного камня

Пародонтология (насадка AMDENT)

A1



удаление наддесневого зубного камня

A2



удаление наддесневого зубного камня

A1T



удаление наддесневого зубного камня

Насадки для скалеров серии PT Master

P50L



обработка межзубных промежутков

P50R



обработка межзубных промежутков

P52



щечная и язычная поверхности

P53L



обработка межзубных промежутков

P53R



обработка межзубных промежутков

Насадки для скалеров серии PT Master

P56



щечная и язычная поверхности

P59



щечная и язычная поверхности



НОВИНКА!

Насадка Р90 для чистки имплантатов к ультразвуковым скалерам WOODPECKER®



- Автоклавируемый колпачок из ПММА
- Продолжительный срок службы насадки
- Не царапает поверхность имплантата
- Идеальна для любого вида пришеечной части

Пожалуйста, пользуйтесь
соответствующими насадками.



Использование насадок, имеющих маркировку **DTE®** с наконечником, имеющим маркировку **WOODPECKER®**, приведет к серьезной проблеме.



Использование насадок, имеющих маркировку **WOODPECKER®**, с наконечником, имеющим маркировку **DTE®**, приведет к такой же проблеме.

Гарантия не распространяется на три вида повреждений.

Запрещено использовать одноразовые насадки.



Насадка DTE эффективно охлаждает и очищает



Насадка неизвестного китайского производителя уступает более чем на 70% насадке DTE в эффективности очистки и охлаждения



Насадка DTE после 300 циклов
стерилизации и 1000 часов работы



Насадка неизвестного китайского
производителя после 6 минут работы
с пациентом после качественного
процесса стерилизации



Насадка неизвестного китайского
производителя через 1 час работы.
Через 10 часов работы 35% насадок
выходят из строя

LUX E / LUX E SIMPLE VERSION

Производитель:
WOODPECKER
Китай

Полимеризационная лампа с зарядным устройством –
подставкой. Настройка времени: 5, 10, 15, 20 сек.
Полного заряда батареи хватает более чем на 300 циклов.

Питание	AC100V 240V 50Hz/60Hz
Мощность светового потока	1000mW/cm ² 1200mW/cm ²
Вес	147g
Габариты	260mm 40mm 50mm

* Полимеризационная лампа LUX E

оснащена фотометром на правой
стороне зарядного устройства.
Фотометр позволяет контролировать
мощность светового потока перед
использованием.



LUX V

Производитель:
WOODPECKER
Китай

Повышенная емкость аккумулятора, полного заряда
батареи хватает более чем на 300 циклов полимеризации.
Низкий уровень саморазряда. Индикатор заряда батареи.
Универсальный дизайн для левой и правой руки.

Питание	AC100V 240V 50Hz/60Hz
Мощность светового потока	1000mW/cm ² 1200mW/cm ²
Вес	85g
Габариты	263mm 31mm 23,5mm



LUX VI

Производитель:
WOODPECKER
Китай

Эргономичный дизайн, маленький и удобный. Особый
дизайн рукоятки и световода, высокоэффективная
фильтрация света. Настройка времени: 5, 10, 15, 20 сек.
Полного заряда батареи хватает более чем на 300 циклов.
Работает как от батареи, так и от провода зарядного
устройства, подключенного к сети.

Питание	AC100V 240V 50Hz/60Hz
Мощность светового потока	1000mW/cm ² 1200mW/cm ²
Вес	100g
Габариты	234mm 26mm 26mm



LUX I

Производитель:
WOODPECKER
Китай

- Поворот световода на 220 градусов
- Одноразовые чехлы на световод позволяют экономить время на автоклавировании
- Поворот световода на 220 градусов
- Запоминание настроек
- Стаильная мощность полимеризации даже при низком заряде аккумулятора
- Более 400 циклов полимеризации при полном заряде аккумулятора

Питание	AC100V 240V 50Hz/60Hz
Мощность светового потока	850mW/cm ² 1000mW/cm ²
Вес	230g
Габариты	232mm 25mm 25mm



LED.G

Производитель:
WOODPECKER
Китай

Лампа полимеризационная встраиваемая в стоматологическую установку. 3 режима работы и 4 интервала полимеризации.

Питание	AC100V 240V 50Hz/60Hz
Мощность светового потока	1000mW/cm ² 1200mW/cm ²
Вес	135g
Габариты	260mm 25mm 26mm



LED.B

Производитель:
WOODPECKER
Китай

Лампа световой полимеризации, беспроводная на светодиодах, автономная, 4 режима продолжительности полимеризации.

Питание	AC100V 240V 50Hz/60Hz
Мощность светового потока	1000mW/cm ² 1200mW/cm ²
Вес	145g
Габариты	260mm 31mm 34mm



Bluephase® N

Производитель:
Ivoclar Vivadent
Лихтенштейн

Покрывая весь диапазон длины волны и имея мощность света 1200 мВт/см², работающая от батареи, Bluephase N® устанавливает высочайшие стандарты в секторе полимеризационных светодиодных ламп.

Она удовлетворяет все повседневные стоматологические запросы благодаря множеству инновационных функций.

659683BE



Bluephase® N M

Производитель:
Ivoclar Vivadent
Лихтенштейн

Мощность света 800 мВт/см² и три временных интервала полимеризации обеспечивают эффективность и надежность работы.

Полимеризационная лампа подходит для светоотверждаемых стоматологических материалов в диапазоне длины волны 430–490 нм.

647620BE



Bluephase® N MC

Производитель:
Ivoclar Vivadent
Лихтенштейн

Bluephase N MC – это работающая от сети светодиодная полимеризационная лампа с мощностью света 800 мВт/см². Эта лампа отличается выдающимися свойствами и невысокой ценой.

Эта модель выполняет все основные требования эффективной полимеризации, не требовательна в плане технического обслуживания, и обеспечивает непрерывность работы.

Экономичный полимеризационный прибор подходит для полимеризации в диапазоне длины волны 430–490 нм.

647619BE




Программы полимеризации продуктов bluephase




Турбо




High Power –
высокая мощность



Low Power –
низкая мощность




Soft Start –
мягкий старт



Второе поколение линии продуктов bluephase с помощью уникального, разработанного на фирме [поливолнового светодиода](#).

Поливолновой светодиод достигает оптимума в широте спектра, который составляет от 380 до 515 нм – точно так же, как у образца галогеновой лампы.


Полимеризует все виды светоотверждаемых материалов благодаря [поливолновому светодиоду](#), который излучает в двух диапазонах, доминантный 410 нм и основной 470 нм.





Автономная система подачи воды AT-1

Помпа электрическая объемная возвратно поступательная для подачи воды к стоматологическому скалеру в комплекте с резервуаром объемом 900мл



Светозащитный экран:



Ключ для насадок TD-1L:

Удерживает насадки



Ключ TD-2L:
Удерживает насадки



Ключ для насадок
TD-4L для DTE
TS-4L для SIRONA
TK-4L для KAVO



Ключ для эндодонтических насадок TD-E1:

Используется для замены ультразвукового U-файла и закручивания/откручивания эндочака



Переходник
для быстрого
подсоединения:



Помпа для D7



Одноразовый рукав
для LUX I:



Держатель для
насадок №1#:



Держатель для
насадок №2#:



Педальный
переключатель
(круглый):



Педальный
переключатель
(квадратный):



Съемный кабель:

С различными соединителями, для наконечников HD-7H, HD-7L



Помпа для UDS



Фотометр:



Батиметр:



Волоконный световод:

Черный и белый опционально. Может обрабатываться в автоклаве при высокой температуре и высоком давлении.

A – размеры: Ф 8мм

B – размеры: Ф 8мм

C – размеры: Ф 8мм

A – подходит для: LUX E

B – подходит для: LUX V, LUX VI

C – подходит для: LED.B



LUX I, LUX E:



LUX V, LUX VI:

Блок питания:

Входная мощность:	~ 100-240В 50-60Гц
Выходной вольтаж/ток:	5,0В/1,0А

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

по телефонам:

+7 (960) 914-01-11

+7 (909) 517-00-54

+7 (905) 078-55-77

e-mail: dss.42@mail.ru



shop-dss.ru



MAX