



Стоматологические инструменты





Внимание

Фирма HLW постоянно стремится к улучшению качества, дизайна и конфигурации своих продуктов. Поэтому оставляет за собой право на изменение производственной программы и обозначение номенклатурных позиций без предварительного уведомления.

С выпуском настоящего каталога все предыдущие издания становятся недействительными.

Авторское право

Этот каталог является эксклюзивной собственностью фирмы HLW Dental Instruments. Использование и распространение каталога возможно только нашими партнерами, продающими данный товар. Перепечатывание или другой способ размножения этого каталога или его частей, а также передача или использование каталога на электронных носителях любого вида, целиком или фрагментарно, запрещена.

Note

We are permanently solicitous to improve quality, design and configuration of our products. Therefore we reserve the right to alterate product-range and design of instruments without prior notice. So far our terms of guarantee, delivery and payment are subject to further development and adjustment to changing legal frame conditions, too.

This issue of catalogue invalidate all prior editions.

Copyright

This catalogue remains an exclusive property of HLW Dental Instruments. Use and distribution of the catalogue is limited to our customers dealing exclusively with our instruments. Each reprint of otherwise reproduction of this catalogue or of parts of it, such as the transfer or use of catalogue or its components in storage media of and kind even partially is prohibited.

HLW DENTAL INSTRUMENTS (ХЛВ ДЕНТАЛ ИНСТРУМЕНТС) - это немецкая компания, чьи мощности сосредоточены на производстве стоматологических инструментов. Основной целью компании является создание высококачественного продукта, доступного широкому кругу потребителей.

Основные достоинства:



Инструменты **HLW** изготавливаются из высокопрочной коррозионно-устойчивой стали, отвечающей современным нормам медицинских инструментов (**ISO 9001:2008; ISO 13485:2003**);



HLWDentallInstruments предоставляет гарантию на свои инструменты;



Большая часть щипцов торговой марки **HLW** имеет поперечно-продольные насечки на рабочей части, что позволяет надежно ухватить удаляемый зуб. А тефлоновая вставка на шарнирном соединении обеспечивает плавный ход;



Облегченные по весу ручки благодаря полой конструкции позволяют снизить нагрузку на руки. А эргономичная форма инструментов снижает риск развития кистевого туннельного синдрома;



Зубчатая поверхность ножниц имеет самозатачивающийся эффект, что увеличивает срок службы инструмента в несколько раз. А новая серия ножниц **СуперКат** позволяет сделать ультра-тонкий разрез, минимально повреждая мягкие ткани;



Инструменты **HLW** сделаны с учетом особенностей анатомии человека. Рабочие части инструментов снижают риск возникновения дополнительной травмы;



Широкий ассортимент представленной продукции, богатство форм и вариаций удовлетворит потребности самых взыскательных докторов;



Наши компетентные специалисты помогут вам составить заказ, проконсультируют по возникшим вопросам, определяют оптимальный способ доставки. А также организуют выездную презентацию инструментов у вас в клинике.

Презентационные кейсы без содержимого
Show cases without content



Размер: 24x19 см
Ref. 10-12



Размер: 16x19 см
Ref. 10-13



Размер: 50x40 см
Ref. 002622*

Важная информация по выбору щипцов:

На следующих страницах Вы можете найти информацию по щипцам для удаления с ручками Стандарт и ручками Анатомическая.

Кроме того, каждые щипцы для удаления имеют два номера Ref., которые означают, что Вы можете выбирать между Ref. 11 Стандартная и Ref. 12 Анатомическая.

Если Вы хотите Стандартную ручку, то

Стандартная

Ref. 11-...



или если Вы хотите Анатомическую ручку, то

Анатомическая Ref. 12-...



Все эти щипцы имеют соединительный элемент, покрытый тефлоном, внутренняя часть щечек имеет зубчатую поверхность.

Внутренняя рабочая поверхность щипцов с поперечными насечками



Important instruction for the order of forceps:

Please find our Extracting-forceps with grain handles (standard) and fingerform handle (anatomic) on the following pages.

Furthermore, we have marked our Extracting-forceps with two article numbers, which means you can choose between grain handle Ref.11...(standard) and fingerform handle Ref.12... (anatomic) of each forceps.

Do you want order grain handle (Standard)

Standard

Ref. 11-...



or if you want order fingerform (anatomic)

Anatomic

Ref. 12...



All extracting forceps are cross serrated in inside of jaws.



All our forceps are setuped with teflon disks between the joint and the are serrated, except amerikan-pattern.



Fig. 1 (Стандартная)



резцы / клыки


ручка
Стандартная
Анатомическая

Артикул
Order-No.

Ref. 11-1
Ref. 12-1



Fig. 2 (Стандартная)




резцы / клыки

ручка
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-2
Ref. 12-2



Fig. 7 (Стандартная)




премоляры

ручка
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-7
Ref. 12-7



Fig. 17 (Стандартная)




моляры правые

ручка
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-17
Ref. 12-17



Fig. 18 (Стандартная)



моляры левые

ручка:
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-18
Ref. 12-18



Fig. 51 (Стандартная)



корневые

ручка:
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-51
Ref. 12-51




Fig. 51A (Стандартная)



корневые

ручка:
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-51A
Ref. 12-51A




Fig. 67A (Стандартная)




для третьих моляров

ручка:
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-67A
Ref. 12-67A



Fig. 13 (Стандартная)



премоляры

ручка:
Стандартная
Анатомическая

Артикул
Order-No.

Ref. 11-13
Ref. 12-13



Fig. 33 (Стандартная)



корневые

ручка:
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-33
Ref. 12-33



Fig. 22 (Стандартная)



моляры

ручка:
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-22
Ref. 12-22



Fig. 73 (Стандартная)



моляры

ручка:
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-73
Ref. 12-73



Fig. 74 (Стандартная)



корневые

ручка:
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-74
Ref. 12-74



Fig. 74N (Стандартная)



корневые

ручка:
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-74N
Ref. 12-74N



Fig. 75 (Стандартная)



премоляры

ручка:
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-75
Ref. 12-75



Fig. 79 (Стандартная)




для третьих моляров

ручка:
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-79
Ref. 12-79


Fig. 29 (Стандартная)



корневые
ручка:
Стандартная
Анатомическая

Артикул
Order-No.
Ref. 11-29
Ref. 12-29


Fig. 29N (Стандартная)



корневые
ручка:
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-29N
Ref. 12-29N

Fig. 30 (Стандартная)



корневые
ручка:
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-30
Ref. 12-30


Fig. 89 (Стандартная)



моляры правые
ручка:
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-89
Ref. 12-89

Fig. 90 (Стандартная)



моляры левые
ручка:
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-90
Ref. 12-90


Fig. 501 (Стандартная)



корневые
ручка:
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-501
Ref. 12-501


Fig. 51K (Стандартная)



корневые
ручка:
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-51K
Ref. 12-51K

Fig. 51M (Стандартная)



корневые
ручка:
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-51M
Ref. 12-51M

Fig. 4 (Стандартная)			резцы / клыки	ручка: Стандартная Анатомическая	Артикул Order-No. Ref. 11-4 Ref. 12-4
Fig. 33A (Стандартная)			корневые	ручка: Стандартная Анатомическая	Ref. 11-33A Ref. 12-33A
Fig. 33M (Стандартная)			корневые	ручка: Стандартная Анатомическая	Ref. 11-33M Ref. 12-33M
Fig. 23 (Стандартная)			моляры правые	ручка: Стандартная Анатомическая	Ref. 11-23 Ref. 12-23
Fig. 24 (Стандартная)			моляры левые	ручка: Стандартная Анатомическая	Ref. 11-24 Ref. 12-24
Fig. 502 (Стандартная)			для корневых фрагментов	ручка: Стандартная Анатомическая	Ref. 11-502 Ref. 12-502
Fig. 21 (Стандартная)			моляры	ручка: Стандартная Анатомическая	Ref. 11-21 Ref. 12-21
Fig. 8 (Стандартная)			премоляры	ручка: Стандартная Анатомическая	Ref. 11-8 Ref. 12-8

Артикул
Order-No.

Fig. 62 (Стандартная)



верхние универсальные



ручка
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-62
Ref. 12-62

Fig. 69 (Стандартная)



для верхних и нижних фрагментов



ручка
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-69
Ref. 12-69

Fig. 151 (Стандартная)




верхние корневые



ручка
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-151
Ref. 12-151

Fig. 152 (Стандартная)



верхние корневые



ручка
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-152
Ref. 12-152

Fig. 49 (Стандартная)



верхние корневые
ультра тонкие



ручка
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-49
Ref. 12-49

Артикул
Order-No.



Fig. 86A (Стандартная)



моляры
ручка
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-86A
Ref. 12-86A




Fig. 86C (Стандартная)




моляры
ручка
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-86C
Ref. 12-86C



Fig. 136 (Стандартная)



нижние
корневые
ручка
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-136
Ref. 12-136



Fig. 145 (Стандартная)



нижние
корневые
ручка
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-145
Ref. 12-145



Fig. 45 (Стандартная)



нижние
корневые
ручка
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-45
Ref. 12-45



Fig. 31 (Стандартная)



нижние
корневые
ручка
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-31
Ref. 12-31



Fig. 46 (Стандартная)



корневые
ультра тонкие
ручка
Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-46
Ref. 12-46



Fig. 01 (Анатомическая)

удаление верхних коронок

ручка:
Анатомическая

Артикул.
Order-No.

Ref. 12-101



Fig. 02 (Анатомическая)

удаление нижних коронок

ручка:
Анатомическая

Ref. 12-102



Fig. 03 (Анатомическая)

удаление верхних коронок

ручка:
Анатомическая

Ref. 12-103




Fig. 04 (Анатомическая)

удаление нижних коронок

ручка:
Анатомическая

Ref. 12-104




удаление коронок

ручка:
Анатомическая

Ref. 12-105

сменные рабочие
части



универсальный зажим для удаления коронок

изогнутый


Ref. 12-106

Щипцы для удаления третьих моляров



Fig. 122L (Стандартная)

для 1-3 нижних моляров
левые



ручка
Стандартная
Анатомическая


Артикул
Order-No.

Ref. 12-122L



Fig. 122R (Стандартная)

для 1-3 нижних моляров
правые



ручка
Стандартная
Анатомическая

Ref. 12-122R



Fig. 186L (Анатомическая)

нижние моляры
левые



ручка:
Анатомическая

Ref. 12-186L



Fig. 186R (Анатомическая)

нижние моляры
правые



ручка:
Анатомическая

Ref. 12-186R

Щипцы для АТРАВМАТИЧНОГО удаления глубококорасположенных корневых фрагментов



Fig. 153 (Стандартная)

верхние корневые



ручка:
Стандартная

Ref. 11-153



Fig. 146 (Стандартная)

нижние корневые



ручка:
Стандартная

Ref. 11-146



Fig. 149 (Стандартная)

верхние корневые



ручка:
Стандартная

Ref. 11-149

Артикул
Order-No.


верхние резцы / клыки

ручка

Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-34A
Ref. 12-34A

Fig. 34A (Анатомическая)



верхние корневые

ручка

Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-331
Ref. 12-331

Fig. 331 (Анатомическая)




верхние премоляры

ручка

Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-35A
Ref. 12-35A

Fig. 35A (Анатомическая)



нижние премоляры

ручка

Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-336
Ref. 12-336

Fig. 336 (Анатомическая)



нижние премоляры

ручка

Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-36A
Ref. 12-36A

Fig. 36A (Анатомическая)




Артикул
Order-No.



Ref. 11-67N
Ref. 12-67N



Ref. 11-79N
Ref. 12-79N



Ref. 11-7N
Ref. 12-7N



Ref. 12-120



Fig. 37 (Стандартная)



верхние
резцы


ручка:
Стандартная

Артикул
Order-No.

Ref. 11-37



Fig. 29S (Стандартная)



верхние
корневые

ручка:
Стандартная

Ref. 11-29S




Fig. 30S (Стандартная)



верхние
корневые

ручка:
Стандартная

Ref. 11-30S



Fig. 39 (Стандартная)



верхние
моляры

ручка:
Стандартная

Ref. 11-39



Fig. 39A (Стандартная)



верхние
моляры

ручка:
Стандартная

Ref. 11-39A



Fig. 39R (Стандартная)



верхние моляры правые

ручка:
Стандартная

Ref. 11-39R



Fig. 39L (Стандартная)



верхние моляры левые

ручка:
Стандартная

Ref. 11-39L




Fig. 51S (Стандартная)



верхние корневые

ручка:
Стандартная

Ref. 11-51S



Fig. 33S (Стандартная)



корневые

ручка
Стандартная

Артикул
Order-No.

Ref. 11-33S



Fig. 13S (Стандартная)



нижние премоляры

ручка
Стандартная

Ref. 11-13S



Fig. 22S (Стандартная)



нижние моляры

ручка
Стандартная

Ref. 11-22S



Fig. 38 (Стандартная)



нижние резцы / клыки

ручка
Стандартная

Ref. 11-38



Fig. 40 (Стандартная)



нижние моляры

ручка
Стандартная

Ref. 11-40




Fig. 76S (Стандартная)



верхние корневые

ручка
Стандартная

Ref. 11-76S

Благодаря небольшому размеру легко скрыть от маленьких пациентов в ладони

Артикул
Order-No.

Fig. 51SB
(Стандартная)



верхние
корневые

ручка

Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-51SB
Ref. 12-51SB



нижние
корневые
Fig. 7 (Стандартная)

ручка

Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-7B
Ref. 12-7B

Fig. 137
(Стандартная)



верхние
резцы

ручка

Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-137B
Ref. 12-137B



нижние
моляры
Fig. 6 (Стандарт)

ручка

Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-6B
Ref. 12-6B

Fig. 139
(Стандартная)



верхние
премоляры

ручка

Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-139B
Ref. 12-139B



нижние
резцы
Fig. 5 (Стандартная)

ручка

Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-5B
Ref. 12-5B

Fig. 3
(Стандартная)



верхние
моляры

ручка

Стандартная
Анатомическая

Ref. 11-3B
Ref. 12-3B

Артикул
Order-No.



Winter

Ref. 13-1WL



Winter

Ref. 13-1WR



Winter

Ref. 13-14L



Winter

Ref. 13-14R



Krallenheber

Ref. 13-10L



Krallenheber

Ref. 13-10R



4 mm



Flohr

Артикул
Order-No.

Ref. 13-1F



Flohr

Ref. 13-2F



Flohr

Ref. 13-3F



3 mm



Friedmann

Ref. 13-4F



3 mm



Friedmann

Ref. 13-5F



3 mm



Friedmann

Ref. 13-6F



2,5 mm



Heidbrink

Ref. 13-7H



2,5 mm



Heidbrink

Ref. 13-8H



Heidbrink

Ref. 13-9H

Артикул
Order-No.


		Cryer	Ref. 13-27S
		Cryer	Ref. 13-28S
		Cryer	Ref. 13-27
		Cryer	Ref. 13-28
		Cryer	Ref. 13-31
		Cryer	Ref. 13-32
		Pott	Ref. 13-1P
		Pott	Ref. 13-2P

Артикул
Order-No.



Seldin

Ref. 13-4L



Seldin

Ref. 13-4R



Seldin

Ref. 13-1L



Seldin

Ref. 13-1R




Hyllin

Ref. 13-30



Hyllin

Ref. 13-40



Hyllin

Ref. 13-10



Hyllin

Ref. 13-20



Bein

3 mm



прямой / straight



зубчатый / serrated



изогнутый / curved



зубчатый / serrated

Артикул
Order-No.

Ref. 13-1B

Ref. 13-1BZ

Ref. 13-1BC

Ref. 13-1BCZ



Bein

4 mm



прямой / straight



зубчатый / serrated



изогнутый / curved



зубчатый / serrated

Ref. 13-2B

Ref. 13-2BZ

Ref. 13-2BC

Ref. 13-2BCZ



Bein

2 mm



прямой / straight



зубчатый / serrated



изогнутый / curved



зубчатый / serrated

Ref. 13-3B

Ref. 13-3BZ

Ref. 13-3BC

Ref. 13-3BCZ



Bein

3 mm



прямой / straight



зубчатый / serrated



изогнутый / curved



зубчатый / serrated

Ref. 13-4B

Ref. 13-4BZ

Ref. 13-4BC

Ref. 13-4BCZ



Bein

4 mm



прямой / straight

Ref. 13-5B



зубчатый / serrated

Ref. 13-5BZ



изогнутый / curved

Ref. 13-5BC



зубчатый / serrated

Ref. 13-5BCZ



Bein

2 mm



прямой / straight

Ref. 13-6B



зубчатый / serrated

Ref. 13-6BZ



изогнутый / curved

Ref. 13-6BC



зубчатый / serrated

Ref. 13-6BCZ



Bein

3 mm



прямой / straight

Ref. 13-7B



зубчатый / serrated

Ref. 13-7BZ



изогнутый / curved

Ref. 13-7BC



зубчатый / serrated

Ref. 13-7BCZ



Bein

4 mm



прямой / straight

Ref. 13-8B



зубчатый / serrated

Ref. 13-8BZ



изогнутый / curved

Ref. 13-8BC



зубчатый / serrated

Ref. 13-8BCZ



Hakenheber

Ref. 13-35

Артикул
Order-No.



Ref. 13-81



Ref. 13-82



Ref. 13-9B



Ref. 13-10B



Ref. 13-100



Ref. 13-101



Ref. 13-102



2 mm



Apical

Артикул
Order-No.
Ref. 13-301



3 mm



Apical

Ref. 13-302



3 mm



Apical

Ref. 13-303



3 mm



Apical

Ref. 13-304



4 mm



Seldin

Ref. 13-3



4,5 mm



Cryer

Ref. 13-3A



10 mm

5 mm

Berten

Ref. 13-4



3 mm



Kopp

Ref. 13-1K



3 mm



Kopp

Ref. 13-2K

Артикул
Order-No.



прямой / straight

Ref. 13-70



изогнутый / curved

Ref. 13-71



bajonett

Ref. 13-72



левый / left

Ref. 13-73L



правый / right

Ref. 13-73R

		прямой / straight 2,0 mm	Артикул Order-No. Ref. 13-1 LX
		изогнутый / curved 2,0 mm	Ref. 13-5 LX
		прямой / straight 3,0 mm	Ref. 13-2 LX
		изогнутый / curved 3,0 mm	Ref. 13-6 LX
		прямой / straight 4,0 mm	Ref. 13-3 LX
		изогнутый / curved 4,0 mm	Ref. 13-7 LX
		прямой / straight 5,0 mm	Ref. 13-4 LX
		изогнутый / curved 5,0 mm	Ref. 13-8 LX

Люксаторы HLW – это специально разработанный периодонтальный нож конической формы. Рабочая часть инструмента очень тонкая, что позволяет ему проникнуть в периодонтальную связку очень глубоко (около 2/3 от длины корня зуба). В отличие от традиционных методов экстракции зуба, применение люксаторов менее травматично.
ВНИМАНИЕ!!! Люксаторы, из-за тонкой рабочей части, не предназначены для вывихивания и усиленного расшатывания удаляемого зуба. Для таких манипуляций используются другие специальные инструменты.

Артикул
Order-No.

  прямой / straight 2,0 mm	Ref. 13-9 LX
  изогнутый / curved 2,0 mm	Ref. 13-13 LX
  прямой / straight 3,0 mm	Ref. 13-10 LX
  изогнутый / curved 3,0 mm	Ref. 13-14 LX
  прямой / straight 4,0 mm	Ref. 13-11 LX
  изогнутый / curved 4,0 mm	Ref. 13-15 LX
  прямой / straight 5,0 mm	Ref. 13-12 LX
  изогнутый / curved 5,0 mm	Ref. 13-16 LX

Люксаторы HLW – это специально разработанный периодонтальный нож конической формы. Рабочая часть инструмента очень тонкая, что позволяет ему проникнуть в периодонтальную связку очень глубоко (около 2/3 от длины корня зуба). В отличие от традиционных методов экстракции зуба, применение люксаторов менее травматично.

ВНИМАНИЕ!!! Люксаторы, из за тонкой рабочей части, не предназначены для вывихивания и усиленного расшатывания удаляемого зуба. Для таких манипуляций используются другие

Зажимы / для извлечения костных фрагментов и мелкого инструмента



13,5 cm
Ref. 13-50 S

Штиглицы



13,5 cm
Ref. 13-60 S



15 cm
Ref. 13-75TC

Элеваторы / для извлечения костных фрагментов (обломков корней)

1,5 mm



Heidbrink
Ref. 13-1 H

2 mm



Heidbrink
Ref. 13-2 H


2,5 mm



Heidbrink
Ref. 13-3 H



3 mm




Mini-Friedmann

Ref. 14-1 / 12 cm



2 mm



Micro-Friedmann

Ref. 14-2 / 16 cm



90° angled




Micro-Friedmann

Ref. 14-2 B / 16 cm

45° угол рабочей части



3,5 mm




Blumenthal

Ref. 14-3 / 15 cm



3 mm




Luer

Ref. 14-4 / 15 cm



4 mm



Luer

Ref. 14-5 / 15 cm




nach BRUENINGS

19 cm

Шпатель для языка

Артикул
Order-No.

Ref. 15-13 A



21 cm

Ref. 15-14



nach SENN

Ref. 15-15



Mini LANGENBECK

16 cm

Ref. 15-15 A



nach LANGENBECK

21 cm

30 x 11 mm
30 x 16 mm

Ref. 15-16
Ref. 15-17



Ref. 15-4



14cm

Ref. 15-4A

 21 cm 30 x 16 mm	Артикул Order-No. Ref. 15-17 A
 21 cm 42 x 11 mm	Ref. 15-17 B
 21 cm 60 x 12 mm	Ref. 15-17 C
 nach MIDDELDORF 21 cm Ретрактор щеки	Ref. 15-18
 nach MINNESOTA 16 cm Ретрактор щеки	Ref. 15-23
 16 cm	Ref. 15-26
 19 cm Ретрактор	Ref. 15-27



прямые
straight



Iris
11,5 cm
зубчатая режущая поверхность
Ref. 19-1



изогнутые
curved



Iris
11,5 cm
зубчатая режущая поверхность
Ref. 19-2



прямые
straight



Stevens
11,5 cm
зубчатая режущая поверхность
Ref. 19-3



изогнутые
curved



Stevens
11,5 cm
зубчатая режущая поверхность
Ref. 19-4



прямые
straight



Goldmann-Fox
12,5 cm
зубчатая режущая поверхность
Ref. 19-5



изогнутые
curved



Goldmann-Fox
12,5 cm
зубчатая режущая поверхность
Ref. 19-6



двойной изгиб
curved



La Grange
11,5 cm
зубчатая поверхность
Ref. 19-7



двойной изгиб
curved



La Grange
13,5 cm
зубчатая поверхность
Ref. 19-8



двойной изгиб
curved



DEAN
17,5 cm
зубчатая поверхность
Ref. 19-9

для снятия швов
угловые
angeld



Nahtschere
11,5 cm

Ref. 19-13 A

двойные
угловые
double
angeld



Locklin
16 cm
зубчатая поверхность
Ref. 19-10

угловые
angeld



Goldmann-Fox
16 cm
зубчатая поверхность
Ref. 19-11



изогнутые
curved




Joseph
14 cm

Ref. 19-12




прямые
straight



Kelly
16 cm
зубчатая поверхность
Ref. 19-14



изогнутые
curved



Kelly
16 cm
зубчатая поверхность
Ref. 19-15



острый/тупой
sharp/blunt



Хирургические ножницы

14,5 cm
Ref. 19-16



острый/тупой
sharp/sharp



Хирургические ножницы

14,5 cm
Ref. 19-17



Ножницы для снятия
повязок и тейпов

14,5 cm
Ref. 19-27

+7 (960) 914-01-11
+7 (960) 916-07-05
+7 (905) 078-55-77
dss.42@mail.ru



прямые
straight



Коронковые
10 см
зубчатая поверхность
Ref. 19-18

гладкая поверхность
Ref. 19-19



изогнутые
curved



Коронковые
10 см
зубчатая поверхность
Ref. 19-20

гладкая поверхность
Ref. 19-21

угловые
angeld



Ножницы
для проволоки
Ref. 19-22



прямые/тупой кончик
gerade/straight



угловые
angeld

Ножницы для нитей
11,5 cm

Ref. 19-24



изогнутые/тупой кончик
gebogen/curved



Metzenbaum
12 cm

Ref. 19-25



Metzenbaum
14,5 cm

Ref. 19-26




Серия ножниц Супер Кат имеет специальную заточку, позволяющую сделать ультра тонкий разрез. Ножницы имеют два различных лезвия: один край острый как бритва, а второй зубчатый. Идеально подходит для работы с десной.



 изогнутый
curved

Iris
11,5 cm


Ref. 19-2 SC


 двойной изгиб
double curved

La Grange
12 cm

Ref. 19-7 SC


 изогнутый
curved

Goldmann-Fox
13 cm

Ref. 19-6 SC


 изогнутый
curved

Metzenbaum
14,5 cm

Ref. 19-26 TC


 изогнутый
curved

Ножницы коронковые
11 cm

Ref. 19-20 A



 поверхность гладкая
sharp/sharp

Ножницы десневые
11,5 cm

Ref. 19-2 A



изогнутые
curved




Castroviejo-Gomel TC
14 cm

Ref. 19-28 TC



изогнутые
curved



Castroviejo TC
14 cm

Ref. 19-23 TC



изогнутые
curved




Castroviejo-Gomel
14 cm

Ref. 19-28



изогнутые
curved



Castroviejo
14 cm

Ref. 19-23



двойной изгиб
double curved

зубчатая
поверхность



La Grange Schere TC
11,5 cm

Ref. 19-7 TC



изогнутые
curved




Iris - Schere TC
11,5 cm

Ref. 19-1 TC (прямые/straight)
Ref. 19-2 TC (изогнутые/curved)



изогнутые
curved

зубчатая
поверхность



Goldmann-Fox TC
12,5 cm

Ref. 19-6 TC



изогнутые
curved

зубчатая
поверхность



Kelly TC
16 cm


Ref. 19-15 TC





Halstead-Mosquito
прямой/straight 12,5 cm

Артикул
Order-No.

Ref. 20-1


Halstead-Mosquito
изогнутый/curved 12,5 cm



Ref. 20-2


Rankin-Crile
прямой/straight 16 cm



Ref. 20-3


Rankin-Crile
изогнутый/curved 16 cm


Ref. 20-4


Kocherklemme
изогнутый/curved 12,5 cm


Ref. 20-33


Kocherklemme
изогнутый/curved 15 cm


Ref. 20-34

Артикул
Order-No.




Backhaus
9 cm

Ref. 20-5



Backhaus
11 cm

Ref. 20-6



Зажим с шариком
9,5 cm

Ref. 20-7



Зажим (Корцанг)
24 cm

Ref. 15-10



Derf
12,5 cm

Ref. 20-8




гладкий
smooth



Webster
12,5 cm

Ref. 20-8 A



Abbey
14,5 cm

Ref. 20-9



Baumgartner
14,5 cm

Ref. 20-10



Crile-Wood
15 cm

Ref. 20-15




Mayo-Hegar
16 cm

Ref. 20-12



Castroviejo
14 cm

Ref. 20-16



Mathieu
14 cm

Ref. 20-13




Mathieu
17 cm

Ref. 20-14



прямой
straight



Castroviejo - Gomel TC
14 cm

Ref. 20-19



изогнутый
curved



Castroviejo - Gomel TC
14 cm

Ref. 20-17



прямой
straight




Castroviejo - Gomel TC
18 cm

Ref. 20-20



изогнутый
curved



Castroviejo - Gomel TC
18 cm

Ref. 20-18



прямой
straight



Castroviejo TC
14 cm

Ref. 20-28



изогнутый
curved



Castroviejo TC
14 cm

Ref. 20-29



изогнутый
curved



Micro-Nadelhalter TC
Гладкая, круглая ручка
18 cm

Ref. 40-46



прямой
straight



Micro-Nadelhalter TC
Гладкая, круглая ручка
18 cm

Ref. 40-47



маленькая рабочая
поверхность



Lichtenberg TC
17 cm

Ref. 20-22



маленькая рабочая
поверхность



Lichtenberg TC
14 cm

Ref. 20-21




минимально узкая
головка



Lichtenberg TC
17 cm

Ref. 20-22a




минимально узкая
головка




Lichtenberg TC
14 cm

Ref. 20-21a



Nadelhalter TC
17 cm

Ref. 20-22B



Hoesl TC
21 cm

Ref. 20-31



Mathieu-Olsen TC
17 cm

Ref. 20-32



прямой
straight



Toennis TC
18 cm

Ref. 20-23



прямой
straight



Olsen-Hegar TC
15 cm

Ref. 20-24



прямой
straight



Mayo-Hegar TC
16 cm

Ref. 20-25



прямой
straight



Castroviejo-Gomel TC
16 cm

Ref. 20-30



16 cm

Meriam

Артикул
Order-No.

Ref. 22-1



16 cm

Flagg

Ref. 22-2



15 cm

College

Ref. 22-3



15 cm

College (с зажимом)

Ref. 22-4



15 cm

Пинцет

Ref. 22-5



15 cm

Пинцет (с зажимом)

Ref. 22-6



15 cm

Goldman-Fox правый

Ref. 22-7



15 cm

Goldman-Fox левый

Ref. 22-8



15 cm

Шовный Пинцет

Артикул
Order-No.

Ref. 22-11



15 cm

Шовный Пинцет

Ref. 22-12



15 cm

Шовный пинцет, угловой

Ref. 22-13



12 cm

анатомический

Adson-Pinzette

Ref. 22-14



12 cm

хирургический

Adson-Pinzette

Ref. 22-15



12 cm

ультра тонкий

Micro-Adson-Pinzette

Ref. 22-15A



20 cm

хирургический

Артикул
Order-No.

Ref. 22-17



20 cm

анатомический

Ref. 22-18



14 cm

хирургический

Ref. 22-19



14 cm

анатомический

Ref. 22-20



12,5 cm

анатомический Semken

Ref. 22-21



12,5 cm

хирургический Semken

Ref. 22-22



18 cm

анатомический Gerald

Ref. 22-21A



18 cm

хирургический Gerald

Ref. 22-22A



15 cm Пинцет для артикуляционной бумаги Miller

Ref. 22-23

	11,5 cm	хирургический	Ref. 22-24
	11,5 cm	анатомический	Ref. 22-25
	15 cm	Пинцет с усиленной ручкой College	Ref. 22-26
	18 cm	хирургический прямой Микропинцет Gomel	Ref. 22-30
	18 cm	хирургический изогнутый Микропинцет Gomel	Ref. 22-31
	18 cm	анатомический прямой Микропинцет Gomel	Ref. 22-32
	18 cm	анатомический изогнутый Микропинцет Gomel	Ref. 22-33
	15 cm	атравматичный прямой De Bakey	Ref. 22-34
	15 cm	атравматичный изогнутый De Bakey	Ref. 22-35



Lukas Ref. 25-1



Lukas Ref. 25-2



Lukas Ref. 25-3



Lukas Ref. 25-4



Lukas Ref. 25-5



Williger Ref. 25-6



Williger Ref. 25-7





Артикул
Order-No.

Ref. 26-1



Ref. 26-2



Ref. 26-3



Ref. 26-4



Ref. 26-5



Ref. 26-6



Ref. 26-7



Ref. 26-8



Ref. 26-9



Ref. 26-10

облегченная, полая ручка Ø8 mm



Taylor

Fig. T 2/3

Ref. 26-11



Fig. Cl 2/3

Ref. 26-12



McCall

Fig. 13S/14S

Ref. 26-14



McCall

Fig. 13/14

Ref. 26-15



Fig. 17/18

Ref. 26-15A



Towner Jaquette

Fig. 15/30

Ref. 26-16



Towner Jaquette

Fig. 5/33

Ref. 26-17



Jaquette

Fig. 30/33

Ref. 26-18

Ø



Hygienist

H6/H7

Ref. 26-19



7/8

Ref. 26-20



Scaler

204 S

Ref. 26-56



204 SD

Ref. 26-57



Scaler

M 23

Ref. 26-62



Kurette

M 23A


Ref. 26-63



Kirkland

Fig. 15/16

Ref. 26-27



облегченная, полая ручка Ø 8 mm



Fig. 4 R/L Ref. 26-28



Fig. 2 R/L Ref. 26-29



Columbia

Fig. 13/14 Ref. 26-30



Fig. 411/412 Ref. 26-31



Columbia

Fig. 413/414 Ref. 26-32



Langer

Fig. 1/2 Ref. 26-33





Fig. 5/6 Ref. 26-34



Langer

Fig. 3/4 Ref. 26-35

ПРИМЕНЕНИЕ КЮРЕТ GRACEY

Форма	Артикул	Область применения
	1 / 2	26-36 А или В* резцы, премоляры
	3 / 4	26-37 А или В* резцы, премоляры
	5 / 6	26-38 А или В* резцы, премоляры; для аппроксимальных поверхностей
	7 / 8	26-39 А или В* премоляры, моляры; для щечных, медиальных и фронтальных поверхностей премоляров и моляров
	9 / 10	26-40 А или В* моляры; для щечных, лингвальных поверхностей моляров
	11 / 12	26-41 А или В* моляры, мезиальная поверхность; для вестибулярных поверхностей резцов и премоляров
	13 / 14	26-42 А или В* моляры, дистальная поверхность; для лингвальных и дистальных поверхностей резцов и премоляров
	15 / 16	26-43 А или В* для лингвальных и дистальных поверхностей резцов и премоляров; лезвие расположено под более острым углом по сравнению с 11 / 12
	17 / 18	26-44 А или В* моляры, дистальная поверхность; лезвие расположено под более острым углом по сравнению с 13 / 14



Высокая эргономичность инструмента обеспечивается повышенным диаметром 10 мм и легкостью ручек благодаря полый конструкции. Такие инструменты снижают риск развития кистевого туннельного синдрома у врача при длительной работе.

* Инструменты содержащие в артикуле букву «А» имеют классический диагональный ретенционный узор в дистальных третях ручек. С буквой «В» - шороховатый микрорельеф.

круглая, экстра легкая ручка Ø10 mm



Gracey

Fig. 1/2

Ref. 26-36A



Gracey

Fig. 3/4

Ref. 26-37A



Gracey

Fig. 5/6

Ref. 26-38A



Gracey

Fig. 7/8

Ref. 26-39A



Gracey

Fig. 9/10

Ref. 26-40A



Gracey

Fig. 11/12

Ref. 26-41A



Gracey

Fig. 13/14

Ref. 26-42A

круглая, экстра легкая ручка Ø10 mm



Gracey

Fig. 1/2

Ref. 26-36B



Gracey

Fig. 3/4

Ref. 26-37B



Gracey

Fig. 5/6

Ref. 26-38B



Gracey

Fig. 7/8

Ref. 26-39B



Gracey

Fig. 9/10

Ref. 26-40B



Gracey

Fig. 11/12

Ref. 26-41B



Gracey

Fig. 13/14

Ref. 26-42B

Gracey MF = укороченный рабочий кончик; круглая, экстремально легкая ручка Ø 10 mm



Маркировочные кольца для кюрет



ручка "CLASSIC", экстра легкая Ø10 mm



Langer

Fig. 1/2

Ref. 26-33A



Langer

Fig. 5/6

Ref. 26-34A



Langer

Fig. 3/4

Ref. 26-35A

ручка "DELUXE", экстра легкая Ø 10 mm



Langer

Fig. 1/2

Ref. 26-33B



Langer

Fig. 5/6

Ref. 26-34B



Langer

Fig. 3/4

Ref. 26-35B

ручка "CLASSIC", экстра легкая Ø10 mm



ручка "DELUXE", экстра легкая Ø10 mm




Периотомы ручка полая, экстра легкая Ø 10 mm



Пародонтологические скейлеры и кюреты
ручка экстра легкая Ø10 mm



Зонды для бужирования слюнных желез Bowman



Стоматологические зонды со сменными наконечниками

Круглая ручка

12,5 cm



Ref. 23-10

Круглая ручка
полая

13,5 cm



экстра легкая

Ref. 23-11



Ref. 27-9E



Ref. 27-11E



Ref. 27-7E



Ref. 27-8E



Ref. 27-13E



Ref. 27-12E



жесткий / non flexible

Fig. 6

Артикул
Order-No.

Ref. 27-1



жесткий / non flexible

Fig. 8

Ref. 27-2



жесткий / non flexible

Fig. 9

Ref. 27-3



жесткий / non flexible

Fig. 18

Ref. 27-4



жесткий / non flexible

Fig. 17

Ref. 27-5



жесткий / non flexible

Fig. 23

Ref. 27-6



гибкий

Fig. 32

Артикул
Order-No.

Ref. 27-7



гибкий

Fig. 33

Ref. 27-8



гибкий

Fig. 65

Ref. 27-9



гибкий

Fig. 39

Ref. 27-10



гибкий

Fig. 30

Ref. 27-11



гибкий

Fig. 23

Ref. 27-12



гибкий

Fig. 17

Ref. 27-13

Артикул
Order-No.



гибкий

Fig. 3A

Ref. 27-3A



гибкий

Fig. 6/23

Ref. 27-14



гибкий

Fig. 17/23

Ref. 27-15



цветокodировка
сферический кончик

гибкий

Fig. WHO/23

Ref. 27-15A



гибкий

Fig. 6/17

Ref. 27-16



гибкий

Fig. 6/1

Ref. 27-17



для зоны бифуркации

Ref. 27-24A



цветокодировка
сферический кончик

WHO

Артикул
Order-No.

Ref. 27-18



Goldman-Fox

Ref. 27-19



Williams

Ref. 27-20



цветокодировка

CP 12

Ref. 27-22



цветокодировка

PCPUNC15

Ref. 27-22A



Goldman-Fox / Williams

Ref. 27-23



цветокодировка

Nabers

Ref. 27-24



цветокодировка

Nabers

Ref. 27-24B



Ref. 27-25



Ref. 27-26



Ref. 27-27



Ref. 27-28



0,6 mm

Ref. 27-31



0,8 mm

Ref. 27-32



1,0 mm

Ref. 27-33



1,2 mm

Ref. 27-34



Ref. 28-1



Ref. 28-2



Ref. 28-3



Ref. 28-4



Ref. 28-5



Ref. 28-6



Ref. 28-7



Ref. 28-8



Ref. 28-9



Ref. 28-10







Ref. 24-1



Ref. 24-2



Ref. 24-3



Ref. 24-4



Ref. 24-5



Ref. 24-6



Ref. 24-7



Ref. 24-8



Ref. 24-9



Ref. 24-10



Ref. 24-11





Ref. 29-11



Ref. 29-12



Ref. 29-13



Ref. 29-14



Ref. 29-15



Ref. 29-16



Ref. 29-17



Ref. 29-18



Ref. 29-19



VAJNA

Ref. 29-21



VAJNA



Ref. 29-33



Ref. 29-34



Ref. 29-35



Ref. 29-36



Ref. 29-37



Ref. 29-38




Ref. 29-40



Ref. 29-41



Ref. 29-42





Ref. 29-53



Ref. 29-54



Ref. 29-55



Ref. 29-56



Ref. 29-57



Ref. 29-58



Для моделировки фиссур

Ref. 29-59



Для моделировки фиссур

Ref. 29-60



Hollenback

Ref. 29-61



Bennet

Ref. 29-62





Уплотнитель

Ref. 29-73



Планатор

Ref. 29-74



Эмалевый нож

мезиальный

Ref. 29-75



Эмалевый нож

дистальный

Ref. 29-76



Инструмент для полировки

Ref. 29-77



12,5 cm

Williger

Артикул
Order-No.

Ref. 30-1



16 cm

Williger

Ref. 30-2



16 cm

Williger

Ref. 30-2A



17,5 cm

Molt

Ref. 30-3



17,5 cm

Molt

Ref. 30-4



17,5 cm

Meat

Ref. 30-5



17,5 cm

Meat


Ref. 30-5A



17,5 cm

Meat


Ref. 30-5B



17,5 cm

Freer

Ref. 30-6





Ref. 30-8



Ref. 30-8A





универсальный

Ref. 30-8B



Ref. 30-8C

Инструмент для раздвигания краев коронок



Ref. 30-8D



изогнутый

 Микро-Иглодержатель КВ
Код. 40-46

18 см

гладкая круглая ручка



прямой

 Микро-Иглодержатель КВ
Код. 40-47

18 см

гладкая круглая ручка



изогнутый

 Микро-Ножницы КВ
Код. 40-48В

17 см

гладкая круглая ручка

изогнутый



17 см

плоская перфорированная ручка



Микро-Ножницы КВ

Код. 19-23В

Окружная гладкая ручка

18 см

 Микро-Пинцет
хирургический
Код. 40-44


прямой

 Микро-Пинцет
анатомический
Код. 40-44А

 Микро-Пинцет
хирургический
Код. 40-45


изогнутый

 Микро-Пинцет
анатомический
Код. 40-45А


Молоток со съёмными
тефлоновыми щечками
(нагрев до 240°C)
Код. 40-01



18,5 cm, 200g

Пинцет для мплантатов
Код. 40-43



Ø 1,3 mm
Ø 1,9 mm

Подходит для всех систем имплантатов с микровинтами. Хорошие удерживающие свойства позволяют точно расположить винт даже в дальней области моляров.

Шприц
Код. 40-04




Шприц для костного материала

16 cm

3,5 mm

Роторасширитель / держатель
щеки вестибулярный

Код. 40-02



17 cm

Хирургические слюноотсосы

Пластиковые рабочие части
обеспечивают мягкий удар.
Идеально подходит для работы
в ротовой полости.

Код. 40-48

Код. 40-49

Код. 40-50



2,0 mm

3,0 mm

5,0 mm

Емкость для смешивания кости
Код. 40-03



Ø 33 mm

Кронциркуль
Код. 40-05



0 - 40 mm

9 cm

Используется для измерений при имплантации и планировании ортопедических конструкций. Благодаря углу 75° идеально подходит для применения в полости рта

Лоток
Код. 40-51



Ø 60 mm



PT01 Код. 26-60



PT02 Код. 26-61

Инструменты для синус-лифтинга



H01 Код. 40-06



H02 Код. 40-07



K03 Код. 40-08



K04 Код. 40-09



K78 Код. 40-10



K77 Код. 40-11

ручка "DELUXE", Ø10 мм, экстра легкая

Ручка для скальпеля эргономичной рукояткой
Код. 40-27



Благодаря своей форме эта ручка удобно располагается в руке и предотвращает чувство усталости в пальцах во время длительной работы

Распатор
Код. 40-18



Окончание в виде стрелы служит для препарирования десневых сосочков и тонких структур при имплантации или в пародонтологии, сердцевидное окончание инструмента предназначено для атравматичного препарирования на гладких костных структурах, если окончание инструмента воткнуть в кость, получится хорошая, скользящая опора во время операции.

Шабер для кости
Код. 40-21



Для оптимального сбора аутологичной кости при имплантации и пародонтологических операциях. Широкий конец идеально подходит для сглаживания гребня челюсти перед имплантацией, а также для дополнительного сбора костного материала в области операции. Хорошо срезает костную стружку без дополнительных усилий. Для обеспечения оптимальной остроты мы рекомендуем после каждого использования заточку камнем Арканзас.

Элеватор для десневых сосочков
Код. 40-19



Для атравматичного вскрытия сосочков и тонких структур в имплантации и эстетической пародонтологии.

Инструмент для фиксации мембран и пинов
Код. 40-41



Шпатель для смешивания
Код. 40-42



ручка "DELUXE", Ø10 мм, экстра легкая

2,5 mm



Код. 40-24

3,5 mm



Код. 40-23

Код. 40-22A

Рабочая поверхность служит для контроля оси в области моляров при хирургических операциях по установке имплантатов.



Шкала
4 mm

Prichard Код. 40-22

Распатор и держатель в одном инструменте. Острая рабочая часть служит для рассечения надкостницы и других тканей. Тупая сторона для удержания лоскута, с лингвальной стороны – для защиты нерва при использовании вращающихся инструментов. Благодаря полировке можно использовать как зеркало.

2,8 mm



2,5 mm



Код. 40-20

Благодаря изгибу рабочих поверхностей инструмент легко адаптируется в лингвальной области.

Лингвальный



2,8 mm

3 mm



Код. 40-25

Для атравматичного препарирования при имплантации и пародонтологических операциях.

Molt



4 mm

5 mm



Код. 40-26

Острый край служит для препарирования, тупой – для элевации.

Freer
острый/тупой



6 mm

ручка "DELUXE", Ø10 мм, экстра легкая

В01 Код. 40-15



В02 Код. 40-16



В03 Код. 40-17



ручка "DELUXE", Ø10 мм, экстра легкая

Е01 Код. 40-12



Е02 Код. 40-13



Е03 Код. 40-14



Остеотомы bajonett

Для конденсации мягкой костной ткани в месте внедрения имплантата и закрытого синус-лифтинга

Ø 2,8 mm

Код. 40-34



Ø 3,1 mm

Код. 40-35



Ø 3,5 mm

Код. 40-36



Ø 3,8 mm

Код. 40-37



Ø 2,8 mm

Код. 40-80



Ø 3,1 mm

Код. 40-81



Ø 3,5 mm

Код. 40-82



Ø 3,8 mm


Код. 40-83



4 mm
Код. 40-30
прямое
17,5 cm



4 mm
Код. 40-31
изогнутое
17,5 cm



6 mm
Код. 40-32
прямое
17,5 cm



6 mm
Код. 40-33
изогнутое
17,5 cm



Инструменты для внесения костного материала



Пинцет для абатментов



Ручка для микроскальпеля



Код. 40-28

Мукотом изогнутый для перфорации слизистой



Код. 40-53 - 10 см Ø 3 мм

Код. 40-55 - 10 см Ø 4 мм

Код. 40-57 - 10 см Ø 5 мм

Кусачки костные



Код. 14-10

Периотом



Код. 40-60



Насадка для периотома



Ручка для периотома



Код. 40-59

Ретрактор minessota


Код. 15-23

16 cm

Костная ловушка


Код. 40-58

**Силиконовый фильтр
для костной ловушки**


Код. 40-58А

Костный скребок


Код. 40-76

прямой

Код. 40-77

изогнутый


Микрометр (Остеометр)

Код. 40-75

Позволяет измерить
ширину альвеолярного
ребра, не разрезая
слизистую оболочку.


Роторасширитель

Код. 15-4В


Ранорасширитель

Код. 15-28



Костные рашпили



Код. 26-65




Код. 40-66



Код. 40-67

Микрометры



Код. 40-05A
прямой




Код. 40-05B
изогнутый

Измельчитель кости



Щетки для чистки инструментов




Долота



Артикул
Order-No.

Ref. 17-1



Для интралигаментарной анестезии

Ref. 17-2



Для интралигаментарной анестезии

Ref. 17-7



Термопласт – температура стерилизации до 200°C

Артикул
Order-No.

Ref. 17-3



С функцией аспирации

Ref. 17-4



С функцией аспирации

Ref. 17-4A



С функцией аспирации



Nr. 3

Артикул
Order-No.

Ref. 30-9



Nr. 3A

Ref. 30-9A



Nr. 4

Ref. 30-10



Nr. 7

Ref. 30-11



Nr. 8

Ref. 30-12



Nr. 9

Ref. 40-27

Кронциркули




Трепаны




Диаметр		
внутренний	внешний	
2,5 mm	3,5 mm	Ref. 40-100
3,0 mm	4,0 mm	Ref. 40-101
3,5 mm	4,5 mm	Ref. 40-102
4,0 mm	5,0 mm	Ref. 40-103
4,5 mm	5,5 mm	Ref. 40-104
5,0 mm	6,0 mm	Ref. 40-105
6,0 mm	7,0 mm	Ref. 40-106
7,0 mm	8,0 mm	Ref. 40-107
8,0 mm	9,0 mm	Ref. 40-108

Крампонные щипцы

Артикул
Order-No.



Ref. 32-38



Ref. 32-39



Ref. 32-38A



Ref. 32-39A



Ref. 32-39B



по Мореллю

Артикул
Order-No.

Ref. 16-4



по Мореллю

Ref. 16-4A



по Мореллю

Ref. 16-5



Коронкосниматель

Ref. 16-7

Насадки для снятия мостовидных конструкций



тросик
9 cm



тросик
20 cm

F

128

Зеркало стоматологическое высокого качества из нержавеющей стали стерилизуется всеми известными методами до 240 град.



набор 12 шт.



зеркало стандарт

№ 4	22 мм	Ref. 23-1
№ 5	24 мм	Ref. 23-2

зеркало увеличивающее

№ 4	22 мм	Ref. 23-3
№ 5	24 мм	Ref. 23-4

зеркало Родיום

№ 4	22 мм	Ref. 23-5
№ 5	24 мм	Ref. 23-6



13,5 см
ручка для зеркала анатомическая полая Ref. 23-7



12 см
ручка для зеркала восьмигранная рифленая цельная Ref. 23-9



12,5 см
ручка для зеркала шестигранная полая хром/латунь Ref. 23-8



12,5 см
ручка для зеркала круглая цельная Ref. 23-10



14 см
ручка для зеркала шестигранная полая сталь Ref. 23-8A



13,5 см
ручка для зеркала круглая полая Ref. 23-11



Ref. 23-20
боковое прямое
157x37 мм



Ref. 23-22
окклюзионное большое
70x63 мм



Ref. 23-21
боковое прямое
155x41x55 мм




Ref. 23-23
окклюзионное малое
100x70x63 мм



Ref. 23-24
окклюзионное малое
84x60x43 мм



Ref. 15-40
(зеркальная полировка)
Ref. 15-40A
(матовая полировка)
размер
273x178x26 мм



Ref. 15-42
(зеркальная полировка)
Ref. 15-42A
размер
273x178x35 мм

Ref. 15-41
(зеркальная полировка)
Ref. 15-41A
(матовая полировка)
размер
273x178x30 мм

Ref. 15-43
(зеркальная полировка)
Ref. 15-43A
(матовая полировка)
размер
273x178x40 мм



Ref. 15-44
(зеркальная полировка)
Ref. 15-44A
(матовая полировка)
размер
273x178x26 мм

Ref. 15-46
(зеркальная полировка)
Ref. 15-46A
(матовая полировка)
размер
273x178x35 мм

Ref. 15-45
(зеркальная полировка)
Ref. 15-45A
(матовая полировка)
размер
273x178x30 мм

Ref. 15-47
(зеркальная полировка)
Ref. 15-47A
(матовая полировка)
размер
273x178x40 мм

Силиконовые фиксаторы для инструментов

Ref. 15-50
15x155 мм



Ref. 15-52
160 мм




Ref. 15-51
25x155 мм



Ref. 15-22A
размер
200x100 мм



Ref. 15-22B
размер
205x115 мм



Ref. 15-21
размер
200x130 мм



Ref. 15-22
размер
190x100 мм



Ref. 15-22 C
размер
200x130 мм

Лотки для инструмента



Ref. 40-51A

Ø 45 мм



Ref. 40-51

Ø 60 мм



Ref. 40-51C

Ø 80 мм

Кoffердам (раббердам) система / Кламмерные щипцы и прбойники



Кoffердам (раббердам) система / Клампы

Резцы / клыки



#9

#212

#6



Ref.
18-10

Ref.
18-11

Ref.
18-12

Премоляры



#0

#1

#2

#2A



Ref.
18-13

Ref.
18-14

Ref.
18-15

Ref.
18-16

Моляры



#7

#8

#8A

#14

#14A



Ref.
18-17

Ref.
18-18

Ref.
18-19

Ref.
18-20

Ref.
18-21

Кoffердам (раббердам) система / Латексные платки и рамка

Латексные платки

150x150 мм
36 штук в упаковке
высокая устойчивость
притяжные на ощупь
в вакуумной упаковке



серый

злёный

голубой

розовый

мягкий
средний
твёрдый
экстра-твёрдый

Ref. 18-40D
Ref. 18-40M
Ref. 18-40S
Ref. 18-40X

Ref. 18-41D
Ref. 18-41M
Ref. 18-41S
Ref. 18-41X

Ref. 18-42M
Ref. 18-42S
Ref. 18-42X

Ref. 18-43M



Стальная рамка
для фиксации
латексного платка
Ref. 18-50

**Рекомендации по стерилизации стоматологических инструментов
торговой марки HLW Dental instruments Germany**

Дорогие покупатели!
Спасибо, что Вы приобрели наши инструменты.

Для увеличения срока службы и во избежание образования на инструментах коррозии, рекомендуем соблюдать основные пункты по уходу и обработки стоматологических инструментов:

1. Прежде чем отправить инструмент на стерилизацию, необходимо тщательно промыть и почистить его с помощью мягкой щетки и специального моющего средства. Просьба не применять при этом металлические щетки. Основательной и эффективной чистки Вы добьетесь при помощи устройства чистки ультразвуком (используйте при этом только специальные средства для чистки в ультразвуковом устройстве).

!!! Особенно важно, чтобы инструменты с подвижными ручками (такие как щипцы, иглодержатели и ножницы) были в открытом состоянии во время стерилизации и предстерилизационной обработки!!!

2. Сразу же после чистки и мойки, инструменты необходимо основательно прополоскать в горячей воде. Тщательное полоскание в горячей воде и предварительную чистку желательно также производить сразу же после использования инструментов, с целью скорейшего удаления крови, сукровицы и других агрессивных соединений: щелочи, кислоты, соли.

3. Прежде чем уложить инструмент в стерильную упаковку, убедитесь, чтобы он был в исключительно сухом состоянии. Это также важно при промежуточном, временном хранении. Остаточная влажность может вызывать коррозию или образование пятен на инструментах.

4. В процессе холодной стерилизации, во избежание образования коррозии, не оставляйте инструменты на длительный срок в растворе дезинфекции, более чем этого требует инструкция по используемому средству. После завершения, тщательно ополосните инструменты в дистиллированной воде и основательно высушите их.

5. Не используйте едкие очистители или любые другие чистящие средства, которые изначально не предназначены для стерилизации медицинских инструментов.

6. Проверьте используемую воду на наличие железа, натрия, кальция, магния и меди, содержание которых может вызвать образование пятен и коррозии металла. При использовании жесткой воды производите чистку автоклава и его паропроводов. По возможности используйте только дистиллированную воду или установите фильтры, которые предотвратят образование солей на инструментах и деталях оборудования.

7. Убедитесь, что Ваши салфетки и полотенца тщательно выстираны и прополосканы, так как остатки хлоридов и отбеливателя являются причиной образования пятен и коррозии.

8. Не рекомендуется стерилизовать инструменты из нержавеющей стали с инструментами из других материалов (например: хромированными), так как образуется разница потенциалов, которая способствует образованию пятен и коррозии.

9. Разогрейте инструменты в автоклаве, если это возможно, перед стерилизацией паром, чтобы предотвратить чрезмерное количество конденсата на поверхности инструментов. И не открывайте автоклав слишком скоро после стерилизации, желательно чтобы инструменты полностью остыли.

10. Ни на каком из этапов стерилизации инструменты не должны контактировать с ржавеющими инструментами или с инструментами с поврежденной поверхностью.

11. Настоятельно рекомендуется стерилизовать в разобранном виде инструменты, содержащие съемные тефлоновые детали, чтобы избежать залипания, и добиться полной отчистки и дезинфекции (Например: тефлоновые втулки от молотка ref.40-01 рекомендуется выкручивать).

12. Рекомендуется избегать соприкосновений отражающей поверхности зеркал с другим инструментом во время стерилизации. Фото-зеркала лучше стерилизовать отдельно от других инструментов.

Если Вы будете следовать всем положениям по уходу и чистке инструментов, использовать специальное масло для винтовых соединений, срок службы инструментов заметно увеличится.



☎ +7 (960) 914-01-11
☎ +7 (960) 916-07-05
☎ +7 (905) 078-55-77

✉ dss.42@mail.ru



🌐 shop-dss.ru