



АБАТМЕНТЫ И ТИТАНОВЫЕ ОСНОВАНИЯ

«УЛЬТРАСТОМ» – лидер отрасли производства и продажи абатментов, титановых оснований и других протетических компонентов.
В нашем каталоге представлены комплектующие, совместимые с ведущими системами имплантатов.

НА РЫНКЕ С 2005 ГОДА

10 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ*

ВНИМАНИЕ! Размеры изображений могут не совпадать с реальными изделиями.

**Гарантийный срок не распространяется на аналоги имплантатов*

СОВМЕСТИМО С СИСТЕМАМИ:

ANKYLOS • ADIN • STRAUMANN SYNOCTA • OSSTEM • MIS C1

ALPHABIO • BIOMET 3I • NOBEL CONICAL CONNECTION

MIS • BIOHORIZONS • ZIMMER • XIVE • DENTIUM • STRAUMANN NEODENT

NOBEL REPLACE • ASTRA TECH • STRAUMANN BONE LEVEL

MEGAGEN ANYRIDGE • NEOBIOTECH • DIO • IMPRO • ANTHOGR


• ICX • MEGAGEN ANYONE • ASTRA EV • B&B DENTAL

СОВМЕСТИМО С ANKYLOS.....	4
СОВМЕСТИМО С ASTRA TECH.....	8
СОВМЕСТИМО С B&B DENTAL.....	14
СОВМЕСТИМО С DENTIUM.....	18
СОВМЕСТИМО С MEGAGEN ANYONE.....	22
СОВМЕСТИМО С MEGAGEN ANYRIDGE.....	26
СОВМЕСТИМО С MIS C1.....	30
СОВМЕСТИМО С NEOBIOTECH.....	36
СОВМЕСТИМО С NOBEL CONICAL CONNECTION.....	40
СОВМЕСТИМО С NOBEL REPLACE.....	46
СОВМЕСТИМО С OSSTEM.....	50
СОВМЕСТИМО С STRAUMANN BONE LEVEL.....	56
СОВМЕСТИМО С STRAUMANN NEODENT.....	62
СОВМЕСТИМО С XIVE.....	64
СОВМЕСТИМО С ШЕСТИГРАННЫМ СОЕДИНЕНИЕМ (HEX).....	68
ВТУЛКИ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ШАБЛОНОВ.....	74
ШТИФТЫ, МАТРИЦЫ.....	75
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К МУЛЬТИЮНИТАМ.....	76
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К DAS.....	78
ОТВЕРТКИ.....	80
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	84
ФРЕЗЫ, СВЁРЛА.....	88

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с ANKYLOS



С – высота
коронковой части
Н – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания

Формирователь десны
Рекомендуемый крутящий момент:
не более 10 Н/см, (от руки)

Трансфер для открытой
ложки, (V. 2).
Комплектуется винтом

Аналог имплантата

Сканмаркер
интраоральный

3D-аналог имплантата,
(V. 2).
Комплектуется винтом

Совместимо с DAS
(dynamic abutment solution).
Динамический абатмент-
мультиюнит

Абатмент временный
(одиночный), (V. 2).
Комплектуется винтом

02383 New H 2,5; D 6,0	02385 New H 5; D 5,5
02384 New H 3; D 6,0	02386 New H 7; D 5,5
02284 New F 12; D 4,0	02285 New F 14; D 4,0
00383 D 4,0; L 11	
02092	
02043 New D 3,95; L 11	
02576 New H 2; C 1,4; D 4,0	02578 New H 4; C 1,4; D 4,0
02577 New H 3; C 1,4; D 4,0	02643 New H 5; C 1,4; D 4,0
02280 New H 1,2; C 8; D 4,0	02281 New H 2,2; C 8; D 4,5

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с ANKYLOS



L – длина
M – диаметр резьбы

Абатмент временный
(мостовидный), (V. 2).
Комплектуется винтом

Абатмент-основание
(одиночный), Geo.
Комплектуется винтом

Абатмент-основание
(мостовидный), Geo.
Комплектуется винтом

Абатмент-основание
(одиночный), Sirona, (V. 2).
Комплектуется винтом

Абатмент-основание
(мостовидный), Sirona, (V. 2).
Комплектуется винтом

Абатмент-основание
(одиночный), (V. 2).
Комплектуется винтом

Абатмент-основание
(мостовидный), (V. 2).
Комплектуется винтом

02278 New
H 1,2; C 8; D 4,0



02279 New
H 2,2; C 8; D 4,5



02081 New
H 1,3; C 5,3; D 3,8



02082 New
H 2; C 6; D 4,4



02083 New
H 3; C 6; D 4,4



02084 New
H 1,3; C 5,3; D 3,8



02085 New
H 2; C 6; D 4,4



02086 New
H 3; C 6; D 4,4



02557 New
H 1,2; C 4,65; D 4,35



02558 New
H 2,1; C 4,65; D 4,35



02559 New
H 1,2; C 4,65; D 4,35



02560 New
H 2,1; C 4,65; D 4,35



02076 New
H 1,2; C 4; D 4,5



02075 New
H 2,2; C 4; D 4,5



02079 New
H 1,2; C 4; D 4,5




02078 New
H 2,2; C 4; D 4,5



Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с ANKYLOS



C – высота
коронковой части
H – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания

Абатмент прямой
(мостовидный), (V. 2).
Комплектуется винтом

Абатмент прямой
(мостовидный), (V. 2).
Комплектуется винтом

Абатмент прямой
(одиночный), (V. 2).
Комплектуется винтом

02387 New H 1; C 7; D 4,8 	02388 New H 2; C 7; D 5,4 	02389 New H 3; C 7; D 5,4 
	02391 New H 4; C 4; D 5,5 	02392 New H 5; C 4; D 5,5 
	02394 New H 4; C 4; D 5,5 	02395 New H 5; C 4; D 5,5 

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с ANKYLOS



L – длина
M – диаметр резьбы

Винты

Винт, (V.2)
15Н/см

02077 **New**
L 10,2; M 1,8



Винт лабораторный
15Н/см

02091 **New**
L 10,2; M 1,8



Винт для трансфера открытой ложки, (V. 2)
Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)

02286 **New**
L 24; M 1,8



Винт для трансфера открытой ложки, (V. 2)
Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)

02287 **New**
L 26; M 1,8



Винт-экстрактор

02090 **New**
L 16,5; M 1,8




* Винты V.2 совместимы только с деталями конфигурации V.2

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с ASTRA TECH



C – высота
коронковой части
H – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания

3,0 мм

3,5/4,0 мм

4,5/5,0 мм

Заглушка для имплантата
Рекомендуемый крутящий момент:
не более 10 Н/см, (от руки)

Формирователь десны
Рекомендуемый крутящий момент:
не более 10 Н/см, (от руки)

Трансфер для открытой ложки.
Комплектуется винтом

Трансфер для закрытой ложки.
Комплектуется винтом

Трансфер для открытой
ложки, (V. 2).
Комплектуется винтом

Аналог имплантата

Сканмаркер интраоральный

3D-аналог имплантата,
(V. 2).
Комплектуется винтом

Коннектор для введения 3D-аналога.
Комплектуется винтом

01502
H 0; D 2,5



01503
H 0; D 3,0
01524
H 2; D 3,0



01525
H 0; D 4,0
01504
H 2; D 4,5



00500
H 4,5; D 4,7
00501
H 5; D 4,0
01415
H 6; D 4,5



00502
H 5; D 4,0
00521
H 5; D 5,7
01416
H 7; D 5,5



00519
F 13; D 4,0



00520
F 13; D 4,5



00546
F 14; D 4,0



00540
F 11,5; D 4,5



02270 **New**
F 12; D 4,0
02271 **New**
F 14; D 4,0



02274 **New**
F 12; D 4,5
02275 **New**
F 14; D 4,5



00394
D 3,1; L 15




00395
D 3,5; L 15



00396
D 4,5; L 15,5



00781



00782



01762
D 3,95; L 11,8



01763
D 4,5; L 11,8



01113
M 1,6




01107
M 2



Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с ASTRA TECH



C – высота
коронковой части
H – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания



3,0 мм



3,5/4,0 мм



4,5/5,0 мм

Абатмент-мультиюнит
прямой

Абатмент-мультиюнит 17°
с внутренней резьбой для винта.
Комплектуется винтом

Абатмент-мультиюнит 30°
с внутренней резьбой для винта.
Комплектуется винтом

Абатмент-мультиюнит 45°
с внутренней резьбой для винта.
Комплектуется винтом

Совместимо с DAS
(dynamic abutment solution).
Динамический
абатмент-мультиюнит


Абатмент временный, (одиночный).
Комплектуется винтом
* 3,0 комплектуется 2-мя винтами

	00356 H 1,5; C 2,2; D 4,8 20H/см 00357 H 2,5; C 2,2; D 4,8 20H/см 00358 H 3,5; C 2,2; D 4,8 20H/см 00925 H 4,5; C 2,2; D 4,8 20H/см	00359 H 1,5; C 2,2; D 4,8 25H/см 00360 H 2,5; C 2,2; D 4,8 25H/см 00361 H 3,5; C 2,2; D 4,8 25H/см 00926 H 4,5; C 2,2; D 4,8 25H/см
	01284 H 2,5; C 2,2; D 4,8 01285 H 3,5; C 2,2; D 4,8	01287 H 2,5; C 2,2; D 4,8 01288 H 3,5; C 2,2; D 4,8
	01289 H 3,5; C 2,2; D 4,8 01290 H 4,5; C 2,2; D 4,8	01291 H 3,5; C 2,2; D 4,8 01292 H 4,5; C 2,2; D 4,8
	01585 H 4,5; C 2,2; D 4,8 01586 H 5,5; C 2,2; D 4,8	01583 H 4,5; C 2,2; D 4,8 01584 H 5,5; C 2,2; D 4,8
	02620 New H 1; C 1,4; D 4,0 02621 New H 2; C 1,4; D 4,0 02622 New H 3; C 1,4; D 4,0 02623 New H 4; C 1,4; D 4,0	
00117 H 1; C 8; D 3,8	00132 H 1; C 8; D 3,7 00723 H 1,5; C 8; D 4,1	00189 H 1; C 8; D 4,6 00724 H 1,5; C 8; D 5,2

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с ASTRA TECH



C – высота
коронковой части
H – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания



3,0 мм



3,5/4,0 мм



4,5/5,0 мм

Абатмент временный, (мостовидный).
Комплектуется винтом

Абатмент временный, (одиночный),
для CAD/CAM.
Комплектуется винтом

Абатмент временный
(мостовидный), для CAD/CAM.
Комплектуется винтом

Абатмент-основание
(одиночный), Geo.
Комплектуется винтом

Абатмент-основание
(мостовидный), Geo.
Комплектуется винтом

Абатмент-основание
(одиночный), Sirona.
Комплектуется винтом

00725

H 1; C 8; D 3,7

00726 **New**

H 1,5; C 8; D 4,1

00727

H 1; C 8; D 4,6

00728 **New**

H 1,5; C 8; D 5,2

00563

H 1; C 7; D 4,1

00660

H 2,5; C 7; D 4,5

00557

H 1; C 7; D 4,8

00564

H 1; C 7; D 4,1

00661

H 2,5; C 7; D 4,5

00558

H 1; C 7; D 4,8

01154

H 1,3; C 5,4; D 4,2

01156

H 2; C 6; D 4,7

01255

H 3; C 6; D 4,7

01158

H 1,3; C 5,4; D 4,4

01160

H 2; C 6; D 4,9

01257

H 3; C 6; D 4,9

01155

H 1,3; C 5,4; D 4,2

01157

H 2; C 6; D 4,7

01256

H 3; C 6; D 4,7

01159

H 1,3; C 5,4; D 4,4

01161

H 2; C 6; D 4,9

01258

H 3; C 6; D 4,9

00162

H 0,8; C 4,65; D 4,5

00163

H 0,8; C 4,65; D 5,0

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с ASTRA TECH



L – длина
M – диаметр резьбы



3,0 мм



3,5/4,0 мм



4,5/5,0 мм

Абатмент-основание
(мостовидный), Siqona.
Комплектуется винтом

Абатмент-основание, (одиночный).
Комплектуется винтом
* 3,0 комплектуется 2-мя винтами

Абатмент-основание, (мостовидный).
Комплектуется винтом
* 3,0 комплектуется 2-мя винтами

Абатмент прямой.
Комплектуется винтом
* 3,0 комплектуется 2-мя винтами

Абатмент выжигаемый.
Комплектуется винтом

Абамент угловой 15°.
Комплектуется винтом

Премилл-абатмент.
Комплектуется винтом.
Совместим с холдером Medentika


Премилл-абатмент.
Комплектуется винтом.
Совместим с холдером Arum

		 00174 H 0,8; C 4,65; D 4,5	 00175 H 0,8; C 4,65; D 5,0
 00227 H 0,75; C 4; D 4,1	 00097 H 0,8; C 4; D 4,5	 00098 H 0,8; C 4; D 5,0	
 00228 H 0,75; C 4; D 4,1	 00099 H 0,8; C 4; D 4,5	 00100 H 0,8; C 4; D 5,0	
 00223 H 1; C 6; D 3,8  00224 H 3; C 6; D 3,8	 00091 H 2,5; C 6; D 4,5  00135 H 4; C 6; D 4,5	 00092 H 1,5; C 7; D 5,0  00136 H 3; C 7; D 6,0	
	 00095 H 1,5; C 9; D 4,2	 00096 H 1,5; C 10; D 5,0	
	 00093 H 1; C 6; D 4,5  00263 H 3; C 6; D 4,5	 00094 H 1; C 7; D 5,5  01998 H 3; C 7; D 5,5	
	 01058 D 11,5	 01059 D 11,5	
	 01632 New D 10	 01633 New D 10	

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с ASTRA TECH



С – высота
коронковой части
Н – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания

Винты

Винт для трансфера открытой ложки 3,5/4,0
Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)

00524
L 21,8; M 1,6



Винт для трансфера открытой ложки 4,5/5,0
Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)

00525
L 20,3; M 2



Винт для трансфера закрытой ложки 3,5/4,0
Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)

00545
L 25,2; M 1,6



Винт для трансфера закрытой ложки 4,5/5,0

00544
L 22,1; M 2



Винт для трансфера открытой ложки, (V.2), 3,5/4,0
Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)

02272 **New**
L 23; M 1,6



02273 **New**
L 25; M 1,6



Винт для трансфера открытой ложки, (V.2), 4,5/5,0
Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)

02282 **New**
L 25; M 2



02283 **New**
L 27; M 2



Винт Ø3,0
15Н/см

00257
L 7,5; M 1,4



Винт для мультиюнитов угловых с внутренней резьбой 3,5/4,0
20Н/см

01283
L 6,3; M 1,6



*

Винт для мультиюнитов угловых с внутренней резьбой 4,5/5,0
25Н/см

01286
L 7,5; M 2



*

Винт для 3D-аналога
15Н/см

01119
L 3,8; M 1,4



Винт Ø3,5/4,0
20Н/см

00138
L 8,2; M 1,6



Винт Ø4,5/5,0
25Н/см

00139
L 11,3; M 2



Винт лабораторный Ø3,5/4,0
20Н/см

03138 **New**
L 8,2; M 1,6



Винт лабораторный Ø4,5/5,0
25Н/см

03139 **New**
L 11,3; M 2



* Винты для мультиюнитов с внутренней резьбой не совместимы с мультиюнитами предыдущей конфигурации

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с **ASTRA TECH**

L – длина
M – диаметр резьбы

Винты

Винт лабораторный Ø3,0
15Н/см

03257
L 7,5; M 1,4



Винт для коннектора 3D-аналога 3,5/4,0

01111
L 33; M 1,6



Винт для коннектора 3D-аналога 4,5/5,0


01108
L 32,5; M 2



Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с **B&B DENTAL**



C – высота
коронковой части
H – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания



Заглушка для имплантата.
Рекомендуемый крутящий
момент: не более 10 Н/см
(от руки)

01946
H 1; D 3



Формирователь десны.
Рекомендуемый крутящий
момент: не более 10 Н/см
(от руки)

01934
H 2; D 5



01935
H 3; D 5



01936
H 4; D 5



01937
H 8; D 5,2



01938
H 8; D 6



Трансфер для открытой
ложки.
Комплектуется винтом

01951
F 12; D 4,5



Трансфер для закрытой
ложки.
Комплектуется винтом

01949
F 12; D 4,5



Трансфер для
открытой ложки, (V. 2).
Комплектуется винтом

02211 **New**
F 12; D 4,0



02213 **New**
F 14; D 4,0



Аналог имплантата

01883
D 4; L 11,5



Сканмаркер
интраоральный

01885



3D-аналог имплантата,
(V. 2).
Комплектуется винтом

01886
D 3,95; L 10,5



Коннектор для введения
3D-аналога.
Комплектуется винтом

01932
M 1,8



Абатмент-мультиюнит
прямой

01899
H 1; C 2,2; D 4,8



01900
H 2; C 2,2; D 4,8



01901
H 3; C 2,2; D 4,8



01902
H 4; C 2,2; D 4,8



01903
H 5; C 2,2; D 4,8



Абатмент-мультиюнит 17°
с внутренней резьбой
для винта.
Комплектуется винтом

01912
H 2,5; C 2,2; D 4,8



01913
H 3,5; C 2,2; D 4,8



Абатмент-мультиюнит 30°
с внутренней резьбой
для винта.
Комплектуется винтом

01914
H 3,5; C 2,2; D 4,8



01915
H 4,5; C 2,2; D 4,8



Совместимо с DAS

(dynamic abutment
solution).
Динамический
абатмент-мультиюнит

02614 **New**
H 1; C 1,4; D 4,0



02615 **New**
H 2; C 1,4; D 4,0



02616 **New**
H 3; C 1,4; D 4,0



02617 **New**
H 4; C 1,4; D 4,0




02644 **New**
H 5; C 1,4; D 4,0



Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с B&B DENTAL



С – высота
коронковой части
Н – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания

Абатмент временный,
(одиночный).
Комплектуется винтом

01943
H 1; C 10; D 5

01944
H 2; C 10; D 5

01945
H 3; C 10; D 5



Абатмент-основание,
(одиночный), Geo.
Комплектуется винтом

01891
H 1,3; C 5,3; D 4,3

01892
H 2; C 6; D 4,3

01893
H 3; C 6; D 4,3



Абатмент-основание,
(мостовидный), Geo.
Комплектуется винтом

01888
H 1,3; C 5,3; D 4,3

01889
H 2; C 6; D 4,3

01890
H 3; C 6; D 4,3



Абатмент-основание,
(одиночный), Sirona.
Комплектуется винтом

01918
H 1; C 4,65; D 4,25

01919
H 2; C 4,65; D 4,25

01920
H 3; C 4,65; D 4,25



Абатмент-основание,
(мостовидный),
Sirona.
Комплектуется винтом

01921
H 1; C 4,65; D 4,25

01922
H 2; C 4,65; D 4,25

01923
H 3; C 4,65; D 4,25



Абатмент титановый
прямой.
Комплектуется винтом

01939
H 1; C 9; D 5


01940
H 2; C 9; D 5

01941
H 3; C 9; D 5

01942
H 4; C 9; D 5



Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с **B&B DENTAL**



L – длина
M – диаметр резьбы

Винты

Винт 25Н/см	01884 L 9; M 1,8	
Винт лабораторный 25Н/См	03885 New L 9; M 1,8	
Винт для трансфера открытой ложки Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)	01952 L 23; M 1,8	
Винт для трансфера закрытой ложки Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)	01950 L 21,1; M 1,8	
Винт для трансфера открытой ложки, (V. 2) Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)	02212 New L 23,5; M 1,8	
	02214 New L 25,5; M 1,8	
Винт для мультиюнитов угловых с внутренней резьбой 25Н/см	01906 L 7,7; M 1,8	
Винт для 3D-аналога 15Н/см	01119 L 3,8; M 1,4	
Винт для коннектора 3D-аналога	01115 L 30,5; M 1,8	

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru





НОВИНКА «УЛЬТРАСТОМ»

УНИКАЛЬНОЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ




«Ультрасом» – официальный дистрибьютор имплантационной системы B&B в России. Вся линейка имплантатов и оригинальной протетики в наличии. Также доступна линейка точных супраструктур производства «Ультрасом», выполненных по чертежам и системе допусков завода-изготовителя имплантатов B.&B. Dental S.r.l.

Компоненты B&B Dental совместимы со всеми диаметрами имплантатов линий 3P, EV, WIDE и PTERTYGO. Благодаря специальному уникальному соединению с внутренним диаметром 3 мм, любой выбранный абатмент или трансфер может быть установлен в имплантат любого диаметра.



СИСТЕМА РАЗБЛОКИРОВКИ CONEXA


Ключи-экстракторы (INN-6161 и INN-6161L), позволяют разблокировать механическое соединение по типу «холодной сварки» между имплантатом и абатментом, создаваемое эффектом конуса Морзе.



Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с DENTIUM



C – высота
коронковой части
H – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания



Заглушка для имплантата.
Рекомендуемый крутящий
момент: не более 10 Н/см
(от руки)

Формирователь десны.
Рекомендуемый крутящий
момент: не более 10 Н/см
(от руки)

Индекс прикуса
(Bite index).
Рекомендуемый крутящий
момент: не более 10 Н/см
(от руки)

Трансфер для открытой
ложки.
Комплектуется винтом

Трансфер для закрытой
ложки.
Комплектуется винтом

Трансфер для
открытой ложки, (V. 2).
Комплектуется винтом

01509
H 0; D 3,6



01598
H 2; D 4,0

00503
H 4; D 4,5




01298
H 5; D 4,5



01295
H 5; D 6,0



01296
H 7; D 6,0



01297
H 7; D 5,3

01907
L 9; H 4; D 5,5



01908
L 11; H 6; D 5,5



01909
L 13; H 8; D 5,5



01910
L 15; H 10; D 5,5



01911
L 17; H 12; D 5,5

00515
F 13; D 4,5




00531
F 12,5; D 4,5



02144 New
F 12; D 4,0



02146 New
F 14; D 4,0



Аналог имплантата
к платформе Ø3,6

Аналог имплантата
к платформам
Ø4,0/4,5/5,0/6,0/7,0

Сканмаркер
интраоральный
к платформе Ø3,6

Сканмаркер
интраоральный
к платформам
Ø4,0/4,5/5,0/6,0/7,0

3D-аналог имплантата
к платформе Ø3,6,
(V. 2).
Комплектуется винтом

3D-аналог имплантата,
(V. 2).
Комплектуется винтом

Коннектор для введения
3D-аналога.
Комплектуется винтом

Абатмент-мультиюнит
прямой

00581
D 4,0; L 12



00384
D 4,5; L 12



01868



00786



01887 New
D 3,7; L 10,5



01761
D 3,95; L 10,5



01107
M 2



00900
H 1,5; C 2,2; D 4,8
25H/см




00901
H 2,5; C 2,2; D 4,8
25H/см



00902
H 3,5; C 2,2; D 4,8
25H/см




00903
H 4,5; C 2,2; D 4,8
25H/см



Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с DENTIUM



C – высота
коронковой части
H – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания



Абатмент-мультиюнит 17°
с внутренней резьбой
для винта.

Комплектуется винтом

Абатмент-мультиюнит 30°
с внутренней резьбой
для винта.

Комплектуется винтом

Абатмент-мультиюнит 45°
с внутренней резьбой
для винта.

Комплектуется винтом

Совместимо с DAS

(dynamic abutment
solution).

Динамический
абатмент-мультиюнит

01270
H 2,5; C 2,2; D 4,8



01271
H 3,5; C 2,2; D 4,8



01272
H 3,5; C 2,2; D 4,8



01273
H 4,5; C 2,2; D 4,8



01512
H 4,5; C 2,2; D 4,8



01513
H 5,5; C 2,2; D 4,8



02566 New
H 0,5; C 1,4; D 4,0



02352 New
H 1; C 1,4; D 4,0



02353 New
H 2; C 1,4; D 4,0



02354 New
H 3; C 1,4; D 4,0



02355 New
H 4; C 1,4; D 4,0



02567 New
H 5; C 1,4; D 4,0



00479
H 1; C 8; D 4,5



00654
H 1,5; C 8; D 4,1



Абатмент временный,
(мостовидный).
Комплектуется винтом

Абатмент-основание,
(одиночный), Гео.
Комплектуется винтом

Абатмент-основание,
(мостовидный), Гео.
Комплектуется винтом

Абатмент-основание,
(одиночный),
Sirona.
Комплектуется винтом

Абатмент-основание,
(мостовидный),
Sirona.
Комплектуется винтом

Абатмент-основание,
(одиночный).
Комплектуется винтом

00480
H 1; C 8; D 4,5



00655
H 1,5; C 8; D 4,1



01126
H 1,3; C 5,4; D 4,2



01127
H 2; C 6; D 4,6



01128
H 3; C 6; D 4,6



01129
H 1,3; C 5,4; D 4,2



01130
H 2; C 6; D 4,6



01131
H 3; C 6; D 4,6



00270
H 1; C 4,65; D 4,5




00176
H 1; C 4,65; D 4,5




00225
H 1; C 4; D 4,5



Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с DENTIUM



C – высота
коронковой части
H – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания

Абатмент-основание,
(мостовидный).
Комплектуется винтом



00226
H 1; C 4; D 4,5

Абатмент прямой.
Комплектуется винтом



00217
H 1; C 5,5; D 4,5

00218
H 2; C 5,5; D 4,5

00667
H 3; C 5,5; D 4,5

Абатмент выжигаемый.
Комплектуется винтом



00271
H 1; C 10; D 4,5


Абатмент угловой 15°.
Комплектуется винтом



00221
H 1; C 8; D 4,6

00222
H 3; C 8,5; D 4,6

Премилл-абатмент.
Комплектуется винтом.
Совместим с холдером
Medentika



01055
D 11,5

Премилл-абатмент.
Комплектуется винтом.
Совместим с холдером
Agum



01593
D 10

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с DENTIUM



L – длина
M – диаметр резьбы

Винты


Винт 25Н/см	00249 L 10,2; M 2	
Винт лабораторный 25Н/см	03249 New L 10,2; M 2	
Винт для трансфера открытой ложки Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)	00516 L 23,4; M 2	
Винт для трансфера закрытой ложки Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)	00530 L 21,5; M 2	
Винт для трансфера открытой ложки, (V. 2) Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)	02145 New L 24; M 2	
	02147 New L 26; M 2	
Винт для мультиюнитов угловых с внутренней резьбой 25Н/см	01269 L 7,5; M 2	*
Винт для 3D-аналога 15Н/см	01119 L 3,8; M 1,4	
Винт для коннектора 3D-аналога	01108 L 32,5; M 2	

* Винты для мультиюнитов с внутренней резьбой не совместимы с мультиюнитами предыдущей конфигурации

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с MEGAGEN ANYONE



C – высота
коронковой части
H – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания



Заглушка для имплантата.
Рекомендуемый крутящий
момент: не более 10 Н/см
(от руки)

Формирователь десны.
Рекомендуемый крутящий
момент: не более 10 Н/см
(от руки)

Индекс прикуса,
(Bite index).
Рекомендуемый крутящий
момент: не более 10 Н/см
(от руки)

Трансфер для открытой
ложки.
Комплектуется винтом

Трансфер для закрытой
ложки.
Комплектуется винтом

01743
H 0; D 3,6

01744
H 2; D 4

01711
H 4; D 4,5

01712
H 5; D 4,5

01713
H 7; D 5,3

01714
H 5; D 6

01715
H 7; D 6

02182 New
L 9; H 4; D 5,5

02183 New
L 11; H 6; D 5,5

02184 New
L 13; H 8; D 5,5

02185 New
L 15; H 10; D 5,5

02186 New
L 17; H 12; D 5,5

01738
F 13; D 4,5

01740
F 12,6; D 4,5

Трансфер для
открытой ложки, (V. 2).
Комплектуется винтом

Аналог имплантата
к платформе Ø3,5

Аналог имплантата
к платформам
Ø4,0/4,5/5,0/6,0/7,0/8,0

Сканмаркер
интраоральный
к платформе Ø3,5

Сканмаркер
интраоральный

3D-аналог имплантата
к платформе Ø3,5
(V. 2).
Комплектуется винтом

3D-аналог имплантата,
(V. 2).
Комплектуется винтом

Коннектор для введения
3D-аналога.
Комплектуется винтом

02148 New
F 12; D 4,0

02150 New
F 14; D 4,0

01734
D 4; L 12

01735
D 4,5; L 12

02596 New

01723

02618 New
D 3,7; L 10,5

01764
D 3,95; L 10,5


01107
M 2



Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с MEGAGEN ANYONE



L – длина
M – диаметр резьбы

Абатмент-мультиюнит
прямой

01730
H 1,5; C 2,2; D 4,8
25H/см

01731
H 2,5; C 2,2; D 4,8
25H/см

01732
H 3,5; C 2,2; D 4,8
25H/см

01733
H 4,5; C 2,2; D 4,8
25H/см

Абатмент-мультиюнит 17°
с внутренней резьбой
для винта.

Комплектуется винтом

01717
H 2,5; C 2,2; D 4,8

01718
H 3,5; C 2,2; D 4,8

Абатмент-мультиюнит 30°
с внутренней резьбой
для винта.

Комплектуется винтом

01719
H 3,5; C 2,2; D 4,8

01720
H 4,5; C 2,2; D 4,8

Абатмент-мультиюнит 45°
с внутренней резьбой
для винта.

Комплектуется винтом

01721
H 4,5; C 2,2; D 4,8

01722
H 5,5; C 2,2; D 4,8

Совместимо с DAS

(dynamic abutment
solution).

Динамический
абатмент-мультиюнит

02572 New
H 0,5; C 1,4; D 4,0

02375 New
H 1; C 1,4; D 4,0

02376 New
H 2; C 1,4; D 4,0

02377 New
H 3; C 1,4; D 4,0

02378 New
H 4; C 1,4; D 4,0

02573 New
H 5; C 1,4; D 4,0

Абатмент временный,
(одиночный).
Комплектуется винтом

Абатмент временный,
(мостовидный).
Комплектуется винтом

Абатмент-основание,
(одиночный), Geo.
Комплектуется винтом

Абатмент-основание,
(мостовидный), Geo.
Комплектуется винтом

Абатмент-основание,
(одиночный),
Sigma.
Комплектуется винтом

Абатмент-основание,
(мостовидный),
Sigma.
Комплектуется винтом

01708
H 1; C 8; D 4,5

01709
H 1,5; C 8; D 4,1

01706
H 1; C 8; D 4,5

01707
H 1,5; C 8; D 4,1

01727
H 1,3; C 5,4; D 4,2

01728
H 2; C 6; D 4,6

01729
H 3; C 6; D 4,6

01724
H 1,3; C 5,4; D 4,2

01725
H 2; C 6; D 4,6

01726
H 3; C 6; D 4,6


01700
H 1; C 4,65; D 4,5

01701
H 1; C 4,65; D 4,5

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с MEGAGEN ANYONE



С – высота
коронковой части
Н – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания



Абатмент-основание,
(одиночный).
Комплектуется винтом

01698
H 1; C 4; D 4,5



Абатмент-основание,
(мостовидный).
Комплектуется винтом

01699
H 1; C 4; D 4,5



Абатмент прямой.
Комплектуется винтом

01702
H 1; C 5,5; D 4,5



01703
H 2; C 5,5; D 4,5



01704
H 3; C 5,5; D 4,5



Абатмент выжигаемый.
Комплектуется винтом

01710
H 1; C 10; D 4,5



Абатмент угловой 15°.
Комплектуется винтом

01745
H 1; C 8; D 4,6



01705
H 3; C 8; D 4,6



Премилл-абатмент.
Комплектуется винтом.
Совместим с холдером
Medentika

01742
D 11,5



Премилл-абатмент.
Комплектуется винтом.
Совместим с холдером
Agum

01741
D 10



Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с **MEGAGEN ANYONE**

L – длина
M – диаметр резьбы

Винты

Винт
35Н/см

01697
L 10; M 2



Винт лабораторный
35Н/см

03697 **New**
L 10; M 2



Винт для трансфера открытой ложки
Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)

01737
L 23; M 2



Винт для трансфера закрытой ложки
Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)

01739
L 21,5; M 2



Винт для трансфера открытой ложки, (V. 2)
Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)

02149 **New**
L 23; M 2



02151 **New**
L 25; M 2



Винт для мультиюнитов угловых с внутренней резьбой
25Н/см

01716
L 8,2; M 2



Винт для 3D-аналога
15Н/см

01119
L 3,8; M 1,4



Винт для коннектора 3D-аналога


01108
L 32,5; M 2



Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с MEGAGEN ANYRIDGE



C – высота
коронковой части
H – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания



Формирователь десны.
Рекомендуемый крутящий
момент:
не более 10 Н/см, (от
руки)

01215
H 5; D 4,0



01216
H 5; D 4,0



01217
H 7; D 4,0



01243
H 3; D 5,0



01244
H 5; D 5,0



Коннектор для введения
3D-аналога.
Комплектуется винтом

01477
M 1,8



Трансфер для открытой
ложки.
Комплектуется винтом

01253
F 12; D 4,5



Абатмент-мультиюнит
прямой

01505
H 1,5; C 2,2; D 4,8
35Н/см



01506
H 2,5; C 2,2; D 4,8
35Н/см



01507
H 3,5; C 2,2; D 4,8
35Н/см



01508
H 4,5; C 2,2; D 4,8
35Н/см



Трансфер для закрытой
ложки.
Комплектуется винтом

01251
F 12; D 4,5



Абатмент-мультиюнит 17°
с внутренней резьбой
для винта.
Комплектуется винтом

01485
H 2,5; C 2,2; D 4,8



01486
H 3,5; C 2,2; D 4,8



Трансфер для
открытой ложки, (V. 2).
Комплектуется винтом

02205 New
F 12; D 4,0



Абатмент-мультиюнит 30°
с внутренней резьбой
для винта.
Комплектуется винтом

02207 New
F 14; D 4,0



01487
H 3,5; C 2,2; D 4,8



01489
H 4,5; C 2,2; D 4,8



Аналог имплантата

01200
D 4,4; L 12



Абатмент-мультиюнит 45°
с внутренней резьбой
для винта.
Комплектуется винтом

01612
H 4,5; C 2,2; D 4,8



01613
H 5,5; C 2,2; D 4,8



Сканмаркер
интраоральный

01467



3D-аналог имплантата,
(V. 2).
Комплектуется винтом


01775
D 3,95; L 10



Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с MEGAGEN ANYRIDGE



C – высота
коронковой части
H – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания



Совместимо с DAS

(dynamic abutment
solution).

Динамический
абатмент-мультиюнит

Абатмент временный,
(одиночный).
Комплектуется винтом

Абатмент временный,
(мостовидный).
Комплектуется винтом

Абатмент-основание,
(одиночный), Geo.
Комплектуется винтом

Абатмент-основание,
(мостовидный), Geo.
Комплектуется винтом

02363 **New**
H 1; C 1,4; D 4,0

02364 **New**
H 2; C 1,4; D 4,0

02365 **New**
H 3; C 1,4; D 4,0

02366 **New**
H 4; C 1,4; D 4,0

02645 **New**
H 5; C 1,4; D 4,0

01210
H 1,2; C 8; D 4,2

01211
H 2; C 8; D 4,6

01212
H 1,2; C 8; D 4,2

01213
H 2; C 8; D 4,6

01189
H 1,3; C 5,4; D 4,2

01190
H 2; C 6; D 4,6

01448
H 3; C 6; D 4,6

01191
H 1,3; C 5,4; D 4,2

01192
H 2; C 6; D 4,6

01449
H 3; C 6; D 4,6

Абатмент-основание,
(одиночный), Sirona.
Комплектуется винтом

Абатмент-основание,
(мостовидный),
Sirona.
Комплектуется винтом

Абатмент прямой.
Комплектуется винтом

Абатмент угловой 15°.
Комплектуется винтом

Премилл-абатмент.
Комплектуется винтом.
Совместим с холдером
Medentika

Премилл-абатмент.
Комплектуется винтом.
Совместим с холдером
Arum

01249
H 2; C 4,65; D 5,5

01250
H 2; C 4,65; D 5,5

01198
H 2; C 7; D 4,0

01199
H 4; C 7; D 4,0

01197
H 5; C 7; D 5,0

01245
H 2; C 7; D 4,0

01246
H 4; C 7; D 4,0

01247
H 2; C 7; D 5,0

01248
H 4; C 7; D 5,0

01638 **New**
D 11,5

01631
D 10

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с MEGAGEN ANYRIDGE



L – длина
M – диаметр резьбы

Винты

Винт 30Н/см	01193 L 8; M 1,8	
Винт лабораторный 30Н/см	03193 New L 8; M 1,8	
Винт для трансфера открытой ложки Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)	01254 L 22; M 1,8	
Винт для трансфера закрытой ложки Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)	01252 L 20,4; M 1,8	
Винт для трансфера открытой ложки, (V. 2) Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)	02206 New L 22,5; M 1,8	
	02208 New L 24,5; M 1,8	
Винт для мультиюнитов угловых с внутренней резьбой 25Н/см	01490 L 6,2; M 1,8	
Винт для 3D-аналога 15Н/см	01119 L 3,8; M 1,4	
Винт для коннектора 3D-аналога	01478 L 30,5; M 1,8	

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru






Ультрастом

SINCE 2005




Ультравинты – фиксируют ортопедические конструкции к мультиюниту без использования титановых оснований!



- Благодаря нашей конфигурации верхушки мультиюнита, использование Ультравинта позволяет сохранить больше материала в конструкции, что добавляет прочность и улучшает эстетику в работе. И самое главное – идеально сохраняется концепция пассивной посадки на мультиюните.

- Отступ от самой верхушки позволяет вам быть уверенными, что конструкция сядет не на острый угол и то, что напряжения у вас не будет в этом критичном месте.

Мы знаем, что стратегии выпиливания у всех отличаются, поэтому команда «Ультрастом» реализовала библиотеки по принципу удобства и надежности.



- Вы видите тестовую печать от Андрея Бачмаго. Так проверяется посадка и точность прилегания.


Главный плюс данных винтов является возможность отказаться от металлических оснований, что в свою очередь:

- ускоряет технологический процесс;
- убирает этап вклейки;
- требует 100% уверенности в оттиске/модели/скане;
- создает большую толщину циркониевой конструкции в критически значимых зонах;
- убирает серый контур уступа, который присутствует на титановых основаниях/пирамидах.

Технические особенности винтов:

- регулировка зазора от 0 до 100 микрон;
- тестовый файл для любого метода изготовления и материалов, который позволяет его подобрать;
- простая геометрия посадочного места внутренней части, что позволяет работать со всеми фрезерными станками.

Совместимо с MIS C1



C – высота
коронковой части
H – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания



NP



SP



WP

Индекс прикуса, (Bite index).
Рекомендуемый крутящий момент:
не более 10 Н/см, (от руки)

Трансфер для открытой ложки.
Комплектуется винтом

Трансфер для закрытой ложки.
Комплектуется винтом

Трансфер для открытой
ложки, (V. 2).
Комплектуется винтом

Аналог имплантата

Сканмаркер интраоральный.
Комплектуется винтом

	02426 New L 9,7; H 4; D 5,0 02427 New L 11,7; H 6; D 5,0 02428 New L 13,7; H 8; D 5,0 02429 New L 15,7; H 10; D 5,0 02430 New L 17,7; H 12; D 5,0	02437 New L 9,7; H 4; D 5,8 02438 New L 11,7; H 6; D 5,8 02439 New L 13,7; H 8; D 5,8 02440 New L 15,7; H 10; D 5,8 02441 New L 17,7; H 12; D 5,8
	01086 F 13; D 4,5	01057 F 13; D 5,0
	01088 F 11,5; D 4,0	01056 New F 11; D 5,0
	02264 New F 12; D 4,0 02265 New F 14; D 4,0	02266 New F 12; D 5,0 02267 New F 14; D 5,0
00391 D 3,3; L 12	00392 D 3,75; L 12	00393 D 5,0; L 12
	00800	00801

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с MIS C1



NP



SP



WP

3D-аналог имплантата,
(V. 2).
Комплектуется винтом

Коннектор для введения 3D-аналога.
Комплектуется винтом

Абатмент-мультитюнит
прямой

Абатмент-мультитюнит 17°
с внутренней резьбой
для винта.
Комплектуется винтом

Абатмент-мультитюнит 30°
с внутренней резьбой
для винта.
Комплектуется винтом


Абатмент-мультитюнит 45°
с внутренней резьбой
для винта.
Комплектуется винтом

	01776 D 3,95; L 10,5	01777 D 4,95; L 10,5
	01168 M 1,8	01169 M 1,8
	01793 H 1,5; C 2,2; D 4,8 30H/см 01794 H 2,5; C 2,2; D 4,8 30H/см 01795 H 3,5; C 2,2; D 4,8 30H/см 01796 H 4,5; C 2,2; D 4,8 30H/см	01798 H 1,5; C 2,2; D 4,8 30H/см 01799 H 2,5; C 2,2; D 4,8 30H/см 01800 H 3,5; C 2,2; D 4,8 30H/см 01801 H 4,5; C 2,2; D 4,8 30H/см
	01808 New H 2,5; C 2,2; D 4,8 01809 New H 3,5; C 2,2; D 4,8	01812 New H 2,5; C 2,2; D 4,8 01813 New H 3,5; C 2,2; D 4,8
	01810 New H 3,5; C 2,2; D 4,8 01811 New H 4,5; C 2,2; D 4,8	01814 New H 3,5; C 2,2; D 4,8 01815 New H 4,5; C 2,2; D 4,8
	01817 New H 4,5; C 2,2; D 4,8 01818 New H 5,5; C 2,2; D 4,8	01819 New H 4,5; C 2,2; D 4,8 01820 New H 5,5; C 2,2; D 4,8

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с MIS C1



C – высота
коронковой части
H – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания



NP



SP



WP

Совместимо с DAS
(dynamic abutment solution).
Динамический абатмент-мультититан

Абатмент-основание,
(одиночный), Geo.
Комплектуется винтом

Абатмент-основание,
(мостовидный), Geo.
Комплектуется винтом


Абатмент-основание,
(одиночный).
Комплектуется винтом

	02587 New H 2; C 1,4; D 4,0 02588 New H 3; C 1,4; D 4,0 02589 New H 4; C 1,4; D 4,0 02646 New H 5; C 1,4; D 4,0	
	02120 New H 1,3; C 5,3; D 4,35 02218 New H 2; C 5,3; D 4,35 02219 New H 3; C 5,3; D 4,35	02118 New H 1,3; C 5,3; D 4,62 02222 New H 2; C 5,3; D 4,62 02223 New H 3; C 5,3; D 4,62
	02119 New H 1,3; C 5,3; D 4,35 02216 New H 2; C 5,3; D 4,35 02217 New H 3; C 5,3; D 4,35	02117 New H 1,3; C 5,3; D 4,62 02220 New H 2; C 5,3; D 4,62 02221 New H 3; C 5,3; D 4,62
	00292 H 0,75; C 4; D 4,4 00592 H 1,5; C 4; D 4,4 00593 H 3; C 4; D 4,4	00293 H 0,75; C 4; D 5,7 00765 H 1,5; C 4; D 5,7 00766 H 3; C 4; D 5,7

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с MIS C1



C – высота
коронковой части
H – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания



NP



SP



WP

Абатмент-основание,
(мостовидный).
Комплектуется винтом

Абатмент прямой.
Комплектуется винтом
* NP комплектуется 2-мя винтами

Абатмент выжигаемый.
Комплектуется винтом

Абатмент угловой 15°.
Комплектуется винтом

Премилл-абатмент.
Комплектуется винтом.
Совместим с холдером Medentika

Премилл-абатмент.
Комплектуется винтом.
Совместим с холдером Arum

		00202 H 0,75; C 4; D 4,4 	00294 H 0,75; C 4; D 5,7
		00588 H 1,5; C 4; D 4,4 	00767 H 1,5; C 4; D 5,7
		00587 H 3; C 4; D 4,4 	00768 H 3; C 4; D 5,7
00306 H 2; C 6; D 4,0 	00298 H 2; C 6; D 4,5 	00300 H 2; C 6; D 5,5 	
00314 H 4; C 6; D 4,0 	00299 H 4; C 6; D 4,5 	00301 H 4; C 6; D 5,5 	
	00670 H 1,5; C 9; D 4,3 	00673 H 1,5; C 9; D 5,7 	
	00310 H 2; C 6,5; D 4,8 	00312 H 2; C 7; D 5,5 	
	00311 H 4; C 6,5; D 4,8 	00313 H 4; C 7; D 5,5 	
	01068 D 11,5 	01069 D 11,5 	
	01636 New D 10 	01637 New D 10 	

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с MIS C1



L – длина
M – диаметр резьбы


Винты

Винт NP 15Н/см	00297 L 7,6; M 1,6		
Винт SP; WP 30Н/см	00462 L 8,0; M 1,8		
Винт лабораторный NP 15Н/см	03297 New L 7,6; M 1,6		
Винт лабораторный SP; WP 30Н/см	03462 New L 8,0; M 1,8		
Винт для трансфера открытой ложки SP; WP Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)	01087 L 23; M 1,8		
Винт для трансфера закрытой ложки SP Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)	01089 L 20; M 1,8		
Винт для трансфера закрытой ложки WP Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)	01405 L 20; M 1,8		
Винт для трансфера открытой ложки SP; WP (V. 2) Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)	02268 New L 23,5; M 1,8		
	02269 New L 25,5; M 1,8		
Винт для мультиюнитов угловых с внутренней резьбой SP; WP 20Н/см	01816 L 7,2; M 1,8		
Винт для 3D-аналога 15Н/см	01119 L 3,8; M 1,4		
Винт для коннектора 3D-аналога	01115 L 30,5; M 1,8		

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru




ДЕТАЛИ, СОВМЕСТИМЫЕ С DYNAMIC ABUTMENT SOLUTIONS



- NOBEL CONICAL CONNECTION • OSSTEM • ADIN • ALPHABIO • ZIMMER • BIOHORIZONS • MIS • MEGAGEN ANYRIDGE
- MIS C1 • STRAUMANN BONE LEVEL • ANKYLOS • ASTRA TECH • DENTIUM • IMPRO • STRAUMANN NEODENT
- NEOBIOTECH • MEGAGEN ANYONE • B&B DENTAL •

Совместимо с **NEOBIOTECH**



C – высота
коронковой части
H – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания



Заглушка для имплантата.
Рекомендуемый крутящий
момент: не более 10 Н/см,
(от руки)

Формирователь десны.
Рекомендуемый
крутящий момент:
не более 10 Н/см
(от руки)

Индекс прикуса
(Bite index).
Рекомендуемый
крутящий момент:
не более 10 Н/см
(от руки)

Трансфер для открытой
ложки.
Комплектуется винтом

Трансфер для закрытой
ложки.
Комплектуется винтом

Трансфер для
открытой ложки, (V. 2).
Комплектуется винтом

01599
H 0; D 3,6



01600
H 2; D 4,0

01539
H 4; D 4,5



01540
H 5; D 4,5



01541
H 7; D 5,3



01542
H 5; D 6,0



01543
H 7; D 6,0

02187 **New**
L 9; H 4; D 5,5



02188 **New**
L 11; H 6; D 5,5



02189 **New**
L 13; H 8; D 5,5



02190 **New**
L 15; H 10; D 5,5



02191 **New**
L 17; H 12; D 5,5



01569
F 13; D 4,5



01567
F 12,5; D 4,5



02153 **New**
F 12; D 4,0



02155 **New**
F 14; D 4,0



Аналог имплантата
к платформе Ø3,5

Аналог имплантата
к платформам
Ø3,7/3,8/4,0/4,5

Сканмаркер
интраоральный
к платформе Ø3,5

Сканмаркер
интраоральный

3D-аналог имплантата
к платформе Ø3,5
(V. 2).
Комплектуется винтом

3D-аналог имплантата,
(V. 2).
Комплектуется винтом

Коннектор для введения
3D-аналога.
Комплектуется винтом

Абатмент-мультиюнит
прямой

01627
D 4,0; L 12



01628
D 4,5; L 12



02599 **New**



01484



02619 **New**
D 3,7; L 10,5



01774 **New**
D 3,95 L 10,5



01107



01558
H 1,5; C 2,2; D 4,8
30Н/см



01559
H 2,5 C 2,2; D 4,8
30Н/см



01560
H 3,5 C 2,2; D 4,8
30Н/см




01561
H 4,5 C 2,2; D 4,8
30Н/см




Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с NEOBIOTECH



C – высота
коронковой части
H – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания



Актуальную информацию вы
сможете посмотреть на сайт
www.ultrastom.sho

Абатмент-мультиюнит
17° с внутренней
резьбой для винта.
Комплектуется винтом

01545
H 2,5; C 2,2; D 4,8



01546
H 3,5; C 2,2; D 4,8



Абатмент-мультиюнит
30° с внутренней
резьбой для винта.
Комплектуется винтом

01547
H 3,5; C 2,2; D 4,8



01548
H 4,5; C 2,2; D 4,8




Абатмент-мультиюнит
45° с внутренней
резьбой для винта.
Комплектуется винтом

01549
H 4,5; C 2,2; D 4,8



01550
H 5,5; C 2,2; D 4,8



Совместимо с DAS

(dynamic abutment
solution).
Динамический
абатмент-мультиюнит

02574 **New**
H 0,5; C 1,4; D 4,0



02379 **New**
H 1; C 1,4; D 4,0



02380 **New**
H 2; C 1,4; D 4,0



02381 **New**
H 3; C 1,4; D 4,0



02382 **New**
H 4; C 1,4; D 4,0



02575 **New**
H 5; C 1,4; D 4,0




Абатмент временный,
(одиночный).
Комплектуется винтом

01536
H 1; C 8; D 4,5



01537
H 1,5; C 8; D 4,1



Абатмент временный,
(мостовидный).
Комплектуется винтом

Абатмент-основание,
(одиночный), Geo.
Комплектуется винтом

Абатмент-основание,
(мостовидный), Geo.
Комплектуется винтом

Абатмент-основание,
(одиночный), Sirona.
Комплектуется винтом

Абатмент-основание,
(мостовидный), Sirona.
Комплектуется винтом

Абатмент-основание,
(одиночный).
Комплектуется винтом

Абатмент-основание,
(мостовидный).
Комплектуется винтом

01534
H 1; C 8; D 4,5



01535
H 1,5; C 8; D 4,1



01555
H 1,3; C 5,4; D 4,2



01556
H 2; C 6; D 4,6



01557
H 3; C 6; D 4,6



01552
H 1,3; C 5,4; D 4,2



01553
H 2; C 6; D 4,6




01554
H 3; C 6; D 4,6



01528
H 1; C 4,65; D 4,5



01529
H 1; C 4,65; D 4,5



01526
H 1; C 4; D 4,5



01527
H 1; C 4; D 4,5



Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с **NEOBIOTECH**



L – длина
M – диаметр резьбы

Абатмент прямой.
Комплектуется винтом

01530
H 1; C 5,5; D 4,5

01531
H 2; C 5,5; D 4,5

01532
H 3; C 5,5; D 4,5



Абатмент выжигаемый.
Комплектуется винтом

01538
H 1; C 10; D 4,5



Абатмент угловой 15°.
Комплектуется винтом

01997
H 1; C 8; D 4,6

01533
H 3; C 8,5; D 4,6



Премилл-абатмент.
Комплектуется винтом.
Совместим с холдером
Medentika

01626 **New**
D 11,5



Премилл-абатмент.
Комплектуется винтом.
Совместим с холдером
Argum

01642
D 10



Винты

Винт
35Н/см

00879
L 8,8; M 2



Винт лабораторный
30Н/см

03879 **New**
L 8,8; M 2



Винт для трансфера открытой ложки
Рекомендуемый крутящий момент: не более 10Н/см

01568
L 23,4; M 2



Винт для трансфера закрытой ложки
Рекомендуемый крутящий момент: не более 10Н/см

01566
L 21,5; M 2



Винт для трансфера открытой ложки, (V.2)
Рекомендуемый крутящий момент: не более 10Н/см

02154 **New**
L 23; M 2



02156 **New**
L 25; M 2



Винт для мультиюнитов угловых
с внутренней резьбой
35Н/см

01614
L 7,3; M 2



*

Винт для 3D-аналога
15Н/см

01119
L 3,8; M 1,4



Винт для коннектора 3D-аналога

01108
L 32,5; M 2



* Винты для мультиюнитов с внутренней резьбой не совместимы с мультиюнитами предыдущей конфигурации

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Ультрастом
SINCE 2005

Цифровой протокол



● Сканмаркеры и 3D-аналоги



- Титановые основания и 3D-аналоги производства «Ультрастом». Широкий диапазон цементных и радиальных зазоров.

- Мультиюниты производства «Ультрастом» просты в использовании.

Благодаря уникальной внутренней резьбе, винт надежно зафиксирован внутри мультиюнита.

Титановые основания и 3D-аналоги для MUA также используются в цифровом протоколе.




- Поддержка 24/7



Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с NOBEL CONICAL CONNECTION



C – высота
коронковой части
H – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания

3,0 мм

NP

RP

Заглушка для имплантата.
Рекомендуемый крутящий момент:
не более 10 Н/см, (от руки)

Формирователь десны
для одиночных конструкций.
Рекомендуемый крутящий момент:
не более 10 Н/см, (от руки)

Формирователь десны
для мостовидных конструкций.
Рекомендуемый крутящий момент:
не более 10 Н/см, (от руки)

Индекс прикуса, (Bite index).
Рекомендуемый крутящий момент:
не более 10 Н/см, (от руки)


Трансфер для открытой ложки.
Комплектуется винтом

	01514 H 0; D 3,5 01615 H 2; D 3,9	01515 H 0; D 4,0 01616 H 2; D 4,3
	00569 H 3; D 5,0 00568 H 5; D 5,0 00567 H 7; D 5,0	00574 H 3; D 5,0 00575 H 5; D 5,0 00573 H 7; D 5,0
	00572 H 3; D 5,0 00571 H 5; D 5,0 00570 H 7; D 5,0	00578 H 3; D 5,0 00577 H 5; D 5,0 00576 H 7; D 5,0
	02416 New L 8,7; H 4; D 4,5 02417 New L 10,7; H 6; D 4,5 02418 New L 12,7; H 8; D 4,5 02419 New L 14,7; H 10; D 4,5 02420 New L 16,7; H 12; D 4,5	02421 New L 8,8; H 4; D 5,5 02422 New L 10,8; H 6; D 5,5 02423 New L 12,8; H 8; D 5,5 02424 New L 14,8; H 10; D 5,5 02425 New L 16,8; H 12; D 5,5
	00535 F 13; D 4,0	00518 F 13; D 4,5

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с NOBEL CONICAL CONNECTION



C – высота
коронковой части
H – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания



3,0 мм



NP



RP

Трансфер для закрытой ложки.
Комплектуется винтом

Трансфер для открытой ложки
(V. 2).
Комплектуется винтом

Аналог имплантата

Сканмаркер интраоральный

3D-аналог имплантата,
(V. 2).
Комплектуется винтом

Коннектор для введения 3D-аналога.
Комплектуется винтом


Абатмент-мультиюнит
прямой

	00555 F 11,5; D 4,0	00543 F 12; D 4,5
	02165 New F 12; D 4,0 02167 New F 14; D 4,0	02161 New F 12; D 4,0 02163 New F 14; D 4,0
	00381 D 3,5; L 10	00382 D 3,9; L 10
	00789	00790
	01771 D 3,95; L 9,5	01772 D 3,95 L 9,5
	01110 M 1,6	01109 M 2
	00328 H 1,5; C 2,2; D 4,8 35H/см 00329 H 2,5; C 2,2; D 4,8 35H/см 00330 H 3,5; C 2,2; D 4,8 35H/см 00921 H 4,5; C 2,2; D 4,8 35H/CM	00331 H 1,5; C 2,2; D 4,8 35H/см 00332 H 2,5; C 2,2; D 4,8 35H/см 00333 H 3,5; C 2,2; D 4,8 35H/см 00922 H 4,5; C 2,2; D 4,8 35H/CM

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с NOBEL CONICAL CONNECTION



C – высота
коронковой части
H – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания



3,0 мм



NP



RP

Абатмент-мультиюнит 17°
с внутренней резьбой для винта.
Комплектуется винтом

Абатмент-мультиюнит 30°
с внутренней резьбой для винта.
Комплектуется винтом

Абатмент-мультиюнит 45°
с внутренней резьбой для винта.
Комплектуется винтом

Совместимо с DAS
(dynamic abutment solution).
Динамический абатмент-
мультиюнит

Абатмент временный,
(одиночный).
Комплектуется винтом

Абатмент временный,
(мостовидный).
Комплектуется винтом

Абатмент временный
(одиночный), для CAD/CAM.
Комплектуется винтом

01260
H 2,5; C 2,2; D 4,8
01261
H 3,5; C 2,2; D 4,8



01263
H 2,5; C 2,2; D 4,8
01264
H 3,5; C 2,2; D 4,8



01265
H 3,5; C 2,2; D 4,8
01266
H 4,5; C 2,2; D 4,8



01267
H 3,5; C 2,2; D 4,8
01268
H 4,5; C 2,2; D 4,8



01579
H 4,5; C 2,2; D 4,8
01580
H 5,5; C 2,2; D 4,8



01581
H 4,5; C 2,2; D 4,8
01582
H 5,5; C 2,2; D 4,8



02590 New
H 0,5; C 1,4; D 4,0



02600 New
H 0,5; C 1,4; D 4,0



02591 New
H 1; C 1,4; D 4,0



02601 New
H 1; C 1,4; D 4,0



02592 New
H 2; C 1,4; D 4,0



02602 New
H 2; C 1,4; D 4,0



02593 New
H 3; C 1,4; D 4,0



02603 New
H 3; C 1,4; D 4,0



02594 New
H 4; C 1,4; D 4,0



02604 New
H 4; C 1,4; D 4,0



02595 New
H 5; C 1,4; D 4,0



02605 New
H 5; C 1,4; D 4,0



00252
H 1,5; C 10; D 4,0



00253
H 1,5; C 10; D 4,5



00485
H 1,5; C 10; D 4,0



00486
H 1,5; C 10; D 4,5



00548
H 1,5; C 7; D 4,0




00550
H 1,5; C 7; D 4,5



Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с NOBEL CONICAL CONNECTION



С – высота
коронковой части
Н – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания



Абатмент временный
(мостовидный), для CAD/CAM.
Комплектуется винтом

Абатмент-основание
(одиночный), Гео.
Комплектуется винтом

Абатмент-основание
(мостовидный), Гео.
Комплектуется винтом

Абатмент-основание
(одиночный), Sirona.
Комплектуется винтом

Абатмент-основание
, (мостовидный), Sirona.
Комплектуется винтом

Абатмент-основание, (одиночный).
Комплектуется винтом
* 3,0 комплектуется 2-мя винтами

Абатмент-основание, (мостовидный).
Комплектуется винтом
* 3,0 комплектуется 2-мя винтами


Абатмент-основание для одиночных
конструкций, (не требует вклеивания).
Комплектуется винтом

	00549 H 1,5; C 7; D 4,0 	00551 H 1,5; C 7; D 4,5 
	01120 H 1,3; C 5,3; D 4,1 	01123 H 1,3; C 5,3; D 4,6 
	01121 H 2; C 6; D 4,7 	01124 H 2; C 6; D 4,8 
	01457 H 3; C 6; D 4,7 	01460 H 3; C 6; D 4,8 
	01122 H 1,3; C 5,3; D 4,1 	01125 H 1,3; C 5,3; D 4,6 
	01458 H 2; C 6; D 4,7 	01461 H 2; C 6; D 4,8 
	01459 H 3; C 6; D 4,7 	01462 H 3; C 6; D 4,8 
	00164 H 1,25; C 4,65; D 4,5 	00165 H 1,5; C 4,65; D 5,0 
	00172 H 1,25; C 4,65; D 4,5 	00173 H 1,5; C 4,65; D 5,0 
00295 H 1,2; C 4; D 3,3 	00203 H 0,8; C 4; D 4,5 	00204 H 0,8; C 4; D 5,0 
00296 H 1,2; C 4; D 3,3 	00205 H 0,8; C 4; D 4,5 	00206 H 0,8; C 4; D 5,0 
	00416 	00487 

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с NOBEL CONICAL CONNECTION



C – высота
коронковой части
H – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания

3,0 мм

NP

RP

Абатмент прямой.
Комплектуется винтом

Абатмент выжигаемый.
Комплектуется винтом

Абатмент угловой 15°.
Комплектуется винтом

Премилл-абатмент.
Комплектуется винтом.
Совместим с холдером Medentika

Премилл-абатмент.
Комплектуется винтом.
Совместим с холдером Arum

	00207 H 2; C 6,5; D 4,5 00208 H 3; C 6,5; D 4,5	00209 H 2; C 6,5; D 5,5 00210 H 3; C 6,5; D 5,5 01400 H 5; C 7; D 5,5
	00250 H 1,5; C 10,5; D 4,3	00251 H 1,5; C 10,5; D 4,5
	00211 H 1; C 6; D 4,5 00212 H 3; C 6; D 4,5	00213 H 1; C 6; D 5,0 00214 H 3; C 6; D 5,0
	01061 D 11,5	01062 D 11,5
	01624 New D 10	01625 New D 10

Винты

Винт для трансфера открытой ложки NP
Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)

00542
L 22,3; M 1,6



Винт для трансфера открытой ложки RP
Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)

00536
L 22,3; M 2



Винт для трансфера закрытой ложки NP
Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)

00538
L 19,5; M 1,6



Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с **NOBEL CONICAL CONNECTION****Винты**

Винт для трансфера закрытой ложки RP
Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)

00539
L 20; M 2



Винт для трансфера открытой ложки, (V. 2), NP
Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)

02166 **New**
L 23; M 1,6
02168 **New**
L 25; M 1,6



Винт для трансфера открытой ложки, (V. 2), RP
Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)

02162 **New**
L 23; M 2
02164 **New**
L 25; M 2



Винт Ø3,0
15Н/см

00307
L 6,7; M 1,4



Винт NP
35Н/см

00215
L 7,3; M 1,6



Винт RP
35Н/см

00216
L 7,3; M 2



Винт лабораторный 3,0
15Н/см

03307 **New**
L 6,7; M 1,4



Винт лабораторный NP
35Н/см

03215 **New**
L 7,3; M 1,6



Винт лабораторный RP
35Н/см

03216 **New**
L 7,3; M 2



Винт для мультиюнитов угловых с внутренней резьбой NP
15Н/см

01259
L 6,4; M 1,6



*

Винт для мультиюнитов угловых с внутренней резьбой RP
15Н/см

01262
L 6,4; M 2



*

Винт для циркониевых конструкций NP
35Н/см

00813
L 9,65; M 1,6



Винт для циркониевых конструкций RP
35Н/см

00814
L 9,8; M 2



Винт для 3D-аналога
15Н/см

01119
L 3,8; M 1,4



Винт для коннектора 3D-аналога NP

01111
L 35; M 1,6



Винт для коннектора 3D-аналога RP

01108
L 32,5; M 2




* Винты для мультиюнитов с внутренней резьбой не совместимы с мультиюнитами предыдущей конфигурации

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с NOBEL REPLACE



C – высота
коронковой части
H – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания



NP



RP



WP

Трансфер для открытой
ложки, (V. 2).
Комплектуется винтом

Аналог имплантата

Сканмаркер интраоральный

3D-аналог имплантата
(V. 2).
Комплектуется винтом

Абатмент-мультиюнит
прямой


Абатмент-мультиюнит 17°.
Комплектуется винтом

02629 New F 12; D 4,2	02637 New F 12; D 4,2	02641 New F 12; D 4,9
02635 New F 14; D 4,2	02639 New F 14; D 4,2	02642 New F 14; D 4,9
00376 D 3,5; L 11	00377 D 4,3; L 11	00378 D 5,0; L 11
00791	00792	00793
02520 New D 4,5; L 12,5	02521 New D 4,5; L 12,5	02522 New D 5,0; L 12,5
00315 H 1; C 2,2; D 4,8 35H/CM	00318 H 1; C 2,2; D 4,8 35H/CM	00321 H 1; C 2,2; D 4,8 35H/CM
00316 H 2; C 2,2; D 4,8 35H/CM	00319 H 2; C 2,2; D 4,8 35H/CM	00322 H 2; C 2,2; D 4,8 35H/CM
02709 New H 3; C 2,2; D 4,8 35H/CM	02710 New H 3; C 2,2; D 4,8 35H/CM	02711 New H 3; C 2,2; D 4,8 35H/CM
00317 H 4; C 2,2; D 4,8 35H/CM	00320 H 4; C 2,2; D 4,8 35H/CM	00323 H 4; C 2,2; D 4,8 35H/CM
	00324 H 2; C 2,2; D 4,8	
	00325 H 3; C 2,2; D 4,8	

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с NOBEL REPLACE



С – высота
коронковой части
Н – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания



NP



RP



WP

Абатмент-мультиюнит 30°.
Комплектуется винтом

00326
H 3; C 2,2; D 4,8
00327
H 4; C 2,2; D 4,8

Абатмент временный,
(одиночный).
Комплектуется винтом

00141
H 1; C 9; D 4,0
00579
H 1,5; C 9; D 4,0

00142
H 1; C 10,8; D 5,0
00566
H 1,5; C 10,8; D 5,0

00143
H 1; C 10,8; D 5,5
00565
H 1,5; C 10,8; D 5,5

Абатмент временный
(мостовидный).
Комплектуется винтом

00144
H 1; C 9; D 4,0
00510
H 1,5; C 9; D 4,0

00145
H 1; C 10,8; D 5,0
00507
H 1,5; C 10,8; D 5,0

00146
H 1; C 10,8; D 5,5
00506
H 1,5; C 10,8; D 5,5

Абатмент временный
(одиночный), для CAD/CAM.
Комплектуется винтом

01084
H 1,5; C 7; D 4,0

00683
H 1,5; C 7; D 5,0

Абатмент временный
(мостовидный), для CAD/CAM.
Комплектуется винтом

01083
H 1,5; C 7; D 4,0

01082
H 1,5; C 7; D 5,0

Абатмент-основание
(одиночный), Siroma.
Комплектуется винтом

00264
H 0,4; C 4,65; D 4,5

00265
H 0,4; C 4,65; D 5,0

00266
H 0,4; C 4,65; D 5,5

Абатмент-основание
(мостовидный), Siroma.
Комплектуется винтом

00171
H 0,4; C 4,65; D 4,5

00267
H 0,4; C 4,65; D 5,0

00268
H 0,4; C 4,65; D 5,5

Абатмент-основание
(одиночный).
Комплектуется винтом

00017
H 0,4; C 4; D 4,4


00018
H 0,4; C 4; D 5,0

00019
H 0,4; C 4; D 5,5

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с NOBEL REPLACE



C – высота
коронковой части
H – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания



NP



RP



WP

Абатмент-основание,
(мостовидный).
Комплектуется винтом

00274
H 0,3; C 4; D 4,4



00022
H 0,4; C 4; D 5,0



00023
H 0,4; C 4; D 5,5



Абатмент-основание
удлиненный, (одиночный).
Комплектуется винтом

00275
H 0,3; C 4; D 4,5



00289
H 0,3; C 8; D 4,5



Абатмент-основание
удлиненный, (мостовидный).
Комплектуется винтом

00492
H 0,47; C 8; D 4,4



00290
H 0,3; C 8; D 4,5



00493
H 0,47; C 8; D 5,5



Абатмент-основание для одиночных
конструкций, (не требует вклеивания).
Комплектуется винтом

00024



00025



00026



Абатмент прямой.
Комплектуется винтом

00001
H 1; C 6; D 4,5



00002
H 1; C 5,5; D 4,5



00003
H 1; C 6; D 5,0



00005
H 3; C 6; D 4,5



00006
H 3; C 5,5; D 4,5



00007
H 3; C 6; D 5,0



Абатмент выжигаемый.
Комплектуется винтом

00013
H 1,35; C 10,5; D 4,5



00014
H 1,35; C 10,5; D 4,5



00015
H 1,35; C 10,5; D 5,5



Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с **NOBEL REPLACE**

L – длина
M – диаметр резьбы



NP



RP



WP

Абатмент угловой 15°.
Комплектуется винтом

00008
H 1; C 8; D 4,5

00009
H 3; C 8; D 4,5



00010
H 1; C 8; D 5,2

0011
H 3; C 8; D 5,2



00012
H 1; C 8; D 6,0

00133
H 3; C 8; D 6,0



Винты

Винт для трансфера открытой ложки, (V.2), NP
Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)

02630 **New**
L 23; M 1,8

02636 **New**
L 25; M 1,8



Винт для трансфера открытой ложки, (V.2), RP, WP
Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)

02638 **New**
L 24,5; M 2

02640 **New**
L 26,5; M 2



Винт клинический, лабораторный NP
35Н/см

00119
L 8,25; M 1,8



Винт клинический RP; WP
35Н/см

00120
L 9,9; M 2



Винт лабораторный RP; WP
35Н/см

00121
L 9,9; M 2



Винт клинический, лабораторный NP
для циркониевых конструкций 35Н/см

00122
L 8,85; M 1,8



Винт клинический RP; WP
для циркониевых конструкций 35Н/см

00123
L 10,6; M 2



Винт лабораторный RP; WP
для циркониевых конструкций 35Н/см

00124
L 10,6; M 2



Винт для мультиюнитов угловых RP; WP
15Н/см


00929
L 9; M 2



Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с OSSTEM



C – высота
коронковой части
H – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания



Мини



Стандарт

Заглушка для имплантата.
Рекомендуемый крутящий момент:
не более 10 Н/см, (от руки)

Формирователь десны.
Рекомендуемый крутящий момент:
не более 10 Н/см, (от руки)

Индекс прикуса, (Bite index)
Рекомендуемый крутящий момент:
не более 10 Н/см, (от руки)

Трансфер для открытой ложки.
Комплектуется винтом

Трансфер для закрытой ложки.
Комплектуется винтом


Трансфер для открытой ложки
(V. 2).
Комплектуется винтом

01516 H 0; D 3,0 01601 H 2; D 3,4	01517 H 0; D 3,5 01602 H 2; D 4,2
01318 H 4; D 4,0 01319 H 7; D 4,0	01315 H 4; D 4,0 01316 H 4; D 5,0 00595 H 5; D 5,0 01317 H 7; D 5,0
02177 New L 8,7; H 4; D 4,5 02178 New L 10,7; H 6; D 4,5 02179 New L 12,7; H 8; D 4,5 02180 New L 14,7; H 10; D 4,5 02181 New L 16,7; H 12; D 4,5	01894 New L 9; H 4; D 5,5 01895 New L 11; H 6; D 5,5 01896 New L 13; H 8; D 5,5 01897 New L 15; H 10; D 5,5 01898 New L 17; H 12; D 5,5
00537 F 13; D 4,0	00523 F 13; D 4,5
00554 F 11,5; D 4,0	00541 F 12,5; D 4,5
02169 New F 12; D 4,0 02171 New F 14; D 4,0	02157 New F 12; D 4,0 02159 New F 14; D 4,0

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с OSSTEM



С – высота
коронковой части
Н – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания



Мини



Стандарт

Аналог имплантата

00589
D 3,5; L 15



00583
D 4,0; L 15



Сканмаркер интраоральный.
Применяются только отвертки
от компании «Ультрастом»

00794



00795



3D-аналог имплантата,
(V. 2).
Комплектуется винтом

01765 New
D 3,95; L 11



01766 New
D 3,95; L 10,5



Коннектор для введения 3D-аналога.
Комплектуется винтом

01112
M 1,6



01107
M 2



Абатмент-мультиюнит
прямой

01030
H 1,5; C 2,2; D 4,8
30H/см



00896
H 1,5; C 2,2; D 4,8
30H/см



01031
H 2,5; C 2,2; D 4,8
30H/см



00897
H 2,5; C 2,2; D 4,8
30H/см



01032
H 3,5; C 2,2; D 4,8
30H/см



00898
H 3,5; C 2,2; D 4,8
30H/см



01033
H 4,5; C 2,2; D 4,8
30H/см



00899
H 4,5; C 2,2; D 4,8
30H/см



Абатмент-мультиюнит 17°
с внутренней резьбой для винта.
Комплектуется винтом

00909
H 2,5; C 2,2; D 4,8



00936
H 2,5; C 2,2; D 4,8



00910
H 3,5; C 2,2; D 4,8



00937
H 3,5; C 2,2; D 4,8



Абатмент-мультиюнит 30°
с внутренней резьбой для винта.
Комплектуется винтом

00915
H 3,5; C 2,2; D 4,8



00938
H 3,5; C 2,2; D 4,8



00916
H 4,5; C 2,2; D 4,8



00939
H 4,5; C 2,2; D 4,8



Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с OSSTEM




Абатмент-мультиюнит 45°
с внутренней резьбой для винта.
Комплектуется винтом

Совместимо с DAS
(dynamic abutment solution).
Динамический абатмент-мультиюнит

Абатмент временный
(одиночный).
Комплектуется винтом

Абатмент временный
(мостовидный).
Комплектуется винтом

Абатмент временный, (одиночный),
с антиротационным механизмом
для CAD/CAM.
Комплектуется винтом



C – высота
коронковой части
H – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания



Мини




Стандарт

00917 H 4,5; C 2,2; D 4,8 00935 H 5,5; C 2,2; D 4,8	00940 H 4,5; C 2,2; D 4,8 00941 H 5,5; C 2,2; D 4,8
02356 New H 1; C 1,4; D 4,0 02357 New H 2; C 1,4; D 4,0 02358 New H 3; C 1,4; D 4,0 02359 New H 4; C 1,4; D 4,0	02568 New H 0,5; C 1,4; D 4,0 02371 New H 1; C 1,4; D 4,0 02372 New H 2; C 1,4; D 4,0 02373 New H 3; C 1,4; D 4,0 02374 New H 4; C 1,4; D 4,0 02569 New H 5; C 1,4; D 4,0
00467 H 1; C 10; D 4,2 00597 H 1,5; C 8; D 3,8	00468 H 1; C 9; D 4,4 00559 H 1,5; C 8; D 4,2
00596 H 1,5; C 8; D 3,8	00598 H 1,5; C 8; D 4,2
00927 H 1,5; C 7; D 3,9	00904 H 1; C 7; D 3,9 00905 H 2; C 7; D 4,5

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с OSSTEM



C – высота
коронковой части
H – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания



Мини



Стандарт

Абатмент временный, (мостовидный),
с антиротационным механизмом
для CAD/CAM.
Комплектуется винтом

Абатмент временный, (одиночный),
без антиротационного механизма
для CAD/CAM.
Комплектуется винтом

Абатмент-основание
(одиночный), Гео.
Комплектуется винтом

Абатмент-основание
(мостовидный), Гео.
Комплектуется винтом

Абатмент-основание
(одиночный), Siroma.
Комплектуется винтом

Абатмент-основание
(мостовидный), Siroma.
Комплектуется винтом

Абатмент-основание,
(одиночный).
Комплектуется винтом

00928 H 1,5; C 7; D 3,9		00906 H 1; C 7; D 3,9	
01044 H 1; C 7; D 4,0		00907 H 2; C 7; D 4,5	
01043 H 2; C 7; D 4,0		01041 H 1; C 7; D 3,9	
01134 H 1,3; C 5,4; D 4,0		01042 H 2; C 7; D 4,5	
01135 H 2; C 5,3; D 4,2		01138 H 1,3; C 5,4; D 4,2	
01307 H 3; C 5,3; D 4,2		01139 H 2; C 6; D 4,6	
01136 H 1,3; C 5,4; D 4,0		01140 H 3; C 6; D 4,6	
01137 H 2; C 5,3; D 4,2		01141 H 1,3; C 5,4; D 4,2	
01308 H 3; C 5,3; D 4,2		01142 H 2; C 6; D 4,6	
00488 H 1; C 4,65; D 4,5		01143 H 3; C 6; D 4,6	
00489 H 1; C 4,65; D 4,5		00490 H 1; C 4,65; D 4,5	
00429 H 1,3; C 4; D 4,2		00491 H 1; C 4,65; D 4,5	
		00430 H 1,15; C 4; D 4,4	

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с OSSTEM



Абатмент-основание
(мостовидный).
Комплектуется винтом


Абатмент прямой.
Комплектуется винтом

Абатмент выжигаемый.
Комплектуется винтом

Абатмент угловой 15°.
Комплектуется винтом

Премилл-абатмент.
Комплектуется винтом.
Совместим с холдером Medentika

Премилл-абатмент.
Комплектуется винтом.
Совместим с холдером Arum



C – высота
коронковой части
H – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания



Мини



Стандарт

00478 H 1,3; C 4; D 4,2		00433 H 1,15; C 4; D 4,5	
00426 H 1; C 5,5; D 4,6 00427 H 2; C 5,5; D 4,6 00428 H 3; C 5,5; D 4,6 01409 H 5; C 7; D 4,6		00463 H 2; C 5,5; D 4,6 00464 H 3; C 5,5; D 4,6 00465 H 2; C 5,5; D 5,0 00466 H 3; C 5,5; D 5,0 01408 H 5; C 7; D 5,0	
00652 H 1; C 8; D 4,2		00651 H 1; C 10; D 4,4	
01494 H 2; C 8,5; D 4,5 01495 H 4; C 8,5; D 4,5		01492 H 2; C 8,5; D 4,5 01493 H 4; C 8,5; D 4,5 01587 H 2; C 8,5; D 5,0 01588 H 4; C 8,5; D 5,0	
01054 D 11,5		01053 D 11,5	
01622 D 10		01623 D 10	

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с OSSTEM



L – длина
M – диаметр резьбы


Винты

Винт для трансфера открытой ложки Мини Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)	00532 L 22,9; M 1,6	
Винт для трансфера открытой ложки Стандарт Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)	00529 L 21,6; M 2	
Винт для трансфера закрытой ложки Мини Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)	00533 L 21,5; M 1,6	
Винт для трансфера закрытой ложки Стандарт Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)	00534 L 21; M 2	
Винт для трансфера открытой ложки, (V. 2), Мини Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)	02170 New L 25; M 1,6	02172 New L 27; M 1,6
Винт для трансфера открытой ложки, (V. 2), Стандарт Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)	02158 New L 23; M 2	02160 New L 25; M 2
Винт Мини 20Н/см	00431 L 10,2; M 1,6	
Винт Стандарт 30Н/см	00432 L 8,4; M 2,0	
Винт лабораторный Мини 20Н/см	03431 New L 10; M 1,6	
Винт лабораторный Стандарт 30Н/см	03432 New L 8,4; M 2	
Винт для мультиюнитов угловых с внутренней резьбой Мини 20Н/см	00931 L 9,5; M 1,6	
Винт для мультиюнитов угловых с внутренней резьбой Стандарт 30Н/см	00942 L 7,5; M 2	
Винт для 3D-аналога 15Н/см	01119 L 3,8; M 1, 4	
Винт для коннектора 3D-аналога Мини	01111 L 33; M 1,6	
Винт для коннектора 3D-аналога Стандарт	01108 L 32,5; M 2	

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с **STRAUMANN BONE LEVEL**



C – высота
коронковой части
H – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания



NC



RC

Заглушка для имплантата.

Рекомендуемый крутящий момент:
не более 10 Н/см, (от руки)

Формирователь десны.

Рекомендуемый крутящий момент:
не более 10 Н/см, (от руки)

Индекс прикуса, (Bite index).

Рекомендуемый крутящий момент:
не более 10 Н/см, (от руки)

Трансфер для открытой ложки.

Комплектуется винтом

Трансфер для закрытой ложки.

Комплектуется винтом

Трансфер для открытой ложки

(V. 2).
Комплектуется винтом

01520
H 0; D 3,0



01521
H 1; D 3,0

01650 **New**
H 5; D 3,6



02276 **New**
H 6; D 3,6

02277 **New**
H 7; D 3,6

01428
H 5; D 4,8

01436
H 7; D 4,8

01522
H 0; D 3,5



01523
H 1; D 3,5

02490 **New**
H 5; D 4,2



02491 **New**
H 6; D 4,2

02492 **New**
H 7; D 4,2

01427
H 6; D 6

01437
H 7; D 6

02134 **New**
L 10,1; H 4; D 4,5



02135 **New**
L 12,1; H 6; D 4,5

02136 **New**
L 14,1; H 8; D 4,5

02137 **New**
L 16,1; H 10; D 4,5

02138 **New**
L 18,1; H 12; D 4,5

02139 **New**
L 10,1; H 4; D 5,5



02140 **New**
L 12,1; H 6; D 5,5

02141 **New**
L 14,1; H 8; D 5,5

02142 **New**
L 16,1; H 10; D 5,5

02143 **New**
L 18,1; H 12; D 5,5

00774
F 12,5; D 4,0



00775
F 12,5; D 4,5



00710
F 11; D 4,0



00756
F 12; D 4,5



02173 **New**
F 12; D 4,0



02175 **New**
F 14; D 4,0



02203 **New**
F 12; D 4,0




02204 **New**
F 14; D 4,0



Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с STRAUMANN BONE LEVEL



С – высота
коронковой части
Н – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания



NC



RC

Аналог имплантата

00397 D 3,3; L 12,5		00398 D 4,1; L 12,2	
-------------------------------	--	-------------------------------	--

Сканмаркер
интраоральный

00796		00797	
--------------	--	--------------	--

3D-аналог имплантата,
(V. 2).
Комплектуется винтом

01767 D 3,95; L 10,5		01768 D 3,95; L 11,3	
--------------------------------	--	--------------------------------	--

Коннектор для введения
3D-аналога.
Комплектуется винтом

01117 M 1,6		01118 M 1,6	
-----------------------	--	-----------------------	--

Абатмент-мультиюнит
прямой

01344 H 1,5; C 2,2; D 4,8 35H/см		01348 H 1,5; C 2,2; D 4,8 35H/см	
01345 H 2,5; C 2,2; D 4,8 35H/см		01349 H 2,5; C 2,2; D 4,8 35H/см	
01346 H 3,5; C 2,2; D 4,8 35H/см		01350 H 3,5; C 2,2; D 4,8 35H/см	
01347 H 4,5; C 2,2; D 4,8 35H/см		01351 H 4,5; C 2,2; D 4,8 35H/см	


Абатмент-мультиюнит 17°
с внутренней резьбой для винта.
Комплектуется винтом

01336 New H 2,5; C 2,2; D 4,8 type A		01340 New H 2,5; C 2,2; D 4,8 type A	
01337 New H 3,5; C 2,2; D 4,8 type A		01341 H 3,5; C 2,2; D 4,8 type A	
01324 H 2,5; C 2,2; D 4,8 type B		01329 H 2,5; C 2,2; D 4,8 type B	
01325 H 3,5; C 2,2; D 4,8 type B		01330 H 3,5; C 2,2; D 4,8 type B	

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с **STRAUMANN BONE LEVEL**



С – высота
коронковой части
Н – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания



NC



RC

Абатмент-мультиюнит 30°
с внутренней резьбой для винта.
Комплектуется винтом

Абатмент-мультиюнит 45°
с внутренней резьбой для винта.
Комплектуется винтом

Совместимо с DAS
(dynamic abutment solution).
Динамический абатмент-
мультиюнит

01338
H 3,5; C 2,2; D 4,8
type A



01339
H 4,5; C 2,2; D 4,8
type A



01326
H 3,5; C 2,2; D 4,8
type B



01327
H 4,5; C 2,2; D 4,8
type B



01342
H 3,5; C 2,2; D 4,8
type A



01343
H 4,5; C 2,2; D 4,8
type A



01331
H 3,5; C 2,2; D 4,8
type B



01332
H 4,5; C 2,2; D 4,8
type B



01591
H 4,5; C 2,2; D 4,8
type A



01590
H 5,5; C 2,2; D 4,8
type A



01589
H 4,5; C 2,2; D 4,8
type B



01592
H 5,5; C 2,2; D 4,8
type B



01594
H 4,5; C 2,2; D 4,8
type A



01595
H 5,5; C 2,2; D 4,8
type A



01596
H 4,5; C 2,2; D 4,8
type B



01597
H 5,5; C 2,2; D 4,8
type B



02579 **New**
H 1; C 1,4; D 4,0



02580 **New**
H 2; C 1,4; D 4,0



02581 **New**
H 3; C 1,4; D 4,0



02582 **New**
H 4; C 1,4; D 4,0



02583 **New**
H 1; C 1,4; D 4,0



02584 **New**
H 2; C 1,4; D 4,0



02585 **New**
H 3; C 1,4; D 4,0




02586 **New**
H 4; C 1,4; D 4,0



Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с STRAUMANN BONE LEVEL



NC



RC

Абатмент временный (одиночный).
Комплектуется винтом

00185
H 1; C 10; D 4,0



00186
H 1; C 10; D 4,5



Абатмент временный (мостовидный).
Комплектуется винтом

00187
H 1; C 10; D 4,0



00188
H 1; C 10; D 4,5



Абатмент-основание (одиночный), Гео.
Комплектуется винтом

01179
H 1,3; C 4,7; D 3,8



01183
H 1,3; C 5,4; D 4,2



01181
H 2; C 6; D 4,4



01185
H 2; C 6; D 4,7



01444
H 3; C 6; D 4,4



01446
H 3; C 6; D 4,7



Абатмент-основание (мостовидный), Гео.
Комплектуется винтом

01180
H 1,3; C 4,7; D 3,8



01184
H 1,3; C 5,4; D 4,2



01182
H 2; C 6; D 4,4



01186
H 2; C 6; D 4,7



01445
H 3; C 6; D 4,4



01447
H 3; C 6; D 4,7



Абатмент-основание (одиночный), Siroma.
Комплектуется винтом

00194
H 1; C 4,65; D 4,5



00196
H 1; C 4,65; D 4,5



Абатмент-основание (мостовидный), Siroma.
Комплектуется винтом

00195
H 1; C 4,65; D 4,5



00197
H 1; C 4,65; D 4,5



Абатмент-основание (одиночный).
Комплектуется винтом

00081
H 1; C 4; D 4,1




00082
H 1; C 4; D 5,0



Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с **STRAUMANN BONE LEVEL**



C – высота
коронковой части
H – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания



NC



RC

Абатмент-основание
(мостовидный).
Комплектуется винтом

Абатмент-основание
удлиненный, (одиночный).
Комплектуется винтом

Абатмент прямой.
Комплектуется винтом

Абатмент выжигаемый.
Комплектуется винтом

Абатмент угловой 15°.
Комплектуется винтом

Премилл-абатмент.
Комплектуется винтом.
Совместим с холдером Medentika

Премилл-абатмент.
Комплектуется винтом.
Совместим с холдером Arum

00156 H 1; C 4; D 4,1		00157 H 1; C 4; D 5,0	
		00283 H 1; C 8; D 4,1	
00073 H 2; C 6,5; D 3,9 00074 H 4; C 6,5; D 4,0		00075 H 2,5; C 6; D 5,0 00076 H 5; C 6; D 5,0	
00079 H 1; C 9; D 3,5		00080 H 1; C 9; D 4,5	
00077 H 1; C 6; D 4,0 01999 New H 3; C 6; D 4,0		00078 H 1; C 7; D 5,0 00282 H 3; C 7; D 5,0	
01066 D 11,5		01065 D 11,5	
01629 New D 10		01630 New D 10	

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с **STRAUMANN BONE LEVEL**

L – длина
M – диаметр резьбы


Винты

Винт NC; RC 35Н/см	00256 L 7,9; M 1,6	
Винт лабораторный NC; RC 35Н/см	03256 New L 7,9; M 1,6	
Винт для трансфера открытой ложки NC. Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)	00809 L 22,6; M 1,6	
Винт для трансфера открытой ложки RC. Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)	00810 L 23,7; M 1,6	
Винт для трансфера закрытой ложки NC. Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки),	00807 L 20,3; M 1,6	
Винт для трансфера закрытой ложки RC. Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)	00808 L 21,8; M 1,6	
Винт для трансфера открытой ложки NC; RC (V.2) Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)	02174 New L 24; M 1,6	
	02176 New L 26; M 1,6	
Винт для мультиюнитов угловых с внутренней резьбой 35Н/см NC; RC	00256 L 7,9; M 1,6	
Винт для 3D-аналога 15Н/см	01119 L 3,8; M 1,4	
Винт для коннектора 3D-аналога	01111 L 33; M 1,6	

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с **STRAUMANN NEODENT** **New**



C – высота
коронковой части
H – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания



Заглушка для имплантата.
Рекомендуемый крутящий
момент: не более 10 Н/см
(от руки)

Формирователь десны.
Рекомендуемый крутящий
момент: не более 10 Н/см
(от руки)

Трансфер для открытой
ложки, (V. 2).
Комплектуется винтом

Аналог имплантата

Сканмаркер
интраоральный

3D-аналог имплантата,
(V. 2).
Комплектуется винтом

Коннектор для введения
3D-аналога.
Комплектуется винтом

Абатмент-мультиюнит
прямой

**Совместимо
с DAS**
(dynamic abutment
solution).
Динамический
абатмент-мультиюнит

Абатмент-основание,
(одиночный), Гео.
Комплектуется винтом

Абатмент-основание,
(мостовидный), Гео.
Комплектуется винтом

01518
H 0; D 3,0



01519
H 2; D 3,0



02667
H 2,5; D 3,3



02668
H 3,5; D 3,3



02669
H 4,5; D 3,3



02670
H 5,5; D 3,3




02671
H 2,5; D 4,5



02672
H 3,5; D 4,5



02673
H 4,5; D 4,5



02674
H 5,5; D 4,5




02631
F 12; D 4,0



02633
F 14; D 4,0



02500
D 4,0; L 12



02628




02512
D 3,95; L 10,5



02715
M 1,6




02675
H 1,5; C 2,2; D 4,8



02676
H 2,5; C 2,2; D 4,8



02677
H 3,5; C 2,2; D 4,8



02678
H 4,5; C 2,2; D 4,8



02609
H 1; C 1,4; D 4,0



02610
H 2; C 1,4; D 4,0



02611
H 3; C 1,4; D 4,0



02612
H 4; C 1,4; D 4,0



02613
H 5; C 1,4; D 4,0



02526
H 1,3; C 5,3; D 4,0



02527
H 1,3; C 5,3; D 4,0



Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с **STRAUMANN NEODENT** **New**



L – длина
M – диаметр резьбы



Абатмент-основание,
(одиночный), Neodent.
Комплектуется винтом



Абатмент-основание,
(мостовидный), Neodent.
Комплектуется винтом



Винты

Винт
20 Н/см

01432
L 9,7; M 1,6



Винт лабораторный
20 Н/см

03433
L 9,7; M 1,6



Винт для трансфера открытой ложки, (V. 2)
Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)

02632
L 23,7; M 1,6



02634
L 25,7; M 1,6



Винт для 3D-аналога
15Н/см

01119
L 3,8; M 1,4



Винт для коннектора 3D-аналога

01111
L 33; M 1,6



Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с XIVE



Индекс прикуса, (Bite index).
Рекомендуемый крутящий момент:
не более 10 Н/см, (от руки)


Формирователь десны.
Рекомендуемый крутящий момент:
не более 10 Н/см, (от руки)

Трансфер для открытой
ложки, (V. 2).
Комплектуется винтом

Аналог имплантата

Сканмаркер интраоральный

3D-аналог имплантата
(V. 2).
Комплектуется винтом



C – высота
коронковой части
H – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания



3,4 мм



3,8 мм



4,5 мм



5,5 мм

02449 **New**
L 10; H 4; D 4,8

02450 **New**
L 12; H 6; D 4,8

02451 **New**
L 14; H 8; D 4,8

02452 **New**
L 16; H 10; D 4,8

02453 **New**
L 18; H 12; D 4,8

02493 **New**
L 10; H 4; D 5,3

02494 **New**
L 12; H 6; D 5,3

02495 **New**
L 14; H 8; D 5,3

02496 **New**
L 16; H 10; D 5,3

02497 **New**
L 18; H 12; D 5,3

02454 **New**
L 10; H 4; D 5,8

02455 **New**
L 12; H 6; D 5,8

02456 **New**
L 14; H 8; D 5,8

02457 **New**
L 16; H 10; D 5,8

02458 **New**
L 18; H 12; D 5,8

00627
H 4; D 4,0

00628
H 4; D 5,0

00629
H 4; D 5,3

00630
H 4; D 5,7

02192 **New**
F 12; D 4,0

02196 **New**
F 12; D 4,5

02198 **New**
F 12; D 4,8

02200 **New**
F 12; D 5,5

02194 **New**
F 14; D 4,0

02197 **New**
F 14; D 4,5

02199 **New**
F 14; D 4,8

02201 **New**
F 14; D 5,5

00401
D 3,5; L 13

00402
D 3,9; L 13

00403
D 4,6; L 12,8

00404
D 5,5; L 12,8

00798

00799

00877

00878

02046 **New**
D 3,95; L 11

02047 **New**
D 3,95; L 11


02094 **New**
D 4,95; L 11

02094 **New**
D 4,95; L 11

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с XIVE



3,4 мм



3,8 мм



4,5 мм



5,5 мм

Абатмент-основание
(одиночный), Гео.
Комплектуется винтом

02099 New H 1,3; C 5,4; D 4,0	02101 New H 1,3; C 5,4; D 4,2	02109 New H 1,3; C 5,4; D 4,5	02111 New H 1,3; C 5,3; D 5,5
02127 New H 2; C 5,3; D 4,2	02125 New H 2; C 6; D 4,6	02113 New H 2; C 6; D 4,9	02115 New H 2; C 6; D 5,9

Абатмент-основание
(мостовидный), Гео.
Комплектуется винтом

02098 New H 1,3; C 5,4; D 4,0	02100 New H 1,3; C 5,4; D 4,2	02108 New H 1,3; C 5,4; D 4,5	02110 New H 1,3; C 5,3; D 5,5
02126 New H 2; C 5,3; D 4,2	02124 New H 2; C 6; D 4,6	02112 New H 2; C 6; D 4,9	02114 New H 2; C 6; D 5,9

Абатмент-основание
(одиночный), Sirona.
Комплектуется винтом

00166 H 0,3; C 4,65; D 3,9	00167 H 0,3; C 4,65; D 4,3	00168 H 0,65; C 4,65; D 5,5	
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--

Абатмент-основание,
(мостовидный), Sirona.
Комплектуется винтом

00183 H 0,3; C 4,65; D 3,9	00184 H 0,3; C 4,65; D 4,3	00193 H 0,65; C 4,65; D 5,5	
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--

Абатмент-основание
(одиночный).
Комплектуется винтом

00110 H 0,3; C 4; D 3,9	00111 H 0,3; C 4; D 4,3	00112 H 0,65; C 4; D 5,5	00113 H 0,65; C 4; D 6,5
-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Абатмент-основание
(мостовидный).
Комплектуется винтом

00114 H 0,3; C 4; D 3,9	00115 H 0,3; C 4; D 4,3	00116 H 0,65; C 4; D 5,5	00276 H 0,65; C 4; D 6,5
-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru




Совместимо с **XIVE**



Абатмент прямой.
Комплектуется винтом

Абатмент из беззольной
пластмассы, (выжигаемый).
Комплектуется винтом

Абатмент угловой 15°.
Комплектуется винтом



C – высота
коронковой части
H – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания



3,4 мм



3,8 мм



4,5 мм



5,5 мм

00101

H 1; C 5,8; D 4,3



00102

H 1; C 5,8; D 4,3



00103

H 1; C 5,8; D 4,9



00261

H 1; C 5,8; D 5,9



00258

H 3; C 5,8; D 4,3



00259

H 3; C 5,8; D 4,3



00260

H 3; C 5,8; D 4,9



00262

H 3; C 5,8; D 5,9



00107

H 1,5; C 10,5; D 3,9



00108

H 1,5; C 10,5; D 4,2



00109

H 1,5; C 10,5; D 4,9



00104

H 2; C 6,2; D 4,0



00304

H 2; C 6,2; D 5,0



00106

H 1; C 6,2; D 5,0



00305

H 2; C 6,2; D 5,0



00302

H 1; C 6,2; D 6,0



Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru





L – длина
M – диаметр резьбы

Винты

Винт
24Н/см

00140
L 9,5; M 1,6



Винт лабораторный
24Н/см

03140 **New**
L 9,5; D 2,05



Винт для трансфера открытой ложки, (V. 2)
Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)

02193 **New**
L 23,5; M 1,6




02195 **New**
L 25,5; M 1,6



Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с шестигранным соединением



C – высота
коронковой части
H – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания



NP
узкая платформа
*совместимы только с Mis



SP
стандартная
платформа



WP
широкая
платформа

Заглушка для имплантата.
Рекомендуемый крутящий момент:
не более 10 Н/см, (от руки)

Формирователь десны.
Рекомендуемый крутящий момент:
не более 10 Н/см, (от руки)

Индекс прикуса, (Bite index).
Рекомендуемый крутящий момент:
не более 10 Н/см, (от руки)

Трансфер для открытой ложки.
Комплектуется винтом

Трансфер для закрытой ложки.
Комплектуется винтом

	01510 H 0; D 3,5 01603 H 2; D 4,0		01511 H 0; D 4,5 01604 H 2; D 4,9	
	00526 H 3,2; D 3,85 00527 H 3,2; D 4,7 01352 H 4,2; D 3,85 01354 H 4,2; D 4,7 01393 H 7; D 3,85 01355 H 7; D 4,7		00664 H 4,2; D 6,0 01356 H 7; D 6,0	
	02237 New L 8,8; H 4; D 5,0 02238 New L 10,8; H 6; D 5,0 02239 New L 12,8; H 8; D 5,0 02240 New L 14,8 H 10; D 5,0 02241 New L 16,8; H 12; D 5,0		02242 New L 8,8; H 4; D 5,8 02243 New L 10,8; H 6; D 5,8 02244 New L 12,8; H 8; D 5,8 02245 New L 14,8; H 10; D 5,8 02246 New L 16,8; H 12; D 5,8	
	00528 F 11,5; D 4,5		00662 New F 11,5; D 4,8	
	00556 F 12; D 4,5		00663 New F 12; D 4,8	

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с шестигранным соединением



NP
узкая платформа
*совместимы только с Mis



SP
стандартная платформа



WP
широкая платформа

Трансфер для открытой ложки (V. 2).
Комплектуется винтом

Аналог имплантата

Сканмаркер интраоральный

3D-аналог имплантата, (V. 2).
Комплектуется винтом

Коннектор для введения 3D-аналога.
Комплектуется винтом

Абатмент-мультиюнит прямой


Абатмент-мультиюнит 17°
с внутренней резьбой для винта.
Комплектуется винтом

	02231 New F 12; D 4,0 02232 New F 14; D 4,0	02233 New F 12; D 5,0 02234 New F 14; D 5,0
00388 D 3,3; L 12	00389 D 3,8; L 12	00653 D 4,6; L 12
	00787	00788
	01769 D 3,95; L 11	01770 D 4,95; L 11
	01114 M 1,8	01116 M 1,8
	00342 H 1; C 2,2; D 4,8 30H/см 00343 H 2; C 2,2; D 4,8 30H/см 00344 H 3; C 2,2; D 4,8 30H/см 00923 H 4; C 2,2; D 4,8 30H/см	00345 H 1; C 2,2; D 4,8 30H/см 00346 H 2; C 2,2; D 4,8 30H/см 00347 H 3; C 2,2; D 4,8 30H/см 00924 H 4; C 2,2; D 4,8 30H/см
	01275 H 2,5; C 2,2; D 4,8 01276 H 3,5; C 2,2; D 4,8	01277 H 2,5; C 2,2; D 4,8 01278 H 3,5; C 2,2; D 4,8

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с шестигранным соединением



C – высота
коронковой части
H – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания



NP

узкая платформа

*совместимы только с Mis



SP

стандартная
платформа



WP

широкая
платформа

Абатмент-мультиюнит 30°
с внутренней резьбой для винта.
Комплектуется винтом

Абатмент-мультиюнит 45°
с внутренней резьбой для винта.
Комплектуется винтом

Совместимо с DAS
(dynamic abutment solution).
Динамический абатмент-
мультиюнит

Абатмент временный
(одиночный).
Комплектуется винтом

Абатмент временный
(мостовидный).
Комплектуется винтом

Абатмент-основание
(одиночный), Geo.
Комплектуется винтом

	01279 H 2,5; C 2,2; D 4,8 01280 H 3,5; C 2,2; D 4,8	 	01281 H 3,5; C 2,2; D 4,8 01282 H 4,5; C 2,2; D 4,8	
	01608 New H 4,5; C 2,2; D 4,8 01609 New H 5,5; C 2,2; D 4,8	 		
	02367 New H 1; C 1,4; D 4,0 02368 New H 2; C 1,4; D 4,0 02369 New H 3; C 1,4; D 4,0 02370 New H 4; C 1,4; D 4,0	 		
	00177 H 1; C 10; D 4,5		00178 H 1,3; C 10; D 5,8	
	00179 H 1; C 10; D 4,5		00180 H 1,3; C 10; D 5,8	
	01150 H 0,65; C 5,5; D 4,3 01299 H 2; C 5,5; D 4,3 01300 H 3; C 5,5; D 4,3	 	01152 H 0,65; C 5,5; D 5,0 01303 H 2; C 5,5; D 5,0 01304 H 3; C 5,5; D 5,0	

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с шестигранным соединением



NP
узкая платформа
*совместимы только с Mis



SP
стандартная платформа



WP
широкая платформа

Абатмент-основание
(мостовидный), Geo.
Комплектуется винтом

Абатмент-основание
(одиночный), Sirona.
Комплектуется винтом

Абатмент-основание
(мостовидный), Sirona.
Комплектуется винтом

Абатмент-основание
(одиночный).
Комплектуется винтом
* NP комплектуется 2-мя винтами

Абатмент-основание
(мостовидный).
Комплектуется винтом
* NP комплектуется 2-мя винтами

Абатмент-основание
удлиненный, (одиночный).
Комплектуется винтом


Абатмент-основание
удлиненный, (мостовидный).
Комплектуется винтом

	<
--	---

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с шестигранным соединением



C – высота
коронковой части
H – высота
десневой части
L – длина детали
D – диаметр
F – высота от уровня
прорезывания



NP
узкая платформа
*совместимы только с Mis



SP
стандартная
платформа



WP
широкая
платформа

Абатмент прямой.
Комплектуется винтом

Абатмент выжигаемый.
Комплектуется винтом

Абатмент угловой 15°.
Комплектуется винтом

Премилл-абатмент.
Комплектуется винтом.
Совместим с холдером Medentika

Премилл-абатмент.
Комплектуется винтом.
Совместим с холдером Arum

	01481 H 1; C 6; D 4,5 00059 H 2; C 6; D 4,5 01482 H 3; C 6; D 4,5 00060 H 4; C 6; D 4,5 01406 H 5; C 6; D 4,5	00061 H 2; C 6; D 5,5 00062 H 3; C 6; D 5,5 01407 H 5; C 6; D 5,5
	00065 H 2; C 10; D 4,6	00066 H 2; C 10; D 5,7
	00063 H 2; C 7; D 4,5 00153 H 3; C 7; D 4,5	00064 H 2; C 7; D 5,5 00154 H 3; C 7; D 5,5
	01060 D 11,5	01067 D 11,5
	01634 New D 10	01635 New D 10

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с шестигранным соединением



L – длина
M – диаметр резьбы



Винты

Винт SP; WP 30 Н/см	00134 L 8,2; M 1,8	
Винт NP 15 Н/см	00297 L 7,6; M 1,6	
Винт лабораторный SP; WP 30Н/см	03134 New L 8,2; M 1,8	
Винт лабораторный NP 15Н/см	03297 New L 7,6; M 1,6	
Винт для трансфера открытой ложки SP; WP Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки),	00522 L 20,8; M 1,8	
Винт для трансфера закрытой ложки SP; WP. Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)	00547 L 20,4; M 1,8	
Винт для трансфера открытой ложки SP; WP (V.2) Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см, (от руки)	02235 New L 22,5; M 1,8	
	02236 New L 24,5; M 1,8	
Винт для мультиюнитов угловых с внутренней резьбой SP; WP 30Н/см	01274 L 7; M 1,8	
Винт для 3D-аналога 15Н/см	01119 L 3,8; M 1,4	
Винт для коннектора 3D-аналога	01115 L 30,5; M 1,8	

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Втулки для хирургических шаблонов



D – внешний диаметр
H – высота
d – внутренний диаметр

Втулка для хирургического шаблона для пилотного сверления 2.0 мм



00441, (2,0)
H 4,2; D 3; d 2,0

Втулка для хирургического шаблона совместима с Mis 5,5 (ULTRA MG-LS041)



00632
H 4; D 6,3; d 5,5

Втулка для хирургического шаблона совместима с Nobel 4,3 (ULTRA_ST_T_034053V4)



00617
H 3; D 6; d 5,0

Втулка для хирургического шаблона совместима с Straumann (ULTRA_Steco_M2715D500)



00618
H 4,5; D 6,3; d 5,0

Втулка для хирургического шаблона, совместима с Straumann Bone Level 3,0



00804
H 5,5; D 3,8; d 2,8

Втулка для хирургического шаблона совместима с Ankylos



02121 New
H 4,2; D 4,4; d 2,1
02122 New
H 4,2; D 4,4; d 3,0
02123 New
H 4,2; D 4,4; d 3,9

Втулка для хирургического шаблона, совместима с 3Diemme




00609
H 3; D 5,8; d 5,0

Втулка для пина для хирургического шаблона, совместима с 3Diemme



01026
H 7,5; D 2,9; d 1,5

ПИН для фиксации хирургического шаблона



00983
L 26; D 1,5

Втулка для хирургического шаблона, совместима с Alpha Bio 4,15



00908
H 2,5; D 5; d 4,2

Втулка для хирургического шаблона, совместима с Neobiotech D7 h3. 5



01170
H 2,5; D 6,8; d 5,2

Втулка для хирургического шаблона, совместима с Hi-Tec 3,5 мм



01464
H 3; D 5; d 4,1

Втулка для хирургического шаблона, совместима с Dentium



01869
H 3,5; D 5,5; d 4,9

Втулка для хирургического шаблона, совместима с Dentium



01881
H 4; D 4,6; d 3

Втулка для хирургического шаблона, совместима с B&B Dental




02253 New
H 4; D 5,7; d 4,2
02254 New
H 4; D 7,3; d 5,5

Актуальная информация – на сайте www.shop-dss.ru



Штифты, матрицы



Штифт синий клинический



00127

50 штук в упаковке

Штифт синий лабораторный



00128

50 штук в упаковке

Штифт желтый клинический



00125

50 штук в упаковке

Штифт желтый лабораторный



00126

50 штук в упаковке

Матрица желтая средняя 1,7 мм



00219

Совместима с Bredent

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Комплектующие к МУЛЬТИЮНИТАМ

Формирователи
десны для
мультиюнитов
прямые



01383 H4 (1,2)
01384 H4 (1,27)
01385 H4 (NBL)
01386 H4 (STR)



01387 H6 (1,2)
01388 H6 (1,27)
01389 H6 (NBL)
01390 H6 (STR)

Формирователи
десны для
мультиюнитов
обратный конус



01357 H4 (1,2)
01358 H4 (1,27)
01359 H4 (NBL)
01360 H4 (STR)



01361 H6 (1,2)
01362 H6 (1,27)
01363 H6 (NBL)
01364 H6 (STR)

Формирователи десны
для мультиюнитов
анатомические



01784 H4 (1,2)
01785 H4 (1,27)
01786 H4 (NBL)
01787 H4 (STR)



01788 H6 (1,2) **New**
01789 H6 (1,27) **New**
01790 H6 (NBL) **New**
01791 H6 (STR) **New**

Формирователи десны
для мультиюнитов
конусные



01924 H4 (1,2)
01925 H4 (1,27)
01926 H4 (NBL)
01927 H4 (STR)



01928 H6 (1,2)
01929 H6 (1,27)
01930 H6 (NBL)
01931 H6 (STR)

Трансфер для открытой
ложки.
Комплектуется винтом



00371

Винт для трансфера
открытой ложки
совместим с MUA.
M1.4



01323 (1,2)
0505 (1,27)
0806 (NBL)
01365 (STR)

Трансфер для закрытой
ложки



00885 (1,2)
00886 (1,27)
00887 (NBL)
00888 (STR)

Трансфер для
открытой ложки, (V. 2).
Комплектуется винтом



02068 **New** L 10,5
02069 **New** L 12,5

Винт для трансфера
открытой ложки
(V. 2)



02070 **New** L 14
02071 **New** L 16

Ключ для винтов
трансферов (V.2)
к MUA производства
«Ультрастом»



02209

Аналог
мультиюнита



00375

Сканмаркер PEEK.
Комплектуется винтом
Рекомендуемый крутящий
момент: не более 10 Н/см,
(от руки)



00016

3D-аналог
мультиюнита
(V. 2).
Комплектуется
винтом



01773
D 4,8; L 12

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Винт для 3D-аналога
15Н/см



01119
L 3,8; M 1.4

Абатмент выжигаемый
конус 43°.
Комплектуется винтом



00372

Абатмент временный
конус 43° с уступом.
Комплектуется винтом



00373

Абатмент временный
конус 43° без уступа.
Комплектуется винтом



00874

Абатмент временный
конус 43° укороченный,
с уступом.
Комплектуется винтом



01309

Абатмент CAD/CAM
с уступом.
Комплектуется винтом



02128 New

Абатмент-основание
конус 43°.
Комплектуется винтом



00477

Абатмент-основание
конус 30° (совместим
с оригинальным
MUA Ankylos).
Комплектуется винтом



00483

Абатмент титановый
конус 43°.
Комплектуется винтом



00484

Защитный колпачок
для полировки
конструкций



00778

Универсальный
держатель
для мультиюнитов



01242

Винт M1.4 для
комплектующих
к MUA
производства
«Ультрастом»



00881 (1,2)
00882 (1,27)
00883 (NBL)
00884 (STR)

Винт M1.4
лабораторный для
комплектующих
к MUA производства
"Ультрастом"



03881 (1,2) New
03882 (1,27) New
03883 (NBL) New
03884 (STR) New

Ультравинт для
циркониевых и
PMMA конструкций
без использования
титановых оснований
M1.4 для MUA
УЛЬТРАСТОМ



01655 (1,2)
01656 (1,27)
01657 (NBL)
01658 (STR)

Винт M1. 6, (1,0)
(совместим
с оригинальным
MUA Ankylos)



00085 (1.0)

Винт M1. 6
(совместим
с оригинальным
MUA Mis),



00626

Винт M1. 4
(совместим
с оригинальным
MUA Astra)



00665

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Комплектующие к **DAS** **New**

Формирователи
десны для DAS
прямые



02730 H4 (1,2)
02731 H4 (1,27)
02732 H4 (NBL)
02733 H4 (STR)
02734 H4 (1,0)
02735 H4 (ANT)
02736 H4 (SND)

Формирователи
десны для DAS
конусные



02737 H4 (1,2)
02738 H4 (1,27)
02739 H4 (NBL)
02740 H4 (STR)
02741 H4 (1,0)
02742 H4 (ANT)
02743 H4 (SND)

Формирователи
десны для DAS
анатомические



02744 H4 (1,2)
02745 H4 (1,27)
02746 H4 (NBL)
02747 H4 (STR)
02748 H4 (1,0)
02749 H4 (ANT)
02750 H4 (SND)

Формирователи
десны для DAS
обратный конус



02751 H4 (1,2)
02752 H4 (1,27)
02753 H4 (NBL)
02754 H4 (STR)
02755 H4 (1,0)
02756 H4 (ANT)
02757 H4 (SND)

Трансфер для
открытой ложки
одиночный.
Комплектуется
винтом



02656

Винт для
трансфера
открытой ложки
совместим
с MUA DAS.
M2

Трансфер для
открытой ложки
мостовидный.
Комплектуется
винтом

Винт для
трансфера
открытой ложки
совместим
с MUA DAS.
M.2

Аналог
мультиюнита
DAS

Сканмаркер DAS.
Комплектуется
винтом

Винт M2 для
сканмаркера
MUA DAS
производства
«Ультрастом»

3D-аналог
мультиюнита DAS.
Комплектуется
винтом

Винт для
3D-аналога
15H/см



02657



02661



02662



02801



02774



02792 (1,2)
02793 (1,27)
02794 (NBL)
02795 (STR)
02796 (1,0)
02797 (ANT)
02798 (SND)



02802



01119

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Абатмент-
основание,
(одиночный).
Комплектуется
винтом



02649

Винт M2x0,25
Dynamic для
балочных и PMMA
конструкций



02653

Абатмент-
основание
(мостовидный).
Комплектуется
винтом



02648

Винт M2x0,25
для балочных
и PMMA
конструкций



02816 (1,2)
02817 (1,27)
02818 (NBL)
02819 (STR)
02820 (1,0)
02821 (ANT)
02822 (SND)

Абатмент-
основание
удлиненный
(мостовидный).
Комплектуется
винтом



02650

Абатмент
временный.
Комплектуется
винтом



02651

Винт M2x0,25
для комплектующих
к MUA DAS, а также
для балочных и
цельнометаллических
конструкций



02716 (1,2)
02717 (1,27)
02718 (NBL)
02719 (STR)
02720 (1,0)
02721 (ANT)
02722 (SND)

Универсальный
держатель для
мультититанитов
DAS



02647

Винт M2x0,25 Dynamic
для комплектующих
к MUA DAS, а также
для балочных и
цельнометаллических
конструкций



02652


Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Отвертки




Отвертка 1,0
лабораторная длинная




Отвертка 1,0
клиническая длинная



Отвертка 1,0
машинная длинная
New




Отвертка 1,0
клиническая короткая



Отвертка 1,0
лабораторная короткая
New




Отвертка 1,0
машинная короткая
New




Отвертка 1,0
лабораторная длинная
New

1,0




Отвертка STR
клиническая короткая




Отвертка STR
клиническая длинная



Отвертка STR
машинная длинная
New



Отвертка STR
лабораторная длинная
New



Отвертка STR
лабораторная короткая
New



Отвертка STR
машинная короткая
New

STR

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru






00411

3 cm

Отвертка NBL
лабораторная длинная



00413

1 cm


Отвертка NBL
клиническая короткая



01018

1,5 cm


Отвертка NBL
машинная длинная
New



01875

3 cm

Отвертка NBL
лабораторная длинная
New



00412

2 cm


Отвертка NBL
клиническая длинная



00986

0,6 cm

Отвертка NBL
машинная короткая
New




01874

2 cm

Отвертка NBL
лабораторная короткая
New

NBL



02814

1 cm

Отвертка DAS динамическая,
клиническая, короткая
New



02815

2 cm

Отвертка DAS динамическая,
клиническая, длинная
New

DAS

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru




Отвертки




00405

Отвертка 1,27
лабораторная длинная



00406

Отвертка 1,27
клиническая длинная




00410

Отвертка 1,2
клиническая короткая



00409

Отвертка 1,2
клиническая длинная



00407

Отвертка 1,27
клиническая короткая



01861

Отвертка 1,27
лабораторная короткая
New



01864

Отвертка 1,2
лабораторная длинная
New



01863

Отвертка 1,2
лабораторная короткая
New



01862

Отвертка 1,27
лабораторная длинная
New




01017

Отвертка 1,27
машинная длинная
New




01016

Отвертка 1,2
машинная длинна
New



00984

Отвертка 1,2
машинная короткая
New



00985

Отвертка 1,27
машинная короткая
New

1,27

1,2

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



1 cm



00562

Отвертка универсальная для прямых мультититанов шестигранник 2.0

2 cm



00552

Отвертка универсальная для прямых мультититанов шестигранник 2.0

1 cm



02811

Отвертка универсальная для прямых мультититанов DAS

2 cm



02812

Отвертка универсальная для прямых мультититанов DAS



00425

Ключ динамометрический

Соответствие отверток системам имплантатов:

1,0 Совместимые с **Ankylos**

STR Совместимые с **Straumann Bone Level, Straumann SynOcta**


NBL Совместимые с **Nobel Replace, Nobel Conical Connection**

1,27 Совместимые с **Astra Tech, Dentium, MIS C1 B&B Dental, с шестигранным соединением (HEX)**

1,2 Совместимые с **Xive, Biomet 3i, Osstem, NeoBiotech, MegaGen AnyRidge, MegaGen AnyOne**

SND Совместимые с **Straumann Neodent**

Актуальная информация – на сайте www.shop-dss.ru



Техническая информация



Рекомендуемое
усилие
на винт Н/см

Совместимо с Nobel Replace

00119	35Н/см		NP
00120	35Н/см		RP; WP
00121	35Н/см		RP; WP
00122	35Н/см		NP
00123	35Н/см		RP; WP
00124	35Н/см		RP; WP
00929	15Н/см		RP; WP
00562; 00552	35Н/см		NP; RP; WP
02630	10Н/см		NP
02636	10Н/см		NP
02638	10Н/см		RP; WP
02640	10Н/см		RP; WP

Совместимо с Dentium

00249	25Н/см		на все размеры
03249	25Н/см		на все размеры
00516	10Н/см		на все размеры
00530	10Н/см		на все размеры
02145	10Н/см		на все размеры
02147	10Н/см		на все размеры
00930	25Н/см		на все размеры
00562; 00552	25Н/см		на все размеры
01269	25Н/см		на все размеры

Совместимо с NeoBiotech

00879	30Н/см		на все размеры
03879	30Н/см		на все размеры
01568	10Н/см		на все размеры
01566	10Н/см		на все размеры
02154	10Н/см		на все размеры
02156	35Н/см		на все размеры
00562; 00552	35Н/см		на все размеры

Совместимо с Ankylos

00248	15Н/см		на все размеры
02091	15Н/см		на все размеры
02077	15Н/см		на все размеры
02286	10Н/см		на все размеры
02287	10Н/см		на все размеры

Совместимо с MegaGen AnyOne

01697	35Н/см		на все размеры
03697	35Н/см		на все размеры
01737	10Н/см		на все размеры
01739	10Н/см		на все размеры
01716	25Н/см		на все размеры
02149	10Н/см		на все размеры
02151	10Н/см		на все размеры

Особые примечания:

- При окончательной фиксации протеза на имплантат диаметром 3,0; NP используйте только новый винт, который входит в комплект.
- Компания «Ультрастом» полностью уверена в качестве и надежности своей продукции. Мы даем гарантию 10 лет на все наши компоненты, если они используются по назначению в соответствии с нашими инструкциями.

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с Nobel Conical Connection

00215	35Н/см		NP
00216	35Н/см		RP
00307	10Н/см		Ø3.0
03215	35Н/см		NP
03216	35Н/см		RP
03307	15Н/см		Ø3.0
00542	10Н/см		NP
00538	10Н/см		NP
00536	10Н/см		RP
00539	10Н/см		RP
02166	10Н/см		NP
02168	10Н/см		NP
02162	10Н/см		RP
02164	10Н/см		RP
00561	15Н/см		NP
00560	15Н/см		RP
00813	35Н/см		NP
00814	35Н/см		RP
00562; 00552	35Н/см		NP; RP
01259	15Н/см		NP
01262	15Н/см		RP

Совместимо с 3D-аналогом

01119	15Н/см		на все системы
-------	--------	--	----------------

Условные обозначения:

- ⚡ Усилие не более 15Н/см
- * Прилагаются 2 винта к 3,0; NP
- 🌀 Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см (от руки)

Совместимо с MegaGen AnyRidge

01193	30Н/см		на все размеры
03193	30Н/см		на все размеры
01254	10Н/см		на все размеры
01252	10Н/см		на все размеры
02206	10Н/см		на все размеры
02208	10Н/см		на все размеры

Совместимо с B&B

01884	25Н/см		на все размеры
03885	25Н/см		на все размеры
01952	10Н/см		на все размеры
01950	10Н/см		на все размеры
02212	10Н/см		на все размеры
02214	10Н/см		на все размеры
01906	25Н/см		на все размеры

Совместимо с Straumann Bone level

00256	35Н/см		NC; RC
03256	35Н/см		NC; RC
00809; 00810	10Н/см		NC; RC
00807; 00808	10Н/см		NC; RC
02174	10Н/см		NC; RC
02176	10Н/см		NC; RC

Совместимо с Straumann Neodent

01432	35Н/см		на все размеры
03433	35Н/см		на все размеры
02632	10Н/см		на все размеры
02634	10Н/см		на все размеры
00562; 00552	25Н/см		на все размеры

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Техническая информация



Рекомендуемое
усилие
на винт Н/см

Совместимо с шестигранным соединением (HEX)

00297	15Н/см		NP
00134	30Н/см		SP; WP
03297	15Н/см		NP
03134	30Н/см		SP; WP
00522	10Н/см		SP; WP
00547	10Н/см		SP; WP
02235	10Н/см		SP; WP
02236	10Н/см		SP; WP
00504	30Н/см		SP; WP
00562; 00552	30Н/см		SP; WP
01274	30Н/см		SP; WP

Совместимо с Mis C1

00297	15Н/см		NP
03297	15Н/см		NP
00462	30Н/см		SP; WP
03462	15Н/см		SP; WP
01087	10Н/см		SP; WP
01089	10Н/см		SP
01405	10Н/см		WP
02268	10Н/см		SP; WP
02269	10Н/см		SP; WP
01816	10Н/см		SP; WP

Для комплектующих к мультиюнитам

00881	15Н/см		1,2
00882	15Н/см		1,27
00883	15Н/см		NBL
00884	15Н/см		STR
03881	15Н/см		1,2
03882	15Н/см		1,27
03883	15Н/см		NBL
03884	15Н/см		STR
01323	10Н/см		1,2
00505	10Н/см		1,27
01365	10Н/см		STR
00806	10Н/см		NBL
02070	10Н/см		на все размеры
02071	10Н/см		на все размеры
01655	15Н/см		1,2
01656	15Н/см		1,27
01657	15Н/см		NBL
01658	15Н/см		STR
00085	15Н/см		1,0
00626	20Н/см		1,27
00665	15Н/см		1,27

Совместимо с Xive

00140	24Н/см		на все размеры
03140	24Н/см		на все размеры
02193	10Н/см		на все размеры
02195	10Н/см		на все размеры

Условные обозначения:

⚡ Усилие не больше 15Н/см

* Прилагаются 2 винта к 3,0; NP

⌚ Рекомендуемый крутящий момент: не более 10 Н/см (от руки)

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Совместимо с Osstem

00431	20Н/см		МИНИ
03431	20Н/см		МИНИ
00532	10Н/см		МИНИ
00533	10Н/см		МИНИ
02170	10Н/см		МИНИ
02172	10Н/см		МИНИ
00931	20Н/см		МИНИ
00562; 00552	30Н/см		МИНИ
00432	30Н/см		стандарт
03432	30Н/см		стандарт
00529	10Н/см		стандарт
00534	10Н/см		стандарт
02158	10Н/см		стандарт
02160	10Н/см		стандарт
00942	30Н/см		стандарт
00562; 00552	30Н/см		стандарт

Совместимо с Sweden & Martina

01171	20Н/см		L 8,1; M 1,8
-------	--------	--	--------------

Совместимо с Astra Tech

00257	15Н/см		Ø3,0
03257	15Н/см		Ø3,0
00138	20Н/см		Ø3,5; 4,0
03138	20Н/см		Ø3,5; 4,0
00524	10Н/см		Ø3,5; 4,0
00545	10Н/см		Ø3,5; 4,0
02272	10Н/см		Ø3,5; 4,0
02273	10Н/см		Ø3,5; 4,0
00562; 00552	20Н/см		Ø3,5; 4,0
00139	25Н/см		Ø4,5; 5,0
03139	25Н/см		Ø4,5; 5,0
00525	10Н/см		Ø4,5; 5,0
00544	10Н/см		Ø4,5; 5,0
02282	10Н/см		Ø4,5; 5,0
02283	10Н/см		Ø4,5; 5,0
00811	20Н/см		Ø3,5; 4,0
00812	25Н/см		Ø4,5; 5,0
00562; 00552	25Н/см		Ø4,5; 5,0
01283	20Н/см		Ø3,5; 4,0
01286	25Н/см		Ø4,5; 5,0

Для комплектующих к DAS

02716	20Н/см		1,2	02657	10Н/см		на все размеры
02717	20Н/см		1,27	02662	10Н/см		на все размеры
02718	20Н/см		NBL	02816	20Н/см		1,2
02719	20Н/см		STR	02817	20Н/см		1,27
02720	20Н/см		1,0	02818	20Н/см		NBL
02721	20Н/см		ANT	02819	20Н/см		STR
02722	20Н/см		SND	02820	20Н/см		1,0
02653	20Н/см		DAS	02821	20Н/см		ANT
02652	20Н/см		DAS	02822	20Н/см		SND

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Фрезы, свёрла



Фреза d1 D6 I8 L50 Z2 R0.5 для
Ti/CoCr, для станков Imes-Icore

116101, (с кольцом)

116100, (без кольца)



Фреза d1.5 D6 I12 L50 Z2 R0.75 для
Ti/CoCr, для станков Imes-Icore

116151, (с кольцом)

116150, (без кольца)



Фреза d1.5 D6 I12 L50 Z4 для
Ti/CoCr, для станков Imes-Icore

116151T, (с кольцом)

116150T, (без кольца)



Фреза d2 D6 I12 L50 Z2 R1 для
Ti/CoCr, для станков Imes-Icore

116201, (с кольцом)


116200, (без кольца)



Фреза d3 D6 I15 L50 Z2 R1.5 для
Ti/CoCr, для станков Imes-Icore

116301, (с кольцом)

116300, (без кольца)




Фреза d2 D6 I12 L50 Z4 R0.2 для
Ti/CoCr, для станков Imes-Icore

116201T, (с кольцом)

116200T, (без кольца)

IMES-ICORE
Ti/CoCr



Фреза d0.6 D3 I10 L48 Z2 R0.3 для
ZrO2/PMMA, для станков Imes-Icore

123061, (с кольцом)

123060, (без кольца)



Фреза d0.6 D6 I10 L50 Z2 R0.3 для
ZrO2/PMMA, для станков Imes-Icore

126061, (с кольцом)

126060, (без кольца)



Фреза d1 D3 I18 L48 Z2 R0.5 для
ZrO2/PMMA, для станков Imes-Icore

123101, (с кольцом)

123100, (без кольца)



Фреза d1 D6 I18 L50 Z2 R0.5 для
ZrO2/PMMA, для станков Imes-Icore

126101, (с кольцом)

126100, (без кольца)

IMES-ICORE
ZrO2/PMMA

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru





Фреза d0.5 D3 I7 L57 Z2 R0.25
для ZrO2/PMMA,
для станков ZirkonZahn

223050



Фреза d0.6 D3 I7 L57 Z2
для ZrO2/PMMA,
для станков ZirkonZahn

223060T




Фреза d1 D3 I12 L57 Z2 R0.5
для ZrO2/PMMA,
для станков ZirkonZahn

223100



Фреза d1.5 D3 I17 L57 Z2
для ZrO2/PMMA,
для станков ZirkonZahn

223150TL17



Фреза d1.5 D3 I20 L57 Z2
для ZrO2/PMMA,
для станков ZirkonZahn

223150TL20



Фреза d2 D3 I18 L57 Z2 R1
для ZrO2/PMMA,
для станков ZirkonZahn

223200



Фреза d0.5 D6 I3 L50 Z2 R0.25
для ZrO2/PMMA,
для станков ZirkonZahn

226050



Фреза d0.6 D6 I7 L50 Z2
для ZrO2/PMMA,
для станков ZirkonZahn

226060T



Фреза d1 D6 I12 L50 Z2 R0.5
для ZrO2/PMMA,
для станков ZirkonZahn

226100



Фреза d1.5 D6 I20 L50 Z2
для ZrO2/PMMA,
для станков ZirkonZahn

226150T



Фреза d2 D6 I18 L50 Z2 R1
для ZrO2/PMMA,
для станков ZirkonZahn

226200

ZIRKONZAHN
ZrO2/PMMA

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Фрезы, свёрла



Фреза d1.2 D6 I10 L50 Z2
для Ti/CoCr,
для станков ZirkonZahn

216120T



Фреза d2 D6 I12 L50 Z4 R0,5
для Ti/CoCr,
для станков ZirkonZahn

216200T



Фреза d3 D6 I18 L50 Z4 R0.8
для Ti/CoCr,
для станков ZirkonZahn

216300T


ZIRKONZAHN
Ti/CoCr



Фреза d0.5 D3 I5 L42 Z2 R0.25
для PMMA/PEEK/WAX,
для станков Sirona

333051, (с кольцом)


333050, (без кольца)



Фреза d1 D3 I17 L43 Z2 R0.5
для PMMA/PEEK/WAX,
для станков Sirona

333101, (с кольцом)

333100, (без кольца)



Фреза d2.5 D3 I24 L43 Z2 R1.25
для PMMA/PEEK/WAX,
для станков Sirona

333251, (с кольцом)

333250, (без кольца)


SIRONA
PMMA/PEEK/WAX



Фреза d0.5 D3 I5 L42 Z2 R0.25
для ZrO2,
для станков Sirona

323051, (с кольцом)


323050, (без кольца)



Фреза d1 D3 I17 L43 Z2 R0.5
для ZrO2,
для станков Sirona

323101, (с кольцом)

323100, (без кольца)



Фреза d2.5 D3 I24 L44 Z4 R1.25
для ZrO2,
для станков Sirona

323251, (с кольцом)

323250, (без кольца)

SIRONA
ZrO2

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru





Фреза d12 D6 I25 L71 Z6 R3.3 A14,
для фрезерного аппарата
Millo Pro

446120

MILLO PRO



Сверло ступенчатое Medium,
для штифтов пин-дрилл,
2.0 мм

553200

**Сверло
MEDIUM**



Сверло коническое, для
штифтов Giroform и Auto Spin,
3 мм, (d2.35 D3 L39)

653240

**Сверло
GIROFORM
И AUTO SPIN**

Актуальная информация –
на сайте www.shop-dss.ru



Производство

Ультрастом
SINCE 2005

СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ

Являясь профессиональными ортопедами-стоматологами и зубными техниками с многолетним опытом работы, мы добиваемся совершенства во всем. Однако долгое время мы не могли найти надежного поставщика абатментов и титановых оснований, качество которых отвечало бы самым высоким требованиям наших специалистов и клиентов.

Отсутствие ответственных производителей и доскональное знание потребностей рынка натолкнуло нас на мысль о создании собственного производства, где контроль за качеством выпускаемой продукции находился бы только в наших руках. Наш многолетний опыт, а также наличие собственных современных зуботехнических лабораторий стали фундаментом нового производства. Сегодня мы можем полностью контролировать процесс создания, тестирования и промышленного производства.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Поддержание высочайшего уровня качества нашей продукции — это первоочередная задача команды «Ультрастом». На производстве внедрена электронная система контроля качества. К работе над образцами привлечены высококвалифицированные инженеры и технологи международного класса, которыми контролируется каждый этап производства и тестирования продукции. Новый продукт поступает в продажу



только после того, как мы убедимся в идеальном состоянии каждой его детали.

Производство оснащено швейцарскими станками. На аналогичном оборудовании производят швейцарские часы премиум класса, качество которых не вызывает сомнения.

Гарантия на всю продукцию «УЛЬТРАСТОМ» составляет 10 лет.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ И ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА


Наши абатменты производятся в Санкт-Петербурге с использованием того же программного обеспечения и сырья, которые применяют уже известные европейские и американские производители.

Для вашего удобства вся продукция, представленная в каталоге, всегда в наличии и готова к отгрузке.

ВОЗМОЖНОСТЬ МОДИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ

Движение — это жизнь, и мы не стоим на месте. «УЛЬТРАСТОМ» всегда развивается вместе с вами, постоянно расширяя свой ассортимент и предлагая новые продукты и возможности.

Мы открыты для любых предложений серийного производства интересующей вас детали, а наши специалисты готовы в случае необходимости осуществить техническую поддержку.



- ☎ **Офис-менеджер (Кемерово): +7 (905) 078-55-77**
- ☎ **Региональный менеджер (Новосибирск): +7 (909) 517-00-54**
- ☎ **Общий телефон: +7 (960) 914-01-11**
- ➦ **t.me/dss_kuzbass**
- ✉ **dss.42@mail.ru**
- 🌐 **shop-dss.ru**

