



**МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ ФИКСАЦИИ МЕМБРАН —**






МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ МЕМБРАН

Пины для фиксации мембран ■

Винты для фиксации мембран ■



■ Гибрид между винтом и пином

Пин Гибридный

Титан ВТ -6

Представляют собой гибрид между винтом и пином. Универсальный дизайн позволяет использовать пины в любой, даже самой сложной клинической ситуации.

Артикул	Ø шляпки	Ø пина	Длина
PS-01	2,5 мм	0,9 мм	3,7/5,0

ФОРМА ВЫПУСКА

PS-01-05 5 шт — 2 000 Р	PS-02-05 5 шт — 2 000 Р
PS-01-15 15 шт — 6 000 Р	PS-02-15 15 шт — 6 000 Р
PS-01-25 25 шт — 10 000 Р	PS-02-25 25 шт — 10 000 Р

МАТЕРИАЛ

Титан ВТ -6

За счет резьбы на стержне достигается лучшая фиксация пина в костной ткани, а также простота его удаления после периода регенерации.



Пин Безударный

Титан ВТ -6

Видоизмененный пин со специальным остриём который вводится в костную ткань вращательными, возвратно-поступательными движениями, делается это при помощи специального углового наконечника для физиодиспенсера.



■ Пин со специальным острием

Артикул	Ø шляпки	Ø пина	Длина
PSu-01	2,5 мм	0,6 мм	2,5 мм

Наконечник для физиодиспенсера производит колебания на 90 градусов по часовой стрелке и обратно.




ФОРМА ВЫПУСКА

PSu-01-05	5 шт	— 3 000 Р
PSu-01-15	15 шт	— 9 000 Р
PSu-01-25	25 шт	— 15 000 Р

МАТЕРИАЛ

Титан ВТ -6





- Винт с крестообразным шлицем

Винт Титан ВТ -6 с крестообразным шлицем

Винты предназначены для стабильной фиксации резорбируемых и нерезорбируемых мембран, а также титановых сеток. Головки винтов снабжены крестообразным шлицем.

Артикул	Ø шляпки	Ø стержня	Длина
SW-12-30	2,8 мм	1,2 мм	3,7/5,2 мм

ФОРМА ВЫПУСКА

SW-12-30-05 | 5 шт.,

SW-12-30-15 | 15 шт.,

SW-12-30-25 | 25 шт

SW-12-45-05 | 5 шт.,

SW-12-45-15 | 15 шт.,

SW-12-45-25 | 25 шт.

МАТЕРИАЛ

Титан ВТ -6

Дизайн винтов и отверток обеспечивает хорошую фрикционную посадку. Во время введения винта лезвие отвертки прочно соединяется с головкой винта.





ИНСТРУМЕНТЫ

Для фиксации пинов ■

Для фиксации винтов ■



- 1 Пинодержатель для углового наконечника

Артикул: PHU-01-01 — 3 000 ₽



- 4 Отвертка

Артикул: SWp-01-02 — 2 500 ₽



- 2 Кассета

Артикул: BP-12-01 — 2 700 ₽



- 3 Молоток

Артикул: HR-01-01 — 4 500 ₽


- 1 Аппликатор осуществляет простой и контролируемый захват, что позволяет точно и надежно позиционировать пины на кости. Снять пинодержатель с пина так же просто, он легко отщелкивается при наклоне.
- 2 Дизайн кассеты для пинов позволяет легко и удобно производить забор пина, простая конструкция обеспечивает устойчивость во время стерилизации пинов, а также во время взятия инструментом.
- 3 Стоматологический молоток. Вес 180 грамм, имеет цилиндрическую рабочую часть с двумя плоскостями диаметром 20 мм. Облегченная титановая рукоятка, способствует удобной посадке в руке. Длина молотка 185 мм.
- 4 Уникальный дизайн шляпки гибридных пинов обеспечивает легкое и безопасное удаление пина. Наконечник ключа обеспечивает точность работы и оптимальную фиксацию пина на отвертке.

• 5 Бокс

Артикул:

PB-01-01

— 3 000 ₽



• 6 Пинодержатель прямой

Артикул: PNP-01-01 — 3 000 ₽



• 7 Пинодержатель изогнутый

Артикул: PNB-01-01 — 3 000 ₽



- 5 Бокс для стерилизации изготовлен из нержавеющей стали. С его помощью легко и удобно приготовить к стерилизации пины, а также инструмент для их использования.

- 6 Аппликатор осуществляет простой и контролируемый захват, что позволяет точно и надежно позиционировать пины на кости. Снять пинодержатель с пина так же просто, он легко отщелкивается при наклоне.

- 7 Аппликатор осуществляет простой и контролируемый захват, что позволяет точно и надежно позиционировать пины на кости. Снять пинодержатель с пина так же просто, он легко отщелкивается при наклоне.



• 1 Кассета

Артикул: BP-12-01 — 2 700 ₽



• 2 Насадка для универсальной отвертки

SP-12-01 | 40 мм

SP-12-02 | 60 мм

• 3 Насадка для отвертки

Артикул: SP-12-101



• 4 Рукоятка

Артикул: SD-12-01

- 1 Дизайн кассеты позволяет легко и удобно производить забор пина, простая конструкция обеспечивает устойчивость во время стерилизации пинов, а также во время взятия инструментом.
- 2 Дизайн винтов и отверток обеспечивает хорошую фрикционную посадку. Во время введения винта-лезвие отвертки прочно соединяется с головкой винта.
- 3 Длина насадки составляет 40 мм. Дизайн винтов и отверток обеспечивает хорошую фрикционную посадку. Во время введения винта лезвие отвертки прочно соединяется с головкой винта.
- 4 Эргономика рукоятки позволяет надежно фиксировать ее в руке: без прокручивания, без перенапряжения при нефизиологическом положении оператора, контролируя крутящий момент отвертки.

- 5 Рукоятка отвертки мини

Артикул: SDm-12-02



- 6 Насадка для углового наконечника

Sfe-12-01 | 25 мм

Sfe-12-02 | 40 мм



- 7 Насадка для углового наконечника

Артикул: Sfe-12-101



- 5 Уникальный дизайн рукоятки отвертки мини позволяет установить винты в труднодоступных местах. Рукоятка обеспечивает точность работы и оптимальную фиксацию винта на отвертке.

- 6 Дизайн винтов и отверток обеспечивает хорошую фрикционную посадку. Во время введения винта лезвие отвертки прочно соединяется с головкой винта.

- 7 Дизайн винтов и отверток обеспечивает хорошую фрикционную посадку. Во время введения винта лезвие отвертки прочно соединяется с головкой винта.



☎ +7 (960) 914-01-11
☎ +7 (960) 916-07-05
☎ +7 (905) 078-55-77

✉ dss.42@mail.ru



🌐 shop-dss.ru